



د افغانستان د وټرنرانو اتحادیه

د وټرنري د روزني مرکز

د وټرنري د کلنيکي طبي لابراتوار ازموينتونولارښود



ترتيب کونکي: ډاکټر دادمحمد (سعادتي)

۱۳۸۸

فهرست

عنوان	مخ
سریزه	10
پیغام	11

لمري فصل

دکار دحفاظت قوانین په لابراتوار کې	12
دلایراتوار مقررات:	12
وقایوې تدابیر	13
د لابراتوار دکار کونکي لپاره لازمي سپارښتنې	13
په لابراتوار کې د ځان ساتنې اصول	13
BIO SECURITY	13
دسوزیدو وړ مرکبات (FLAMMABLE CHEMICALS)	14
دهغه موادو دساتلو طریقه چې دسوزیدو قابلیت لري	14
داستعمال طریقه یې (SAFE USE)	14
په لابراتوار کې داوراڅستنې کنترول	14
تخریب کونکي مرکبات (CORROSIVE CHEMICAL)	14
دتخریب کونکي مرکباتو مسون استعمال (SAFE USE)	15
زهري او مسموم کونکي مرکبات (TOXIC CHEMICALS)	15
تخریش کونکي مرکبات (IRRITATING CHEMICALS)	15
دتخریش کونکو موادو دساتلو طریقه	15
دتخریش کونکي موادو مسون استعمال (SAFE USE)	15
اکسدايز کونکي مرکبات (OXIDIZING CHEMICALS)	15
دساتلو طریقه (STORAGE)	16
مسون استعمال یې (SAFE USE)	16
هغه مرکبات چې انفجار کونکي خواص لري (EXPLOSIVE CHEMICALS)	16
دپیکریک اسیدمسون استعمال	16
دسرطان تولیدونکي مرکبات (CARCINOGENS)	16
دسرطان تولیدونکي مرکباتو دساتلو طریقه	16
په لابراتوار کې لومړني مرستې (FIRST AID IN LABORATORY)	16
اسیدونو تونیدل په پوست کې باندې (ACID SPLASHES ON SKIN)	17
داسیدونو تونیدل په سترگو کې (ACID SPLASHES IN THE EYE)	17
داسیدونو تیروول (ACID SWALLOWING)	17
هغه سوختګي چې دالقلي پواسطه منځته راځي	17
دالقلیو تونیدل په پوست کې باندې	17
دالقلي داخلیدل په سترگو کې	17
دالقلیو تیروول	18

18	(POISONING) زهرجن کيدل يا مسموميت
18	 (BURNS CAUSED BY HEAT) سوزيدنه
19	(SEVER BURNS) شديد ياسخته سوزيدنه

دوهم فصل

21	د ناروغ څاروي او مريضې موادو څخه نمونه اخستل
21	مخکې تدابير د موادو اخستلو څخه:
22	(STOOL COLLECTION) د غايطه موادو نه نمونه اخستل
22	 داخلي پرازيتونو لپاره:
22	 (EXTERNAL PARASITE. SAMPLE COLLECTION) د پوستکي ناروغي يا خارجي پرازيتونه:
22	 د ويني سمير جوړول:
23	(BLOOD COLLECTING) د ويني اخستل او جمع کول:
23	 (IMPORTANT POINTS) مهم ټکي:
23	 (TISSUE SAMPLE COLLECTION) د انساجو څخه نمونه اخستل:
24	(MILK SAMPLE COLLECTION) د شيدو څخه نمونه اخستل:
24	 (URINE SAMPLE COLLECTION) د بولويو ادرار څخه نمونه اخستل:
24	 (FETUS SAMPLE COLLECTION) د سقط شوي جنين څخه نمونه اخستل:
24	 (SWAB) د وجود د طبعي سوريو څخه سواب اخستل:
25	 (FOOD POISONING SAMPLE COLLECTION) د تسمم کونکو موادو څخه نمونه اخستل:
25	 د اوبو غذايي موادو او بسترد چرگاتو نه نمونه اخستل:
25	 اول: د مريضې موادو اخستل د مړه يا ژوندي څاروي څخه:
26	 نمونه اخستل د هستوپتالوژيکي معایناتو لپاره:
27	(MICROBIOLOGY) مايکروبيولوژي
28	 (BACTERIAL DISEASES) باکترىاي ناروغي:
28	 ۱ - انترکس (ANTHRAX): ټک يا توپکي
28	 ۲ - تور لينگي يا سورنگي (BLACK LEG)
28	 ۳ - انتروتوکسيميا (ENTEROTOXAEMIA)
28	 A: ريخک (LAMB DYSENTERY)
29	 ۴ - بوغمه يا لهوه (HEMORRHAGIC SEPTICEMIA)
30	 (CHLAMYDIA DISEASES) کلاميديايي رنځونه
30	 دمایکو پلازمایي ناروغيو څخه
31	 ANAPLASMOSIS
31	 اگلکسيا (CONTAGIOUS AGALACTIA OF SHEEP AND GOATS)
31	 (VIRAL DISEASES) ويروسي ناروغيو لپاره نمونه اخستل:
31	 ۱ - طبق FMD.
31	 ۲ - د غواگانو طاعون (RINDERPEST)
31	 ۴ - د غوايانو ويروسي نس ناسته (BVD.MUCOSAL DISEASE)

32	MCF.(BOVINE MALIGNANT CATARRH) MALIGNANT CATARRHAL FEVER -٦
32	چچک(POX).....٧-
32	(ORF SORE MONTH) CONTAGIOUS ECTHYMA -٨
32	آبی ژبه (BLUE TONGUE).....٩-
32	دلیونی سپی ناروغي (RABIES).....١٠-
32	دورو شخوند و هونکو طاغون(PPR):.....١١-
32	د ژوندي څاروي څخه: (LIVE ANIMAL).....
32	دمړه څاروي څخه:(DEAD ANIMAL).....
33	دري ورځيني تبه(EPHEMERAL FEVER).....
33	پروتوزواني ناروغي (PROTOZOAN DISEASES) دويني پرازیتونه.....
33	د فنگسي ناروغيو اویا (MYCOTIC DISEASES).....
34	خارجي پرازیت یا (EXTERNAL PARASITES).....
34	چنجان یا (HELMINTHIASIS).....
34	د غولانخي پړسوب یا (MASTITIS).....
34	نوي حجرات یا (NEOPLASMS).....
34	د الوتونکو دناروغيو لپاره نمونه اخستل:.....
34	١ - NEWCASTLE توغکي:.....
34	٢ - INFECTIOUS LARYNGO TRACHITIS.....
34	٣ - سپين اسهال (PULLOTUM):.....
35	٤ - COCCIDIOSIS:.....
35	٥ - LYMPHOID LEUCOSIS.....
35	٦ - (GUMBORA) INFECTIOUS BURSAL DISEASE.....
35	٧ - AVIAN INFLUENZA- BIRD FLU.....
35	د نموني د ليزولو دپاره ځولندي لارښوني:.....
35	الف: مخلوط.....
36	ب: محلول.....
36	٢ - هپارين (HEPARIN).....
36	٣ - DISODIUM ETHYLENE DI- AMIN TETRA- ACETIC- ACID (EDTA).....
36	٤ - سیترات: (CITRATE).....
36	٥ - سوډيم فلوراډ (SODIUM FLUORIDE) (فلورود سوډيم).....

دریم فصل

38	د پرازیتولوژي لابراتوار.....
38	دلبرتوار تعریف.....
39	پرازيتي موادو جمع کول.....
39	د غایطه موادو د ټولولو طریقه:.....
39	د پرازيتي ناروغيو د تشخیص بیلایلي طریقي.....

39	دکار یا طریقي څرنگوالي:
39	۲ - دغایطه موادو معاینه درسوب په طریقه (SEDIMENTATION METHOD):
40	دطریقي میتود او څرنگوالي:
40	۳ - دغایطه موادو معاینه دلامبو وهلو په طریقه (FLOTATION METHOD):
40	دطریقي څرنگوالي یا میتود:
41	دپرازیت دهکیو دشمرولو طریقه:
42	دپرازیت دهکیو شمیرل د مک ماسټر په طریقه (MC MASTER METHOD):
42	د مک ماسټر د چمبر دکار طریقه:
43	دغایطه موادو د کبټ طریقه:
43	دکبټ دمحیط تهیه کول:
44	د بیرمن طریقه یا میتود (BEAR MANN METHOD):
50	دکارداچرا کولو طریقه:
51	د چنجیو د حفاظت یا ساتنې او رنګي کولو یا تثبیتولو طریقي:
52	ج: دترماتودا دچنجو ساتنه (PRESERVATION OF TREMATODES):
52	دپرازیټي ناروغیو د تشخیص دپاره دویڼو معاینات:
52	دسلاید پرمخ دمعاینې لپاره د تازه وینې برابرول:
53	۲ - دویڼو غټ داغ یالکی (THICKBLOOD SMEAR):
53	دنورو اعضاو څخه دسلاید جوړیدنه:
53	دویڼو دنریو طبقو رنګول (STAINS FOR THIN BLOOD SMEARS):
53	دطریقو څرنگوالي:
53	د (WRIGHT) او یا (LEISHMAN) په میتود سره رنګول:
54	دګیمزا په میتود رنګول (STAINING BY GIAMSA'S METHOD):
54	دویڼو دپنډولیکو رنګول (STAINIS FOR THICK BLOOD SMEARS):
54	دلایراتوار دپاره ځنې مهم او ضروري محلولونه او مواد (REAGENTS AND FORMULA):
55	۱۰ - لفدوفسکي ترکیبي محلول (F.A.A.SOLUTION):
56	دلایراتواري محلولونه: (LABORATORY SOLUTIONS):
57	دلایراتواري از میبټونوسامان آلات:
57	۱: میکروسکوپ (MICROSCOPE):
57	الف: دعیاریدو سیستم (ILLUMINATION SYSTEM):
57	۱: لوی او غټ پیچ:
57	۲ - کوچني او وړوګي پیچ:
57	۳ - آینه:
57	۴ - کاندنسر (CONDENSER):
57	ب: دتقویت سیستم (SUPPORT SYSTEM):
57	۱: پایه (BASE):
57	۲ - لاستي یابازو (SUPPERT PILLAR):

57	۳- تخت یا میز (STAGS) یا (DISH).....
57	۴- مخانیکی میز.....
58	۵- گیرا.....
58	۶- سلاید او کورسلاید.....
58	ج: دلویولو او غټولو سیستم (MAGNIFICATION SYSTEM):.....
58	۱- آیسونه (دسترگو عدسی) (EYE PIACE):.....
58	۲- لینز یا ابجکتیفونه (OBJECTIVES):.....
58	د: دریا یا تنویر سیستم (LIGHT SYSTEM):.....
58	۱: دنور منبع (SOURCE OF LIGHT):.....
58	۲- هینداره (MIRROR):.....
58	۳- کاندنسر (CONDENSER):.....
58	۴- دیافراکم (DIAPHRAGM):.....
58	د ابجکتیفونو استعمال یا لینز استعمالول:.....
58	۱- د 10X (LOW POWER.L) لینز:.....
59	۲- د 40X (HIGH POWER LENS) لینز:.....
59	۳- د 100X (OIL IMMERSION LENS) لینز:.....
59	د مایکروسکوپ د قوت اندازه کول:.....
59	د مایکروسکوپ استعمالول:.....
60	د مایکروسکوپ ډولونه:.....

څلورم فصل

61	لابراتواري ازمويني او رنگ اميزي طريقي.....
61	د باکتريالوژي لابراتوار اصول او کرنلار:.....
61	BACTERIOLOGICAL LABORATORY PRINCIPLES.....
61	د معاون د لابراتوار کمک د تشخیص کوونکي سره.....
61	نېټه کول (LABELING).....
61	سواب اخستل: (SWABS).....
61	ادرار (URINE):.....
62	چرک، خیرن مواد (PUS):.....
62	وینه- (BLOOD) -.....
62	مواد غایطه: (FECAL SAMPLE).....
62	نسج: (TISSUE).....
62	د سمیر جوړول (SMEAR PREPARATION).....
62	اختیاط:.....
62	د سمیر جوړول د مایع محیط څخه.....
63	د سمیر جوړول د کلچر د جامد محیط څخه.....
63	ضروري سامان الات.....

64	 STAINING PROCEDURES FOR BACILLUS ANTHRACES
64	 دجوړولو طريقه:
64	(STAINING PROCEDURE): درنگ کولو طريقه:
64	 (STAINING METHOD OF BACTERIA) دباکتریا درنگولو طريقه
64	 (STAINING METHOD OF BACTERIA GRAMS STAIN) ۱- دگرام طريقه:
65	(GRAMS- STAINING PROCEDURE): دگرام رنگ کولو طريقه:
65	 (RESULT): نتيجه
65	 (PREPARATION): جوړولو طريقه:
65	(PROCEDURE OF STAINING): درنگ کولو طريقه:
65	 (ZIEHL-NEESENS STAIN) : دزیل نلسن رنگ کول :
65	: جوړولو طريقه:
66	 : (PROCEDURE) دکار طريقه:
66	 CAPSULE STAIN FOR ANTHRAX
66	SELLER'S STAIN FOR NEGRI-BODIES OF RABIES DISEASE
66	 LACTOPHENOL COTTON BLUE STAIN FOR MYCOLOGY
66	 (FUNGAL DISEASE
67	 MICROSCOPE SLIDE
67	(WET BLOOD FILMS) تازه دويني سلايد جوړول
67	 (LYMPH NODES) لمفاوي غدي
67	 (LYMPHNODES SMEARS) دلمفونود څخه سمير جوړول
68	(PUS SMEARS) دچرک سمير جوړول
68	 (NOSAL DISCHARGES) دپزي افرازات
68	 MILK SMEARS
68	 (INTESTINAL CONTENT SMEARS) دکولمو سمير جوړول
68	 (EXAMINATION OF TISSUE FOR PARASITE) دنسجونو معاینه د پرازیت لپاره
68	 IMPRESSIONS
68	(FIXATION OF SLIDES) دسلايد فکس کول
68	 (ABSOLUTE ALCOHOL) خالص الکول
69	 (ACETONE FREE) (METHYL ALCOHOL) میتایل الکول
69	 CORROSIVE SUBLIMATE
69	(KAISERLING'S METHOD): دعضوي یا نسج دساتلو طريقه:
69	 (THE PROCEDURE IS AS FOLLOWS): طريقه:
69	 دپتالوژي میوزیم لپاره دنسجي نمونو جوړول
69	 :FIXATION
70	 :MOUNTING FIXATION PLATE
70	 (PREGNANCY TEST) دبلاربنتوب ازمېښت

70	۱-ستريپ طريقه (STRIP METHOD):
70	۲-سلايد ميتود (SLIDE METHOD):
70	۳-انتي باڊي طريقه (ANTIBODY METHOD)
70	طريقه يا ڊيڪٽريا ڊ پيژنڊلو لومري طريقه (STAIN):
71	۱ - ساده ستين (SIMPLE STAIN):
71	۲ - مختلف ستين (DIFFERENTIAL STAIN):
71	۳ - ڄاڻگري اوخصوصي ستين (SPECIAL STAIN):
71	د(WRIGHT) اويا (LEISHMAN) درنگ ڪولو طريقه
71	ساحوي رنگ ڪولA+B (FIELD STAIN)
71	گرام ستين (GRAM STAIN):
72	گيمزا ستين (GIEMSA STAIN):
72	دفلجيل رنگ ڪول:(FLAGELLA STAIN)
72	(ROTHERA TEST) ڪيتون باڊي ٽيسٽ په اڌارڪي:
72	په بدن ڪي ڊڪيتون توليد:
73	CALIFORNIA MASTITIS TEST
73	وسايل:
73	SURF FIELD MASTITIS TEST
74	تيوب اگلوتنيشن ٽسٽ (SERO-AGGLUTINATION TUBE TEST)
74	پليٽ اگلوتنيشن ٽسٽ:(ROSE BENGAL PLATE AGGLUTINATION TEST)
75	دبروسلوز ناروغي ڊ شيڊو ازمينه:(BRUCELLA MILK RING TEST)
75	MAMMALIAN AND AVIAN PPD-TUBERCULIN TEST
75	توبرڪولين ٽسٽ:(INTRADERMAL TEST)
75	مالين ٽيسٽ (MALLEIN TEST)
75	THE OPHTHALMIC MALLEIN TEST
76	وانرولوجي ياويروسونه(VIROLOGY)
78	سيروولوجي او ايمونولوجي (SEROLOGY IMMUNOLOGY):
78	AGAR – GEL IMMUNODIFFUSION TEST (AGID)
78	آ - جي - اي - ڊي ٽيسٽ
80	PEN-SIDE TEST
80	FOR THE DETECTION OF RINDERPEST ANTIBODIES IN EYE SWABS
81	لخته ڪيدو ڇڏه دلابر اتواري ويني سائل:
81	دلخته ڪيدو مخوي ڪوونڪي ڪيميائي مواد:(ANTI COAGOLANT AGENTS)
82	(ETHYLENE-DI-AMINE TETRA ACETATE) (EDTA) محلول:
82	ڄيني معلوماتونه ڇي ڊمريضي موادو سره فورمه ڪي بايد وليزل شي نو:
82	د (TRICHOMONASIS) تشخيص ٽسٽ:
83	EOSIN رنگ پواسطه رنگول:
83	THE USE OF EOSIN STAIN

83	 مسقیم رنگ کول: (STAIN DIRECT SMEARS)
83	 غیری مسقیم رنگ کول (UNSTAINED DIRECT SMEAR)
83	 ډبل سمیر (THICK SMEAR)
83	 لابراتواري معاینات (LABORATORY EXAMINATION)
83	 لابراتواري معاینات د کوکسیدوز لپاره (COCCIDIOSIS)
83	 د کولمو د مکوزا څخه سمیر اخستل: (INTESTINAL MUCOSA SMEAR)
84	 FAECAL SMEARS
84	 (OOCYSTE) څخه د (COCCIDIA) دنوعی پیژندل
84	 ځینی نوری طریقې د (COCCIDIA) دنوعی پیژندل
84	 تعقیمول یا پاکول (STERILIZATION):
84	 ۱: د پاکولو طبعی یا فزیکي طریقې (PHYSICAL METHOD):
84	 الف: حرارت (HEAT):
84	 وچ حرارت (DRY HEAT):
84	 نم لرونکي حرارت (WET HEAT):
85	 ب: تعقیمول دورانگو پوسیله:
85	 ج: دفلتریشن په طریقې تعقیمول (FILTRATION):
85	 ح: دتعقیم یا پاکولو کیمیاوي طریقې (STERILIZATION BY CHEMICALS):

سريزه

دلوي او مهربانه خداي (ج) شكر ادا كوم چي خپل بنده ته يي توفيق وركړ ترڅو ددغه وترنري طبي لابراتواري كتاب تحرير كړم دا داسي درسي كتاب دوترنري كلينكي لابراتواري چي په () مخونو كښي ليكل شوي دي دشكلونو او جدولونو لرونكي دي چي دكتاب توضيح كي مرسته كوي ددي كتاب په ليكلو كي د خارجي اصطلاحاتو څخه تر امكان سره سم صرف نظر شوي دي اود ډيرو اسانو اوروانو پښتو اصطلاحاتو څخه پكي كار اخستل شوي دي ترڅو لوستونكي يي دمطالعي څخه په ښه توگه گټه واخلي د كتاب په ليكلو كي دنويو او ډول ډول دوترنري طبي ماخذونو څخه استفاده شوي ده داكتاب دهغه شاگردانو لپاره چي د تكنالوژي (لابراتوار) په ريشته كي زده كړه كوي خصوصاً هغه شاگردانو ته چي په خارجي ژبه تسلط نه لري ډير گټور واقع كيداي شي سره لږي چي موږ ډير كوښښ كړي ترڅو چي د نوموړي كتاب د غلطې مخه ونيسو خوبيا هم نه ويلكيږي كه كومه غلطۍ، اشتباهه او يا كمبود راغلي وي هيله مند يو چي راته يي په گوته كړي ترڅو په اينده كي موږ هغه پوره كړو او بال الخصوص دافغانستان دوترنرانو د اتحاديي دعمومي رنس محترم ډاكتر سيد گل صافي څخه ډير زياته مننه كوم چي زه يي داسي يو كتاب ته چي د ټولو وترنرانو او پراويټانو لپاره دلابراتوار په كورسونو كي ډيره گټه رسوي تشويق كړم او دذكر شوي كتاب په چاپ كولو كي مكمله همكاري كړي او الله (ج) دي ورته په اينده كي دداسي خدمتونو نور توفيق هم وركړي

همدارنگه دمحترم الحاج پوهنيار ډاكتر احمدعزيز(كانكر)دنگرهار پوهنتون دوترنري دپوهنځي استاد چي ددي كتاب په اصلاح كي زموږ سره ډيره مرسته كړيده يو نري مننه تري كوم

په اخره كي د بلال حميدي څخه د زړه له كومي مننه كوم چي ماسره يي ددي كتاب په كمپيوټري چارو كي مرسته كړي ده په درناوي

دوكتور داد محمد سعادت

پیغام

گرانو ورونو وترانرانو موږ ته دالله پاک شکر ادا کول پکار دي چې موږ دخلکو دخدمت لپاره وټاکلو او بیا د مالدارانو خدمت هو نور هم زیاد دثواب کار دي. وایی چې له تاسو څخه چې دالله په نزد بهتر هغه شخص دي چې دهغه دمخلوق سره نیک چلند کوي که چیرته یو وترنر دخلکو اومالدارنو خدمت خپل ایماني او اخلاقي فرض وکني او دالله پاک رضا او جنت په نظر کي ونیسي او یوازې مادیات په نظرکي ونه نیسي نه یوازې داچې په لاس کي به یې برکت وي بلکهي الله پاک به هم ورڅخه خوشحاله او راضي وي.

مخترمو دوترنري ډاکترانو:

تاسو ته چې کوم مالدار راځي هغه سره په زړه کي ډیري هیلي او ارزوګاني وي تاسو ته معلومه نه وي چې نوموړي مالدار به دکومو کومو پړاونو څخه تیر شوي وي اوتاسي ته به یې ځان رسولې وي کیدای شي هغه غریب وي اودمال دتداوي کولو نه نور ستړي شوي وي هو بیا هم دعلاج لپاره تاته راغلي وي نو کله چې یو مالدار ډاکتر ته ورځي ډیرو امیدونو سره ورځي نو زموږه وترنري ډاکتر صاحب ته پکار دي چې دمالدارنو سره ښه سلوک وکړي او په پوره فکر سره دهغه دمال تشخیص او تدایي ترسره کړي که چیرته تاسي ته یو مالدار راشي اومال راوړي او دهغي تدایي ستاسي له وس څخه بهر وي نو هغه ته هدایت وکړي ترڅو یو بل مربوطه مرجع ته لاړشي چې هغه لابراتوار دي او لابراتوارکي ډاکتر د څاروي دمرض تشخیص وکړي ترڅو له یو خوا دڅاروي انتخابي تدایي وشي او دبلې خوا مالدار د بي خایه تاوان څخه بچ شي. دیادولو وړده چې یو ښه تکنالوجست د لابراتوار مالدارن دلکونو روپو دتاوان څخه بچ کولي شي دمثال په ډول په یو منطقه کي انتراکس ناروغي شیع کړي ده که چیري په وخت یې لابراتوار تشخیص ونکړي دمنطقي ټول څاروي له منځه وړي او په که په وخت یې تشخیص په لابراتوار کي وشي نو کیدای شي چې روغو څارویو ته دمریضي مقابل کي واکسین وشي او مالداران د تلفاتو څخه بچ شي.

هره ورځ کم ترکمه یو تست تروسه مو پوره وي یو غریب مالدار لپاره یې وریا اجرا کړي او دا دخپل ځان او اولاد لپاره صدقه وگرځوي.

دغه کتاب چې محترم ډاکتر دادمحمد سعادتې ترتیب او منظم کړيدي اودیر زحمت اوتکلیف یې ګاللي دي چې دایي یوه خپله ایماني او وجداني وظیفه وګڼله چې د خپلو غریبو مالدارانو سره چې روزانه د هر ډول ساري او غیری ساري ناروغیو سره لاس په ګریوان دي او موږ فقط تراوڅه په مرکزونو کي یو یو لابراتوار لرو او لیرو ساحو کي ډیر مشکلات موجود دي چې دا کتاب کولای شي چې دساحوي ډاکترانو سره په نظري او عملي ډول د مرض په تشخیص کي مرسته کولای شي. او په اینده کي د ډاکتر دادمحمد دپاره دالله ج نه دلاینه خدمت کولو امید لرو

په احترام

دوکتور سید گل صافي

دافغانستان دوترنرانو اتحادیې ریس

لمري فصل

دکار دحفاظت قوانین په لابراتوار کې

دلابراتوار مقررات:

- ۱- دلابراتوار چین (Lab coat) باید همیشه واغستل شي او تنې یا توگمې يې بندشوي وي
- ۲- کله چې دلابراتواردساحې څخه خارجېږي چین په خپل مخصوص ځای کې وباسي او خپل لاسونو په اوبو او صابون باندې پرېمنځي.
- ۳- که چېرې لاسونه موپه میکروبونه یا مرضي موادو ککړ شي سمدستي خپل لاسونه په اوبو او صابون باندې پرېمنځي او دیوانتي سپټیک (Anti septic) محلول لکه ایتانول (Ethanol 65%) پواسطه هغه ضد عفوني کړي.
- ۴- که چېرې مرضي مواد په داخل دلابراتوار کې تويي شي سمدستي هغه ځای دیوضد عفوني مادي پواسطه لکه فارم الیدهاید (Formaldehyde) پواسطه یا کلورین (Chlorine %) پواسطه لوند کړای شي (د ۱۰) دقیقې لپاره وروسته دپوره کیدود (۱۰) دقیقو وخت څخه پاک کړي شي.
- ۵- دهرې ورځې په اخیر کې باید تکنالوجست لاندې ټکي په نظره کې ونیسي.
- * خپل دکار ځای پاک کړي.
- * خپل دمیز سر باید داوبو او صابون پواسطه پاک کړي.
- * دهغو موادو څخه چې دورځي په جریان کې ورڅخه استفاده شوي وي باید په یخچال کې کیبنودل شي.
- * نموني اونور ککړ مواد دسوزولو لپاره باید په (Incinerator) کې واچول شي.
- کلچر ټیپونه اود کلچر وسطونه په خپل مرطوب لویبني یا ظرف کې د اوتو کلاف لپاره کیبنودل شي. اوتوکلاف یوه اله ده چې دسامان دپریمنځلو دپاره پکارېږي.
- * د ایل ایمرشن ابجیکتیف (Oil immersion objective) باید (Lens paper) پواسطه پاک کړي شي.
- * مایکروسکوپ باید په خپل مخصوص پوښ کې پټ کړي شي.
- ۶- کله چې په لابراتوار کې په کار مصروف یو باید لاسي ساعت، گوته اوداسي نور شيان باید لیرې کړي شي.
- ۷- دخولي پواسطه دپیپټ (Pepit) استعمال جداً منع دي باید دنورو کومکي وسایلو څخه دپیپټ لپاره استفاده وشي.
- ۸- دلابراتوار یخچال یا فریژر څخه باید دخوراکي شيانو اونورو دڅښاک شيانو لپاره استفاده ونه شي.
- ۹- دلمړني مرستي بکس (First aid box) باید دلابراتوار دامر داطاق په الماري کې کیبنودل شوي وي.
- ۱۰- دلابراتوار ټول کارونه په پوره احتیاط او کرار سرته رسول او بیرته نه کول.
- ۱۱- سامانونه د کار او استعمال څخه وروسته او دراتلونکي لپاره برابرول.
- ۱۲- داستعمال څخه لویدلي اوبیکاره شيان خوندي اومخفوظ ځای کې اچول او ضایع کول
- ۱۳- په لابراتوار کې دکار کولو ځانگړي جامي او لباس پکارول.
- ۱۴- په ځینې خطري معایناتو کې دخولي پوزي او سترگو ساتنه او ځینې وسایلو استعمالول.
- ۱۵- دنموني په اخستلو وخت کې او خپل ځان ورڅخه ساتل.
- ۱۶- لابراتوار کارکونکي دزیاتو ناروغیو ضد واکسین ولگوي اوهم باید د وقایوي اسول مراعات کړي.
- ۱۷- له لابراتوار موادو سره پرته له معلوماتو اوپوهې څخه کار نه لرل ځکه چې هغه خطر لري.
- ۱۸- دنموني اخستلو څخه وروسته سمدستي تستونه کول او ځنډ پکې نه راوستل ځکه چې بیا په پایله نتیجه کې توپیر راځي.
- ۱۹- کوم سامان چې په لابراتوار کې استعمالېږي باید بلکول پاک صاف او دگردو غبار څخه خلاص وي.
- ۲۰- په لابراتوار کې استعمالیدونکي کیمیاوي مواد باید دښو او غوره کمپنیو څخه واخستل شي.
- ۲۱- په نتیجه تر لاسه کولو کې باید بیرته او ورځپانې ونشي.
- ۲۲- لابراتوار باید تل حاضرې ورکړي او پخپل ټاکلي وخت حاضر شي اودخلکود سرخوړي سبب نشي.

دمراعات وړ معيارونه او لوازم په لابراتوارکي

- ۱- هغه ځاي چې دلابراتوار دجوړيدو لپاره په نظر کي نيول کيږي بايد دښه موقعيت لرونکي وي اوپه لازمه اندازه پراخوالي ولري.
 - ۲- دلابراتوارد اطاقونو دتهوي (هواکش) سيستم بايد آماده وي که چيري په لابراتوار د شدت باد د موجوديت امکان درلودونوباید دلابراتوار جوړونه په هغه ډول صورت ونه نيسي ځکه چې بعضي ميکروبونه دلابراتوار داخل څخه خارجيږي او باعث دملوث کيدو دهغو سالمو اشخاصو چې په خارج دمحيط لابراتوارکي موقعيت لري کيږي.
 - ۳- دهغي ميزجیگوالي چې يوتنکالوجست دناستي پر حال ورڅخه استفاده کوي بايد دوه نيم فوټه يعني ۸۳ سانتي متره وي.
 - ۴- دهغي ميزجیگوالي چې يوتنکالوجست دولاري پر حال ورڅخه استفاده کوي بايد دري فوټه وي.
 - ۵- دنمونو(Sample) دراتولولو ځاي (Blood collection section) بايد دهغي اطاق څخه چې په هغي ځاي کي نور معاینات صورت نيسي جدا وي.
 - ۶- ټول سمپلونه يا نموني بايد د معاینې څخه مخکي نمبر ووهل شي
- د نمونو داخستلو تاريخ د نمونو داخستلو وخت، ددمالدار نوم، دحيوان نوع، مسلسل نمبر بايد دراجستر کتاب کي درج شي.
- څرنګه چې تاسي ته بهتره معلومه ده چې په لابراتوار کي مختلف مرضي مواد دمعاینې لپاره راوړل کيږي نوډدې دپاره چې ددغه مرضي موادو څخه انتانات نورو روغو اشخاصو ته انتقال نشي نو لازمه ده چې لاندي وقايوي تدابي په نظر کي دهميشه لپاره ونيول شي

وقايوي تدابير

- ۱- ټول سامانونه چې دلابراتوار کارکونکي ورسره تماس کي دي بايد يو معلوم وخت کي ضد عفوني شي ترڅو پدي ترتيب دميکروبونو دانتقال څخه خپل ځان اونوروته مخنوي وشي.
- ۲- څرنګه چې دلابراتوار کارکونکي دهميشه لپاره دمرضي موادو سره چې په مختلفو انتاني امراضو ککړوي تماس لري ددي لپاره چې ددغومختلفو امراضو انتقال څخه مخنوي وشي نودلابراتوار کارکونکي له مخکي څخه بايد ددغو مختلفو امراضو په مقابل کي د معافيت ورکونکي واکسين پواسطه واکسين شي.
- ۳- دمیکرسکوپ څخه استفادي په وخت کي بايد تکنالوجست فشار په يوه سترګه رانه وړي بلکي په مساوي ډول فشار په دواړو سترګو راوړي.
- ۴- کله چې يو تکنالوجست دکار څخه فارغیږي بايد خپل لاسونه په اوبو او صابون سره پاک پريمخې او وروسته دهغه څخه يو څو دقيقو لپاره خپل لاسونه دانتي سپتيک په محلول کي کيږدي ترڅو دهر نوعه ميکروبونو انتقال ځان اونورو سالمو اشخاصو ته ونکړي.

د لابراتوار دکارکونکي لپاره لازمي سپارښتني

- ۱- وطن ته رښتيني علاقمند او وفادار اوسي.
- ۲- دتل لپاره دخپلي علمي سويي دلورولو لپاره هڅه وکړي.
- ۳- دکار بڼه موباید په علمي اصولو اولوازيمو باندي استواره وي.
- ۴- هيڅکله دخپل مسلک څخه صرف دمدادياتو په خاطر استفاده مه کوي.
- ۵- دمعالج ډاکټر ارزيايي څخه وروسته دليکل شوي معاینات بايد دنموري ارزيايي سره سمون وځوري او تکنالوجست بايد دهغه ارزيايي څخه ګټه واخلي.
- ۶- دتل لپاره دکليکل دکارکونکو سره په ښه سلوک او ملګرتيا وکړي.
- ۷- په نشي موادو استعمال څخه دکار په وخت کي دتل لپاره ډډه وکړي.
- ۸- دخفظ الصحي مراعات دتل لپاره وکړي.
- ۹- دلابراتوار مواد (ريجنټونه) دضرورت په اندازه استعمال کړي اود بي خايه مصرف څخه ډډه وکړي.

په لابراتوارکي د ځان ساتني اصول

Bio Security

څرنګه چې مخکي ذکر شول لابراتوارداسي يوځاي دي چې په هغي کي مختلف مرضي مواد ترڅيړني لاندي نيول کيږي چې ددي مرضي مودو موجوديت او هغه سره تماس دژوند لپاره يو جدي خطر دي اودبله پلوه زياتره کيمياوي مواد چې دمختلفو معایناتوداجرا لپاره ورڅخه استفاده کيږي په لابراتوارکي موجود وي او زياتره دغه کيمياوي مواد دزهرې خواصو

لرونکي دي چې ددغو کيمياوي موادو داخليدل بدن ته يوجدي خطر دي چې که چيري دغه کيمياوي موددانسان په پوستکي باندې تويي شي نو تخريش سبب گرځي. همدارنگه يو تعداد کيمياوي مواد چې په لابراتوار کي دمختلفو مقصدونو لپاره ورڅخه استفاده کيږي دسوزيدو (احتراق) قابليت لري چې داور دشوغي(لمبي) په نژدې کيدو سره اوراواخلي يعني دا احتراق قابليت لري نوله دي وچي دلابراتوار کارکونکي ددغوکيمياوي موادو په ساتلو اومراقبت کي بايد ډيره هڅه وکړي ترڅو دهر قسم ناڅاپي خطر څخه خاته اونورو ته مخنيوي وشي.

دسوزيدو وړ مرکبات(Flammable chemicals)

دسوزيدو وړ مرکبات په لاندې ډول دي:

- ۱- ذاياسين(Zaycin)
- ۲- ميتانول (Methanol)
- ۳- خالص استيک اسيد (Glyshal astic acid)
- ۴- اسيتون (Acetone)
- ۵- ايتانول (Ethanol) او بعضي نور رنگونه چې په خپل ترکيب کي الکول ولري.

دهغه موادو دساتلو طريقه چې دسوزيدوقابليت لري

نوموړي کيمياوي مواد بايد په يوکلکه فلزي الماري کي چې داور دننوتلو څخه محفوظ وي وساتل شي. همدارنگه کوشش بايد وشي چې نوموړي کيمياوي مواد بايد په سره هواکي وساتل شي اودورځني استفادي لپاره بايد په وړو بوتولونو کي واچول شي او هريو باندې خپل نوم وليکل شي

داستعمال طريقه يي (Safe use)

لکه څرنگه چې مخکي ذکر شول چې نوموړي کيمياوي داوراخيستلو قابليت لري نوله دي کبله داستعمال په وخت کي ددغه کيمياوي موادو څخه لږ ترلږه داور څخه ۳ متره ليري اوسو که چيري نوموړي موادوته دحرارت ورکولو ضرورت و نومستقيماً يي بايد داور دپاسه ونه نيسو اودواثريات نه استفاده وکړو.

په لابراتوارکي داوراخستني کنترول

هرلابراتوار بايد داطفاني په مجهزووسايو سمبال وي په هغه صورت کي چې نوموړي امکانات موجودنه وي داور دزياتيدو دمخنيوي لپاره بايد دخاوري،شگي،اوپا دغتي پرستني څخه داور په مړه کولو کي استفاده وشي کله چې داورپه ناحيه کي اکسيجن قطع شي نواور په خپله مرکيزي. داوبو اچولو څخه خان وساتي ځکه چې اوبه داوردزياتيدو او انتشار سبب گرځي.

تخريب کونکي مرکبات (Corrosive chemical)

تخريب کونکي مرکبات هغه دي چې تخريب کونکي تاثيرات د بدن په حجراتو باندې لري چې ددغو مرکباتو جوړول دمرگ سبب گرځي.

که چيري په پوستکي باندې تويي شي دنسج دتخريب سبب گرځي نولدي کبله دنوموړي موادو استعمال په وخت کي بايد ډيره پاملرنه وشي دا ډول مرکبات عبارت دي له قوي تيزابو څخه چې هغه په لاندې ډول دي:

- * سلفريک اسيد(Sulfuric acid)
- * نايړيک اسيد(Nitric acid)
- * هايډروکلوريک اسيد(Hydrochloric acid)
- * اوتوفاسفوریک اسيد(Urto phosphoric acid)
- * تراي کلوريک اسيد(Tri choleric acid)
- * Glyshal acetic acid:
- ځيني قوي قلوي لکه سوډيم هايرواکسايډ(Sodium hydro oxide) پوتاشيم هايډرواکسايډ (Potassium hydro oxide اوداسي نور).

د تخريب کونکي مرکباتو مسؤن استعمال (Safe use)

ڪله جي دنوموري تخريب ڪونڪو مرڪباتو ڇهه استفاده ڪيري نولازمه جي دا لاندي ٽڪي په نظر ڪي ونيول شي:

- ۱- دنوموري موادو څخه د Pepite کولونه جداً ډډه وکړي ځکه که چيري نوموړي کيمياوي مواد هضمي سيستم ته داخل شي دهضمي سيستم دکانال دتخریب سبب گرځي اوددغو موادو دجذب کيدو دويني په دوران کي باعث دحوادثوگرځي.
- ۲- دلابراتوار موظف کس دپوتل دبهرته کولو په وخت کي بايد محافظوي عينکي په سترگو کړي.
- ۳- کله چي دنوموړي موادو محلوط کولو ضرورت وه خصوصاً دغليظو تيزابو محلوط کول داوبو سره نوباید ډيره پاملرنه وشي چي اوبه دتيزاب دپاسه علاوه نشي بلکي تيزاب ځاځکي ځاځکي داوبو سره علاوه شي ځکه چي داوبو دلږ مقدار زياتول په تيزاتو کي دحرارت دتوليد سبب کيږي اوددغي حرارت دوجهي هغه شيشي لوبني چي په هغي کي تيزاب شامل وي ماتيږي او تيزاب په ډيره ليري ساحه کي شاوخوا ته خپريږي.

زھري اومسموم کوونکی مرکبات (Toxic chemicals)

دا مرکبات عبارت د له:

- ۱- پوتاشیم سیاناید (Potassium cyanide)
 ۲- میرکوریک نائٹرایٹ (Mercuric nitrate)
 ۳- کلوروفارم (Chloroform)
 ۴- فارم الدیہاید (For aldehyde)
 ۵- سودیم نائٹروپروسید (Sodium nitro procid)
 ۶- باریم سلفیٹ (Barium aulphat)
 اوداسی نو م _____ رکبات.

تخریش کوونکی مرکبات (Irritating chemicals)

پڊي گروپ کي هغه مرکبات شامل دي چي په خاص ډول تخريش کونکي خاصيت لري لکه ډايلن (Zyline) يا دامونيا بخا او داسی نور.

د تخريش کوونکو موادو د ساتلو طريقه

نوموړي مواد بايد دالماري په داخل کي قفل شي اودضرورت په وخت کي په لازمه اندازه دالماري څخه واخستل شي بايد په ياد ولري چي نوموړي مرکبات دالماري په داخل کي هم هيڅکله په ازادبول کيښودل نه شي اوديو مخصوص صندوق چي په داخل کي بند کړي شي ترڅو دهر ډول ناڅاپي خطراتو څخه مخنيوی وي.

د تخريش کوونکي موادو مسؤن استعمال (Safe use)

ددغو موادو داستعمال په وخت کی باید دهمیشه لپاره لاندي ټکی په نظر کی ونيول شی.

- ۱- نوموړي مواد باید هیڅکله د Pepit کولو پواسطه دخولي په ذریعه وانه خستل شي بلکي دهغي په عوض دمحصولو پیپټونو پواسطه چي په خپل پورتنی نهایت کي یووړوکی لاپري پوکاني لري استفاده وشي.
- ۲- کله چي ددغه موادو څخه استفاده کیري نوباید داستفاده څخه وروسته په عاجل ډول دبوټل سربند کړای شي.
- ۳- کله چي دنوموړو موادو څخه استفاده کیري باید دستکشي واغوستل شي.
- ۴- دنوموړي موادو داستعمال څخه وروسته ژر خپل لاسونه پرمنځي.

اکسدایز کونکی مرکبات (Oxidizing chemicals)

اکسدايز کونکي مرکبات دهغه مرکباتو څخه عبارت دي چي په خپل ترکيب کي زيات مقدار اکسجن لري نولدي کبله کيداي شي يو تعداد ډاکسجن اټومونه په اساني ددي موادو څخه جدا او ديو ځاي شوي مرکباتو سره يوځاي شي چي په نتيجه کي دهغوي په ترکيب او خواصو کي تعيرات رامنځته کيږي:

- ۱- اکسایدونه (Oxidizes)
۲- کلوریتونه (Chlorites)

- ۳- پرکلوریتونه (Per chlorites)
 ۴- پوتاشیم ډای کرومیک (Potassium di chromic)
 ۵- کرومیک اسید (Chromic acid)

دساتلو طریقہ (Storage)

ددغو موادو په ساتلو کې باید ډیره پاملرنه وشي او نوموړي مواد باید دعضوي موادو خصوصاً دهغي موادو سره چې دسوزیدو قابلیت لري سره نژدې او یا یوځای ونه ساتل شي.

مسئو استعمال يي (Safe use)

ددغو موادو داستعمال په وخت کې باید ډیره پاملرنه وشي ځکه زیاتره اکسدايز کوونکي مرکبات په پوستکي او سترگو باندې تخريش کوونکي تاثيرات لري.

هغه مرکبات چې انفجار کوونکي خواص لري (Explosive chemicals)

دغه مرکبات هغه مرکبات دي چې دحرارت یاداور دلمبي په نژدې کولوسره انفجارکوي لکه پیکریک اسید (Picric acid)

دپیکریک اسیدمسئو استعمال

دتل لپاره لاندې ټکي په نظر کې ونیسي.

- ۱- دنوموړي موادو دساتلو ځای باید دتل لپاره دحرارت اوداور دمستقمي لمبي څخه لیري وي.
- ۲- نوموړي مواد باید په یو لوند محیط کې وساتل شي اوکه نه کیدای شي دانفجار سبب وگرځي.
- ۳- دنوموړي موادو دساتلو په ځای کې هیڅ نوعه اصطکاک او فشار موجود نه وي.

دسرطان تولیدونکي مرکبات (Carcinogens)

هغه مرکبات دي چې دتیرولو، تنفس کولو او جلد سره دوامداره ډول دتماس کولو حجروي ویش (Mitosis) ته سرعت ورکوي چې په نتیجه کې کیدای شي دسرطان سبب وگرځي. چې نوموړي مرکبات په لاندې ډول سره دي:-

- ۱- Nitro so pheads
- ۲- Naphtalins slat
- ۳- Lamin nitro so amins

دسرطان تولیدونکي مرکباتو دساتلو طریقہ

دنوموړي موادو داستعمال په وخت کې باید موظف شخص ماسک اودستکشني اغوستي وي اودنوموړي موادو داستعمال څخه وروسته باید په عاجل ډول ټول هغه سامانونه چې ددغو موادو سره په تماس کې وي ومینځل شي اوپه خپله موظف کس هم باید خپل کالي بدل کړي او خپل ځان اولاسونه پریمنځي. نوټ: دنوموړي موادو په بوتل باندې (Carcinogen) کلمه په اوسپنیز قلم باندې ولیکي.

په لابراتوار کې لومړني مرستې (First aid in laboratory)

هغه اسیدونه چې دهغي لوړه فیصده دپوستکي دتخريش اوتخريش سبب گرځي په لاندې ډول سره دي:-

- ۱- سلفوریک اسید
- ۲- نایتريک اسید
- ۳- هایدروکلوریک اسید
- ۴- تراي کلوریک اسید

اسيدونو تونيدل په پوستکي باندې (Acid splashes on skin)

په هغه صورت کې چې يومقدار اسيد دپوستکي دپاسه سهواً توني شي اودتخريب سبب وگرځي نولازمه ده چې لاندي وځايوي تدابير په نظر کې ونيسو.

۱ - ککره شوي ناحيه د بدن په دوامداره ډول سره په اوبو باندې پريمنيځي.

۲ - دمنځلو څخه وروسته نوموړي ناحيه دگاز، کتان سوديم بای کاربونيټ محلول ۵% پواسطه تربند کړي.

داسيدونو تونيدل په سترگو کې (Acid splashes in the eye)

په هغې صورت کې چې سهواً کوم ځل اسيدپه سترگو کې وغورځيږي او غيرقابل ارجاع يعنې تغيرو کړي او اواريز رامنځته کړي نو دهغې دمخنيوې لپاره بايد دا لاندي ټکي په نظر کې ونيول شي.

۱ - په لومړي مرحله کې سترگې بايد داوبو پواسطه پريمنځل شي او وروسته دهغه څخه مريض په يوتخت يا يواوړد ميز باندې سملول شي او اوبو پواسطه ومنيځل شي پداسې ترتيب چې دپوزي سره سورنج تماس وکړي او وحشي طرف ته اوبه (Spray) شي.

۲ - دسوديم بايي کاربونيټ ۲% محلول جوړکړي او څلور څلور څاڅکي په وقفې يې او دوامداره ډول په سترگو کې ورته واچوي يعنې ترڅوچې ناروغ دسترگو معالج داکترته استول کيږي.

داسيدونو تيږول (Acid swallowing)

که چيرې دلابراتوار کارکونکي سهواً دPeppit کولو په وخت کې اسيد خولي ته کش کړي نولازمه ده چې لمړني تدابير په مرځلي توگه ترسره کړي.

۱ - موضوع هرڅومره چې ژر امکان لري داکتر ته وروړل شي اوداکتر ترې خبر کړي شي.

۲ - ۵% دصابون محلول جوړ او په عاجل ډول يې مريض ته ورکړل شي ځکه چې صابون په خپل ترکيب قلوي لري چې دخوړل شوو اسيدوسره تعامل کوي او هغه خنثي کوي.

او تخريب کوونکي تاثيراتو څخه يې ژوغوري همدارنگه ددوه و هگيو سپين په ۵۰۰ سي سي اوبو کې حل کړي شي او وروسته دې مريض ته ورکړل شي.

۳ - درې يا څلور گلاسې اوبه دې په مريض څښل شي.

۴ - که دناروغ ژبه، شونډې، تالو دتيزابو پواسطه تخريش شوي وي نودپاکواوبو په ذريعه څوځلي پريمنځل شي وروسته ددوه فيصده سوديم کاربونيټ محلول پواسطه مرطوب وساتل شي.

هغه سوختگي چې دالقلي پواسطه منځته راځي

القلي هم دتيزابوپه څير تخريب کوونکي او تخريش کوونکي خواص لري حتي ترډې پورې چې خنثي وخت هغه اواريز چې دالقلي موادو پواسطه منځته راځي داسيدوپه پرتله ډير خطرناک وي نولدي کبله کله چې دالقلي موادو څخه استفاده کيږي بايد ډيره پاملرنه وشي.

دالقليوتونيدل په پوستکي باندې

کله چې يوه قوي القلي لکه سوديم هايډروکسايډ او پوتاشيم هايډرواکسايډ په پوستکي باندې توبي شي او هغه ساحه تخريب کړي نوډدې لپاره چې تخريب شوي ناحيه دژور کيدو مخه ونيول شي اوهم دناروغ دحالت دښه والي لپاره مرستي وشي نو بايد لاندي ټکي په نظر کې ونيول شي.

۱ - تخريب شوي ناحيه داوبو پواسطه پريمنځل شي.

۲ - تخريب شوي ناحيه د۵% استيک اسيد پواسطه وتړل شي يعنې داپه يوه ټوټه واچول شي او وروسته په ټوټه باندې لاس وتړل شي.

دالقلي داخليدل په سترگو کې

کله چې يومقدار قلوي په سترگو کې داخل شي نولازمه ده چې لاندي ټکي په نظر کې ونيول شي.

۱ - په لومړي مرحله کې بايد سترگې پريمنځل شي او وروسته هغه دسورنج پواسطه چې اوبه پکې موجود دي وي په علوي برخه کې دپوزي ارتباط ورکړي سپري صورت ونيسي اد خوشيښو لپاره يې ورته په سترگو کې سپري کړي.

۲- وروسته دسترگو دپريمنخلو بوریک اسید ۳% محلول په سترگو کې ورواچول شي ترڅو ددې محلول پواسطه سترگي ټپي ومينخل شي دغې عملي ته په وځي ډول ترهغه وخته پوري دوام ورکړل شي ترڅو چې ناروغ ډاکټر ته ورسول شي.

۳- دسترگو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي.

دالقيو تيږول

هر کله چې دلابراتوار کارکونکي Pepit کولو په وخت کې يو مقدار قلوې تير کړي نو دغير قابل ارجاع مخنيوي لپاره بايد لاندې ټکي په نظر کې ونیول شي.

۱- په لومړي مرحله کې بايد معالج ډاکټر ته خبرورکړل شي.

۲- مريض باندې يومقدار ۵% استیک اسيد وخورل شي که چيرې استیک اسيد موجود نه وي نو نري سرکه په ناروغ باندې وڅښل شي اوکه چيرې سرکه هم نه وي نو دلمو شربت دې پرې وڅښل شي.

۳- ناروغ باندې درې يا څلورگلاسه اوبه وڅښل شي اوکه ژبه يې تخريب شوي وي نو لاندې عمليه دې ترسره کړي.

لومړي تخريب شوي ناحيه داوبوپواسطه په مکمل ډول سره پريمنځي او تخريب شوي ناحيه داستیک اسيد ۵% پواسطه مرطوب وساتل شي.

زهرجن کيدل يا مسموميت (Poisoning)

لکه څرنگه چې مخکې ترې يادونه وشوه ځيني کيمياوي مواد چې په لابراتوار کې دمختلفو مقاصدو لپاره ورڅخه استفاده کيږي دزهروي خواصولرونکي دي.

که چيرې دلابراتورموظف شخص په بي پروايي سره ددې موادو څخه استفاده وکړي کيداي شي چې دوخيمو حوادثو يا پيښو او مسموميت سبب وگرځي.

په لابراتوار کې مسموميت کيدل په دوه ډوله سره دي.

- ۱- دهغي زهرې گازاتو تنفس کول چې دلابراتوار په فضاء کې خپاره شوي وي .
- ۲- Pepit کولو په وخت کې زهرې موادوتيرول البته په سهواً توگه سره.

که چيرې دلابراتوار کارکونکي مسموم شي نولاندې تدابيربايد ترسره کړي:--

- ۱- څومره چې ژرامکان لري معالج ډاکټر ته خبرورکړل شي.
- ۲- ترڅو ناروغ ډاکټر ته رسيږي نو بايد په ازاده هواکې ناروغ قرار ولري.

سوزيدنه (Burns caused by heat)

په عمومي ډول سوختگي دشدت دنظره په دوه ډوله ويشل شوي ده

- ۱- شدت سوختگي چې دپوستکې يوه زياته برخه يې تخريب کړي وي.
- ۲- خفيفه سوختگي چې دپوستکې کمه برخه يې تخريب کړي وي.

شدیده یاسخته سوزیدنه (Sever Burns)

- لکه څرنگه چې مخکې ذکر شول په لابراتوار کې یو تعداد اور اخستونکي مواد لکه ایتایل الکول ، میتایل الکول، ایتر اوداسي نوکیمیاوي مواد چې دمخلفو مقصدنو لپاره ورڅخه استفاده کېږي وجود لري.
- نولکه چې لابراتوار موظف شخص څخه دنوموړوکیمیاوي موادو سرخلاص پاتي شي دده دې پروا يې له امله ددغه موادو بخار په ټوله فضاء کې خپریږي چې بالاخره کيداي شي داوردلېرې شعلي پواسطه داطاق ټوله فضاء اورواخلي او هغه شخص چې لابراتوار ته داخل کې قرار لري ددې خطر څخه مسون پاتي نشي اوددغه شخص کالي داور په اخیستلو سره کوي نوکله چې دغه ډول واقعه په لابراتوار کې پيداشي بايد دا لاندې ټکي په نظر کې ونیول شي.
- ۱- داور دمره کولو يا سره ولو په خاطر داطفایي د نزدې مرکز سره تماس ونیسي.
 - ۲- که چیرې د شخص کالي داور اخیستل په حال کې وي هرڅومره چې ژرامکان ولري په یوبرستن یا کمپل کې تاوکړي شي ځکه چې دغه عمل داکسیجن دقطع کیدو اود اور دخاموش کیدو سبب ګرځي.
 - ۳- نوکړیوال داکتر ته هرڅومره چې ژرامکان لري خبرورکړل شي.
 - ۴- ناروغ شخص دیر په قراره په ځمکه سملوي او دکالیو دویستلو څخه یې ډډه وکړي.
 - ۵- دناروغ دداوي دمعالج داکتر دمشوري مطابق ترسره کړي اوخپل خاني دداوي څخه خان وساتي.





دوهم فصل

دناروغ څاروي او مريضې موادو څخه نمونه اخستل

(Sample collection)

سريزه:

گرانو لوستونکو پوهيږو چه د قطعي تشخيص د ځيني ساري ناروغيو لپاره تنها کلينيکي تشخيص کفايت نه کوي ضرور ده چه يو تعداد لابراتوار معاينات وکړو. نو له هم دغه کار لپاره دمړه څاروي مرگ نه وروسته معاينات (Post. Mortem Examination) ته ضرورت دي
چه مواد واخستل شي او تشخيص لپاره لابراتوار ته وليږل شي. کله چه د ناروغي مواد د ژوندي او مړه څاروي څخه اخلي بايد لاندې ټکي په نظر کي ونيسي

مخکي تدابير د موادو اخستلو څخه:

کله چه داکتر- معاون داکتر او يا پارايت دناروغ يا مړه څاروي څخه مريضې مواد اخلي کله وينه- غايطه- مواد -ادرار پوستکي مواد، Skin Scraping او يا د داخلي اعضاء مواد لکه سږي، ځگر، پښتورگري، توري، کولمي، لمفونود اويا نور مواد وي بايد د ټولو څخه مخکي بايد خپل صحت ته متوجه اوسي. او خپل ځان ساتنه وکړي.
ځيني محافظوي وسايل لکه ، چين، پيش بند، دستکشي او موزي بايد د ځان سره ولري او بيا ځيني سامانونه لکه سلايد- کورسلايد-سنتي-پيچکاري، قيجي، مسکاليل او دهغي تيغ-پترويش-تست تيوب-الکول، تينچر ته توجه وکړي.
کله چه يو وترنر د اتوپسي معاينات (Post Mortem) کوي علاوه د پورته ذکر شوي سامان څخه د اتوپسي مکمل (Kit) دځان سره ولري.

او يو مناسب پاک ځاي چه د خلکو څخه ليري وي انتخاب کړي او په چټل ځاي کي بايد اتوپسي ونه کړي. اود اتوپسي څخه وروسته بايد اتوپسي شوي جسد دخپلو محتوياتو سره په خاوره کي ژور بنځ کړي او که امکان ولري بايد وسوځول شي. بايد ډير زياته توجه وکړي چه جسد په ازاد ځاي کي پري نږدي. ځکه چي غوښي خورونکي څاروي او غوښي خورونکي الوتنکي په هغه باندي حمله کوي. او د ناروغي انتقال سبب گرځي .

B: - دمريضې موادو اخستلو طريقه:

هر يو وترنر بايد متوجه شي چي څاروي د ناروغي په وخت کي کوم علايم ښايي. او د ناروغي کلينيکي تشخيص څه و. د ناروغي مطابق بايد سيمپل (نمونه) واخستل شي. او لابراتواري تشخيص لپاره وليږل شي. نشو کولاي چي په يوه خاصه ناروغي کي د ټولو اعضاء څخه نمونه واخلو که چيري هدف ، د ويني ، غايطه مواد ،ادرار، يا Skin Scraping وي.
بايد اول سامان او لوازم چي ضرورت وي، آماده کړو. بيا په نموني اخستلو ته اقدام وکړو د نموني اخستل نظر په عضوء، ناحيه ، او د موادو نوع پوري اړه لري. چه د هر يو په خپل صفة کي بحث کيږي.

c :- د موادو ساتل او انتقال د موادو نوعي او نظر په معاينه فرق کوي. په عمومي ډول لازمه نه ده چه د ويني شمير يا د پوستکي افت ، غايطه مواد او ادرار په يخچال کي وساتو. او يا په يخ او ترموزکي وليږو. ځکه چه ذکر شوي مواد حرارت په مقابل کي مقاومت لري. په اساني نه خرابيږي. ولي بايد په ياد ولرو چه سلايد په يوه پاک کاغذ يا خپلي قطي کي تاو کړي او وليږل شي. که چيري ته-Skin Scraping- وي په يوه پاک کاغذ، بوتل اويا پتريديش کي واچول شي او وليږل شي. غايطه مواد او ادرار چه ليږل کيږي بايد هميشه تازه وي او غايطه مواد بايد وچ نه وي. که چيرته داخلي اعضاء لکه ځگر ، سږي ، پښتورگي ، توري ، کولمي ، لمفونود ، مغز او يا نور د قطعي تشخيص لپاره لابراتوار ته ليږل کيږي بايد په هغه بوتل کي چه لويه خوله ولري يا پتريديش اويا او يا مخصوص قطي او يا په پاک يا وچ پلاستک کي وليږل شي. او بيا کڅوړه کي واچول شي.

بيا يخ کي وليږل شي. مريضې مواد بايد په يخ يا يخچال کي دکال په گرم موسم کي وساتل شي. بيدون د يخ او يخچال څخه خرابيږي. او هر نوع بکتريا او فنگس نمو کوي. او تشخيص غلطوي که چيرته وينه او سيروم وي. په وړو بوتلو او تست تيوبونو کي اچول شي. او بيا په قطي او يا هغه ترموز چه لويه خوله ولري کيښودل شي. او بيايي وليږي. په ياد ولري چه په يخ کي وليږي.

Collection)


د غایطه موادو نه نمونه اخستل: (Stool)

داخلي پرازیتونو لپاره:

زیاتره پرايتر ناروغي د کلینکي علایمو څخه تشخیص کيږي لکه چنچیان د سسیتود ، نیماتود او نور کولاي شو چي د غایطه موادو څخه د دوي هڅي ، لارو او د پرازیت نوع تشخیص کړو. کله چي وغواړي چي غایطه مواد لابراتوار د تشخیص لپاره وليري نو په لویو څارویو لکه غوا میښي میږو او وزو څخه کولاي شو غایطه مواد د رکتوم څخه واخلو . او په یوه بوتل کي واچو او لیبل ووهو اوپه ورو څارویو لکه سپي او پیشوگانو کي د سواب Swab په واسطه غایطه مواد د رکتوم څخه بیرون ته راوباسي اوپه یوه بوتل کي واچوي. لیبل ووهي او فورمه ډکه کړي بياي لابراتوار ته وليري او کوشش وکړو چي غایطه مواد تازه وي. او د فلوتیشن په عملي په واسطه معاینات اجراء کيږي. که بوتل نه وي نو گوگر په قطي کي واچوي او بيايي په یوه کاغذ کي تاو کړي. دغه مواد مقدار د لویو څارویو څخه ۱۰ گرامه اوپه ورو څارویو کي د ۲-۳ گرامه وي کفایت کوي.





د پوستکي ناروغي يا خارجي پرازیتونه: (External parasite. Sample Collection)

د پوستکي ناروغي لکه Mange, Ring worm او ځيني فنکسونه لکه Eczema, Dermatitis چي عامل يي خارجي پرازیتونه دي دغه ناروغي د کلینکي علایمو په واسطه په اساني تشخیص کيږي. مگر په ځيني وخت کي ضرورت پيښيږي. چي د خاصي تدابي په خاطر بايد تشخیص شي. مواد لابراتوار ته لیږل کيږي. چه دغه حالت کي د پوستکي هغه حصه چي مقصد تري مریضي مواد اخستل وي ساحه په اوبو او صابون پاکه وویځل شي. ویښتان يا وړي بايد تراش شي په الکولو باندي پاک شي. بيا وروسته په سکالپل هغه ساحه چي افت پکي لیدل کيږي تراش (Skin Scraping) چي خارجي برخه يي د پوږ په شکل ده لري کړي ژوره طبقه يي چي هر څومره لاندي وي چي وینه او نسجونه ولري جمعه کړي اوپه داخل د پتریدیش کي واچوي يا په یو پاک کاغذ يي ټول کړي بياي لابراتوار ته وليري. اویا هغه حصه چي زخم شوي ده سلايد ورباندي ووهي بيايي وچ کړي په میتایل الکول کي fix کړي لیبل ووهي بياي لابراتوار ته وليري Skin Scraping ډیر مشکل کار دي.



د ویني سمیر جوړول:

دویني سلايد سمیر ډیر کاردی هر څومره چي سلايد پاک غور نه وي او هر څومره چي سلايد نازکه جوړ کړو.




۴ همیشه لپاره لارښوونه کيږي چي دویني سلايد چي د Leucocytes count, Differential count د ویني حجرو اویا د باکتریالوژیکي معایناتو لپاره يا د رنگ کولو لپاره وي بايد سلايد پاک وي په لویو څارویو کي د غوړ شاته حصه بايد په گرمو اوبو او صابون پاک کړو. ویښتان يي ليري کړو بيا ساحه په الکولو پاکه او وچه کړو. ورید پیدا کړو چي دغه په ستن سکالپل يا په ماشین پانه ووهو تر څو وینه جریان پیدا کړي. چه یوه قطره وینه د سلايد په یو حصه کي واخلو بيا دوهم

سلايد د عرض يا بر په طرف تماس ورکړو. بيايي کش کړو. ترڅو سلايد جوړشي. سلايدونه بايد نوي وي. هر څومره چي تمرين وکړو په همغه اندازه سلايد ښه جوړيږي. بيا سلايد پريږدي چي وچ شي په مارکر قلم يي ښه کړي. که مارکر نه په کاغذ يي وليکي او په يو کونج يي وښلوي بياي تر ۲-۳ دقيقو پوري په الکول کي فیکس کړي که الکول نه وي نو په تيلي چراغ ي ۳-۴ دقيقو تير کړي چي شعاع واخلی بيا ستاسي سلايد ليرلو ته آماده دي په يو کاغذ يا قطي کي واچوي لابراتواري فورمه ډکه کړي بيايي لابراتوار ته وليږي. که چيري د غوړ څخه وينه وانه خستل شونه نو د لکي څخه وينه واخلی او همدارنگه په مړ څاروي چي د انترکس يا (تک) ناروغي اشتباه وي په همدې ترتيب سلايد اخستل کيږي او بيا دغه دانترکس په ناروغي مړ شوي څاروي د غوړ هغه ځاي چي وينه اخستل شوي ده داغ ورکړي.

دويني اخستل او جمع کول: (Blood Collecting)

د څارويو څخه وينه د مختلفو رگونو څخه اخستل کيږي.

- * غوا او غوايي څخه د Jugular vein and Tail vein
- * ميره او اوزه Jugular vein
- * آس Jugular vein
- * آوبن Jugular vein
- * سپي او پيشو Cephalic vein او Saphenous vein
- * خوک Anterior vena cava
- * تجربوي ځيوانات Marginal ear vein او قلب څخه
- * مورکان Orbital sinus قطع لکي
- * الوتونکي د لويو الوتونکو د جگولار وريد اود وړو الوتونکو څخه دوژر لاندي يا Wing vein وينه څخه اخستل کيږي



دلويو څارويو څخه ۵ سي سي او دوړو څارويو څخه ۲ سي سي وينه اخستل کيږي. او بيا دغه وينه په تست تيوب کي واچوي هغه ځاي څخه چي وينه اخستل شويده څه اندازه الکول او چنجر ووهي . او څاروي پريږدي او په کوچنيو څارويو لکه سپي او پيشو درگ پيدا کول اسان دي. هو بيا هم په کافي اندازه تجربه غواړي. کله چي رگ تثبيت شو نو بيا حرکت ورکړي. په همدې ترتيب رگ په تثبيت شي. اود ضرورت په اندازه وينه په واخستل شي همدارنگه په چرگانو کي وينه اخستل لږ څه تفاوت لري. کله چي ښکي ويستل شي نو امکان لري چه هيماتوم تشکيل کړي. نو ډيره نازکه ستن په رگ کي داخل کړي او وينه تري واخلی. که چيري دغه طرف ته رگ ته رگ پيدانه شي نو بل وژرلاندي رگ پيدا کړي او سوري يي کړي وينه تري قطره قطره واخلی چه نوموړي وينه د پلوروم Pullorum ناروغي يا د Agglutination تست يا عملي لپاره په کار وړل کيږي که ضرورت نه وي نو بي ځايه د چرگانو څخه په کلينک کي وينه مه اخلی.

مهم ټکي: (Important Points)

دکلينک د ټول پرسونل څخه تقاضا کو چي لاندي ټکي په نظر کي ونيسي.

- * هيڅکله يونمونه يا Sample بدون د لابراتواري فورمي د ډکيدو اود ليبل دوهلو څخه ونه ليري
- * هره داخلي عضوه چي دنموني په خاطر ليري او مقصد تري هستوپتالوژيکي معاينات وي په ۱۰% فورمولين کي وليږي چي وينه سلايد او مايعات په دغه جمله کي شامل ندي
- * دمره څاروي هره عضوه چي د کلچر او سيرولولوژيکي او بکتريولوژيکي معايناتو په خاطر ليري بايد پاک او تعقيم وي همدغه مواد په يخ او ترموزکي وليږي او دوچيدو څخه مخه ونيول شي چي وينه سيروم او مايعات هم په يخ کي وليږل شي.
- * په خپل کار کي پوره پاملرنه وکړي که په يو کار نه پوهيږي نو د بل څخه پوښتنه وکړي.

دانساجو څخه نمونه اخستل: (Tissue Sample Collection)

په عموم ډول د داخلي غړو انساجو نمونه اخستل د دوه مقصدو لپاره په کار وړل کيږي.

الف: دناروغي د عامل جلاکيدو او کلچر کيدو دپاره.

ب:د Histopathology معایناتو او د نسج دضایع کيدولپاره .

الف: دکلچر کيدو او دناروغي دعامل جلاکيدو لپاره چې هغه خاي څخه سمپل يا نمونه واخستل شي چې عامل دناروغي په هغه کي موجودوي.

سامان بايد تعقيم وي لکه قينچي پنس بوتل، تيوب، پتريديش يا مرتبان چې سرپوش ولري.

هغه نمونه چې تاسي يي عضوي يا ارگان څخه اخلي نوموړي توتۀ د نسج بايد پتريديش يا شيشي مرتبان کي واچوي او سرني وتري -فورمه ورسره ډکه کړي اوپه يخو شرايطو کي لابر اتوار ته وليږي.

که چيرته دغه توتۀ نسج يا نمونه د ويريوسي ناروغي لپاره اخلي نو مخکي په نوموړي لوبني يا مرتبان کي د ساتلو محلول (Preservative) لکه گلسرين بفر واچوي فورمه ډکه کړي ليبل پرې ووهي په يخو شرايطو کي يي لابر اتوار ته وليږي.

ب:د Histopathology معایناتو لپاره ۲-۱ سانتي متره دمصاب خاي څخه نمونه اخلي اوپه لوبني کي ثابت محلول Fixative لکه ۱۰% فورمولين اويا ۷۰% الکول کي وساتي فورمه ډکه کړي اوبياني لابر اتوار ته وليږي.

د شيدو څخه نمونه اخستل: (Milk Sample Collection)

کله چې تاسي غواري چې د شيدو څخه سمپل اخلي لومړي بايد تاسي غولانځه پاکه کړي او بيا هغه شيدې چې په تيونو کي دي ولوشي او شيدې ليري کړي بيا وروسته د ۱۰-۵ سي سي په داخل د بوتل يا تيوب کي اخلي سرپوش يي بندکړي په يخو شرايطو کي يي لابر اتوار ته وليږي.

په بکټريالوژيکي معایناتو کي کله چې تاسي څاروي ته انټي بيوتيک ورکړي وي چې ۷ ورځي تيري شوي نه وي نمونه وانه خستل شي ځکه چې لابر اتواري نتيجه يي منفي ده.

بولويا ادرار څخه نمونه اخستل: (Urine Sample Collection)

په بکټريالوژيکي معایناتو کي دي ادرارته خاصه توجه وشي. ځکه چه اکثراً باکټرياد تناسلي يا بولي کانالونو په اوله حصه کي باکټريا د (supro phase) په شکل ژوند کوي بڼه نتيجه يي تري لاسته نه راځي او بل داچه ادرار په خپله د باکټريا د نمو لپاره يو بڼه ميديا ده د ادرار په انتقال او ساتلو کي بايد پوره پاملرنه وشي .

اندازه يي د ۲۰-۵ سي سي پوري نمونه بايد واخيستل شي اوکوشش وشي چې ادرار د داخل دمثاني اويا يوريټرا څخه واخستل شي او ساتل يي بايد په يخ کي وي که چيرته تشخيص Leptospira څخه وي نو ۵-۱ سي سي ۱۰% فورمولين په دغه کي علاوه کړي ځکه چې Leptospira فيکس نه شي ژر له منځه ځي.

د سقط شوي جنين څخه نمونه اخستل: (Fetus Sample Collection)

* د مکروبي ناروغيو معایناتو او تشخيص لپاره په لاندي ترتيب نموني اخستل کېږي.

* د مور څخه ۱۰ سي سي وينه اخستل د سيروم لپاره.

* د مور څخه ۲۰ سي سي ادرار د Leptospira د تشخيص لپاره هر ۵، ۱ سي سي ۱۰% فورمالين اضافه کړي.

* يو څه اندازه د پلاستکا تازه مواد هر Fixative مواد چې پکي اضافه کوي.

* د مور رحم نه يو څه اندازه ترشحات.

* د تازه جنين محتويات لکه معيده، دزړه وينه او څه اندازه صديري مواد.

* يو څه اندازه د سږو، ځيگر، پښتورگي چې تازه او فيکس شوي وي

* په مجموع کي د جنين افرازات ډير اهميت لري

د وجود د طبعي سوريو څخه سواب اخستل: (Swab)

* د سواب اخستل ډير اهميت لري هو امکان لري چې دلاري په مسير کي سواب وچ شي او هغه بکټريا چې بايد تشخيص شي دمنځه لاړ شي. که ځيني تجارتي محيطونه (ميديا) موجود وي نو له هغه څخه کار اخلي سواب اخستل په لاندي حالتو کي اخستل کېږي.

* که چيرته مشکل د غواگانو، ميږو، ازو او آسونو په تناسلي دستگاه کي موجود وي نو سواب د مهبل او سرویکس څخه اخلي.

* که چيرته تکليف تنفسي سيستم کي موجود وي نو د پوزي، فارنکس څخه اخلي اکثراً بکټريا د فلورا په شکل اوجود لري مگر په تنفسي سيستم کي که ناروغي ويريوسي وي نو سواب ډير اهميت لري.

* د سواب اخستل که اشتباهه د مکروبوونو غيري هوازي وي (anaerobe) نوپه دغه حالت کي سواب په داخل د بوتل يا تست تيوب کي چه محيط ميديا ولري چې د اوکسيجن نه خالي وي پکي واچوي او د بوتل سر بند کړي او

کولاي شي چي Syringe کي واخلی په دغه شرط
شي چي لابراتوار ته ني وليږي.

د تسمم کونکو موادو څخه نمونه اخستل: (Food Poisoning sample collection)

- که چيرته اشتباهي څاروي په زهري موادو تسمم شوي وي نو په لاندې ترتيب سمپل واخلی او بياني وليږي.
- اکثراً بناني تسمم کي د پښتورگو د شاوخوا وازگو څخه نمونه واخلی.
- د کانگو موادو نه نمونه واخلی.
- د ځيگر----- 500 نه تر 1000 گرامه نمونه واخلی.
- معز----- مکمل(نيم په يخ کي او نيم په لس فيصده فورمولين کي)
- ويښتان او وړی----- پنځه نه تر لس گرامه پوري.
- دکولمو محتويات----- 500-1000 گرامه پوري.
- دمعدي محتويات----- 500-1000 گرامه پوري.
- پښتورگي----- يوه دانه
- په اندازه ۳۰ نه تر ۵۰ سي سي وينه د ژوندي څاروي نه په هغه صورت کي چي تسمم په نايتریت کلورايډ اوي سرب وي.
- د ژوندي څاروي نه د ۱۰-۵ گرامه فضله موادو او ۶۰ سي سي ادرار واخلی.
- که چيرته نباتات قابل د اشتباهه وي نود بوتو ساقي، پاني، گل اوي دپلو نه نمونه واخلی
- که ميکروسکوپي مطالعاتو لپاره وي نو د ځيگر او پښتورگو نه نمونه واخلی.
- که چيرته تسمم د مالگي څخه وي حوصاً په چرگانو کي ۱-۲ پوري مړه چرگان لابراتوار ته وليږي.

د اوبو غذايي موادو او بسترد چرگانو نه نمونه اخستل:

په دغه حالت کي د غذايي موادو په اندازه د ۱۰۰۰-۵۰۰ گرامه نمونه د داني نه په يو پاک پلاستک کي واخلی او ۲۰۰-۱۰۰ سي سي پوري اوبه په يو شيشه ئي بوتل کي واخلی او د څارويو يا چرگانو بستر خاي نه په اندازه د يو کلوگرام مواد په يو پاک لوبښي کي واخلی او د وښو او علفچر څخه د لس سانتی مترو په اندازه باندي وښه وريبل شي او لابراتوار ته ني وليږي فورمه ډکه کړي

اول: د مريضې موادو اخستل د مړه يا ژوندي څاروي څخه:

بايد په ياد ولرو چي اشتباهه د انترکس ناروغي وي. بايد جسد خلاص نه کړو. دتولو نه مخکي د غوړ يا لکي حصه کي خاي په سکالپل د تيغ يا قيچي باندي قطع يا غوڅ کړو. ترڅو چه وينی قطره په لاس راشي. او بيا هغه په سلايد باندي نازکه شمير جوړ شي. او په هغي باندي د توش يا مارکر قلم نښه وکړو. تاريخ وليکي. اود هغي سره لابراتوار فورمه چي هغي کي دناروغي علايم، تلفات تعداد، نوع، او تعداد د تولو څارويو ذکر شوي ډکه کړي. او نږدې لابراتوار ته وليږي.

او خلکو ته لارښونه وکړي. چي ځمکه کي د دوه مترو په اندازه ژور قوتي يا کنده وباسي. او مړه څاروي په کي واچوي. او ورباندي په کافي اندازه چونه واچول شي. او بياني په خاورو باندي پټ کړي. او هغه ساحه چه په مړه جسد ککړه شويده. هم چونه وشيندي. د آسونو په گلندر ناروغي کي هم بايد پورته ذکر شوي طريقي څخه کار واخستل شي.

تر هغه وخته پوري چه د لابراتوار نتيجه لاس ته راځي. ناروغيه څارويو ته په لوړ دوز انتي بيوتيک تطبيق کړي. او په شاوخوا ساحه کي عاجل د واکسينايون پرگرام يا کمپاين شروع کړي. که چيري څاروي په بله ساري ناروغي مړشوي وي او غواړي چي جسد خلاص کړي اولابراتوار ته مواد ليږي بايد لاندې ټکو ته توجه وکړو.

- * د تولو نه مخکي خپل ځان اماده کړي. چپن، موزي، او دستکشي واغوندي. سامان تيار کړي.
- * د اتوپسي ساحه معلومه کړي. په کار شروع کړي. دڅاروي بهرني شکل ته وگوري چي کوم واضح افت ونه لري. د ناروغي تاريخچه، د تلفاتو تعداد، علايم او نورو سوالونو ته توجه وکړي.
- * کله چي جسد خلاص کړي. نو داخلي اعضاء په ترتيب سره معاينه کړي. او يتالوژيکي تغيرات وگوري. او ياداشت کړي. او بيا په فورمه کي د مريضې موادوسره يواځي وليږي.
- * که غواړي چي د داخلي اعضاءو څخه سلايد سمير تهيه کړي. اول دهغه اعضاء هغه ساحه چي ستاسي هدف وي په قيچي ياد سکالپل (چري) په ژريعه هغه ساحه پاکه کړي. په دغه ترتيب هغه خاي غوڅ کړي. او دهغه خاي نه سلايد ته تماس ورکړي. په همدې ترتيب نور سلايدونه هم جوړکړي.
- * د هر يو سلايد چي تاسي سمير تهيه کړچي د وينی نه اوکه د داخلي اعضاءو څخه په لاس راغلي وي بايد وچ ئي کړي په ۵-۲ دقيقو ميتايل الکول کي او که الکول نه وي نو د تيلي چراغ په شعاع باندي فيکس کړي. په نښه کړي

او تاریخ ورباندي وليکي او په کاغذ کي ئي تاو کړي فورمه ورسره یوځاي ډکه کړي او نږدې لابراتوار ته ئي وليږي.

* که هدف دمریزي موادو داخلي اعضاء څخه وي نو هغه مشخص خابونه چي افت په کي لیدل کیږي وليږي مثلاً که دکولمو څخه مقصد وي پدغه حالت کي د لویو څارویو بنکته او پورته طرف په اندازه د ۲۵ سانتی متر په اندازه غوڅ کړي. که چیرته د خیگر او سپرو څخه هدف وي نو هغه برخه چي ډیره زیانمنه ده او پتالوژیکي افت لري باید قطع شي. او هدف د قلب لمفاوی غدو د سر د مغز څخه وي ټول لیږل کیږي.

* په الوتونکو کي خیگر سپري، او زړه مکمل اخستل کیږي. مگرد خیگراو کولمو یواځي هغه برخه واخستل شي چي ډیر زیات پتالوژیکي افت لري قطع او ولیږل شي او د لابراتوار د موادو لیږل باید د حفظ الصحي او په خاصو شرایطو وي. مواد باید په خپل سر او بغیر له حفظ الصحوي شرایطو چي د ناروغي د خپریدو سبب وگرځي ونه لیږل شي ټول شرایط باید په پام کي ونیول شي.

* مگر زموږ کلینکونو کي سامان تعقیم شوي نشته او مکمل سامان نه لرو مگر بیا هم هغه څه چي په لاس لرو چي پورته ذکرشويدي په هغي کي دداخلي اعضاء نمونه واخلو. او په هغه بوتلونو کي چي خوله ئي لویه وي او مخکي تعقیم شوي وي او وچ وي او یا په الکولو پاک شوي وي او بیا وچ شوي وي او په بوتل باندي نیټه- اعضاء نوم نمره دحيوان نوع کلینکي تشخیص وليکي او د لابراتوار فورمه او ورسره یوځاي وليږي. که چیرته بوتل نه وي نو دپلاستیک یوه پاکه کڅوړه کي مواد واچوي او بیا په یخ او ترموزکي ئي وليږي که ترموز نه وه نو بیا په کوم سربسته لوبني کي یخ سره یوځاي وليږي. فورمه دلابراتوار هیږه نه کړي.

* که مریزي مواد Exudates (Pus) وي نو پدغه حالت کي د ۱۰-۵ سي سي چرک يا Exudates تعقیم شوي پیچکاری په ذریه واخلی او په تعقیم شوي بوتل یا تیوب کي ئي واچوي او لیږل پري ووهي او د لابراتوار فورمه ورسره ډکه کړي او بیاني وليږي

* که چیرته غواري آلوده شیدي وليږي نوپه دغه حالت کي اول د غولانخي تیونو ساحه په الکولو او ټنچر او یا په ترمو اوبو پاکه ومینځي او بیاني وچ کړي څو څاڅکي پریردی چي د تیونو نه شیدي لاري شي بیا څلور واره تیونه په څلورو تیوبونو کي داخل کړي او په اندازه د ۱۰-۵ سي سي شیدي ولوشی په هر یو باندي جدا نمره ووهي او بیا په داخل د یو قطي کي ئي بند کړي فورمه ډکه کړي بیاني لابراتوار ته وليږي.

* نوټ: اول کي د روغ تي نه شیدي واخلی.

* که چیرته غواري چي ادرار وليږي، نو تیوب یا بوتل پاک او وچ کړي په څارویو کي چي مونث وي ادرار اخستل مشکل دي. نوپریردی چي ادرار وکړي. او یا د څاروي په لاندې قسمت کي مساز ورکړي. او یا دیخ ټوټه کیږدی. څاروي ادرار کوي. په اندازه ۱۰-۵ سي سي ادرار واخلی فورمه ډکه کړي او بیاني لابراتوار ته وليږي.

هریو مریزي مواد د مړه څاروي چي د (Postmortem) یا دمریني څخه وروسته معاینات کي اخلی باید تازه وي د زور او خوسا شوي موادو نتیجه لاس ته نه راځي. که مړ څاروي تازه نه وي نو هغه څاروي چي د مرگ په حالت کي وي. باید حلال شي او بیا تري د تشخیص لپاره مواد واخستل شي. که چیرته څاروي تازه مړي وي او دهغي جسد خراب او خوسا Petrification Decomposition کیږي او Postmortem کي تپالوژیکي تغیرات تشخیص غیرممکن کوي. نو یوه بوري لمده کړي او ورباندي واچوي او د مچانو مخه ونیسي. معاینه کوونکي او دموادو لیږونکي د هر ناروغي اشتباهه لري څرنگه موادواخستل د نموني په ډول لاندې څو مرضونه دمثال په ډول نوم اخلو. Septicemia په حالت کي امکان لري چي د ناروغي عامل د ویني په جریان کي وي. نو باید یو سلايد واخستل شي. او ولیږل شي. که وینه لخته یعنی پرنده شوي نه وي. نو باید یو سلايد واخستل شي. او ولیږل شي. په مختلفو ناروغيو کي لاندې مواد واخستل شي او ولیږل شي.

نمونه اخستل د هستوپتالوژیکي معایناتو لپاره

:(Sample collection for histopathology examination)

نمونه چي دهستوپتالوژیکي معایناتو لپاره اخستل کیږي نسجي تغیر یي باید واضح وي نمونه باید د تیزی الي پواسطه قطه شي نمونه باید یو په څلور انچو یا پنځه سانتی مترو څخه زیات نه وي ټول انساج چي د هستوپتالوژیکي معایناتو لپاره لیږل کیږي باید Neutral buffered formalin کي مخکي دلیرلو څخه تثبیت شي نمونه باید د پوست مارتوم معایناتو څخه ژر واخستل شي او فورمولین باید لس چنده د نموني وي ځکه د ۲۴ نه تر ۴۸ ساعتو پوري مقدار د فورمولین کمیږي نمونه باید په داسي بوتل کي ولیږل شي چي خوله یي ازاده وي که دکولمو انساج لیږي نو دکولمو مختویات لیږي کړي کولمي په اندازه دیو انچ وي نموني چي په فورمولین کي تسبیت کیږي باید یخ یي ونه وهي.

Nuetrual buffered frmalin ترکیب بفر نترال رید

40% فارمالدهید ----- ۱۰۰ سي سي

مقطري اوبه ----- ۹۰۰ سي سي

سودیم داي هايدروجن فاسفیت مونو هايدريت ۴ گرامه داي سودیم هايدروجن فاسفیت انهايدروس ۶,۵ گرامه

باکتریسایدال سلوشن:

دغه سلوشنونه په هغه نمونو لپرلو کي پکارېږي چي د مايکروبيولوژي لپاره پکارېږي او د مايکروبوونو د نمونو څخه مخنيوي کوي دغه سلوشن عبارت دي

۱- فارملين ----- ۱۰ %

۲- فنول ----- ۰,۵ %

۳- مرتيوليت ----- ۱:۱۰۰۰۰

۴- مقطري اوبه ----- ۱۰۰۰ سي سي

دغه محلول په شيشي بوتل کي چي پيچي سرپوښ ولري ايښودل کيږي په ۱۲۰ درجي د سانتي گريد ۱۵ دقيقو لپاره تعقيم کيږي

مايکروبيولوژي (Microbiology)

تعريف: عبارت دهغي علم پوهي څخه دي چي دورو ورو اوپه سترگو نه ليدونکي ژوندي اجسامو څخه بحث کوي کوم چي د مايکرواورگانيزم په نامه سره ياديږي پدي کي ټول هغه ژوندي اجسام راځي چي په سترگو نه ليدل کيږي چي پدي ژوندي اجسامو کي ځيني گټور اوځيني زيان رسونکي دي.

دمايکرواورگانيزم ډولونه: مايکرو اورگانيزم يا ذره بيني ژونديان په دوه لويو ډولونو ويشل کيږي.

الف: ساده حجره لرونکي Prokaryotic

هغه ژوندي شيان چي ډير ساده حجرات لري او ځانگړي څرگنده هسته نه لري بلکي هستوي مواد يي په سايټوپلازم کي خپاره وي يعني ساده هسته لرونکي په دي ډله کي دي بکتريا ريکټسيا کلي ميډيا او مايکوپلازما راځي حجرات يي مايټوکانډيا نلري اوپه دوگونو غيرجنسي ډول سره تکثر کوي.


ب: حقيقي هسته لرونکي Eukaryotic

هغه ژونديان دي شيان چي حقيقي هستي او مکمل حجرات لري لکه پروتوزوا او فنگسونه حجره خپله انرژي خپله جوړوي او دحجري ټول اړوند اورگانونه لري D.N.A په يو پوښ کي بند او ځانگړي جوړښت لري.

نمونه ليرل د مايکروبيولوژيکي تيستونو لپاره:

نمونه بايد دهغه ځاي څخه واخستل شي چي عامل په هغه ځاي کي موجود وي اوپه کلچر کولو کي نمو وکړي نمونه بايد په مابين دپلاستيک کڅوړي کي کيښودل شي مابعات لکه وينه سيروم ادرار په تست تيوبونو کي چي تعقيم وي واخستل شي نمونه بايد دانتي بويټيک د تتبقي څخه مخکي واخستل شي دويښتانو پوښک وري پوښک د پوستکي د مايکولوژي معياناتو لپاره پلاستيکي کڅوړو يا کاغذي پاکټونه واخستل شي نمونه بکټريالوژيکي معياناتو لپاره دليږلو په وخت کي بايد يخ وليږل شي او بايد يخ يي ونه وهي انساج بايد په تعقيم شکل واخستل شي غايظه مواد بايد يخ وي مگر يخ يي ونه وهي

ددغه څخه ځيني وخت مواد مستقيماً دمايکروسکوپ لاندې معاينه او زياتره وخت دغه مواد د بکټرياو دپيژندلو لپاره کلچر او انټي بيوگرام تست اجرا کيږي په وترنري طبابت کي بکټرياوي ډيرانواغ او شکلونه لري چي د هغي جملې نه مهم يي عبارت دي لکه انټرکس، پاستورولوز، بروسولوز، سالمونولوز، تيرکلوز، مغو، انتيروټکسيميا، بلک ليک او مختلف نور کلسريډيل بکټرياوي اوداسي نوري ډيري شته.او بکټرياوي په مختلفو وسطونو کي نمو کوي لکه Nutrient agar, Blood agar, MacConkey agar, agar, Nutrient broth, اگر او Blood agar اوداسي نوراو فنگسونه په ځيني خاصو وسطونو کي لکه Sabourads, agar, potato dextros agar نمو کوي



مانکولوژي (Mycology)


مانکولوژي هغه علم او پوهه ده چي د فنجيانو څخه بحث کوي ، فنجيان ژرگونه ډولونه لري، پدي کي څه انواع داسي دي چي انسان متاثره کوي، دي ډول مانکولوژي ته ميډيکل مانکولوژي واني.

فنجيان په دري لويو ډولونو ويشل کيږي.

۱- ناروغي پيدا کونکي فنجيان Pathogenic Fungi

۲- تجزيه کوونکي فنجي Saprophytic Fungi

۳- طفلي ناروغي پيدا کونکي فنجيان Opportunistic Pathogenic Fungi





باکتریایی ناروغي: (BACTERIAL DISEASES)

۱- انترکس (Anthrax): ټک يا ټوپکي

دمري څاروي دغور يا لکي څخه د سلايد سمير جوړ کړي او هغه خاي داغ کړي او سلايد فیکس Fix کړي. بيا په يوه پاک کاغذ کي تاوکړي. اولابراتواري فورمه ډکه کړي. او نږدې لابراتوار ته وليږي. دمري څاروي جسد چه په انترکس مروي هيڅکله خلاص نه کړي. ځکه چي د انترکس باسيل (Bacillus) په ازاده هوا کي سپور توليدوي او دغه باسيل تر کلونو، کلونو پوري ژوندي پاتي کيږي. او په اينده کي د شرايطو برابرېدو کي د ناروغي دپيداکيدو سبب کيږي. دمري څاروي جسد په اندازه د ۱-۲ مترو ژوروالي په اندازه کنده وباسي او دمري څاروي جسد پکي واچوي. او چونه ورباندي وشيندي. او خاوري ورباندي واچوي.

۲- تور لينگي يا سورنگي (Black leg)

د رنگ اميزي لپاره هغه قسمت عضلاتوچي وينه ورکوي شمير برابر کړي او دلابراتوار د کلچر (کبنت) لپاره هغه د عضلاتو برخه چي افت نې ليدلې دي. او هستوپتالژيکي معايناتولپاره د ځيگر، قلب، او عضلاتو څخه څو ټوتي د (مقطي) واخلې او نږدې لابراتوار ته نې وليږي.

۳- انتروتوکسيميا (Enterotoxaemia)

A: ريځک (Lamb dysentery)

هغه برخه د کولمو چي پرسيدلې وي. دوه طرفاني وتري اوبياني غوڅ کړي بياني په بوتل، پتريديش يا پلاستيکي څخوره کي واچوي. اويا وروکولمو د محتويات په بوتل کي واچوي يو يا دوه قطري %0.5 کلوروفورم پري واچوي او نږدې لابراتوار ته نې وليږي.

B: ليونتوب (Pulpy kidney disease)

دپښتورگي، قلب او ځيگر څخه ټوتي غوڅي کړي او نږدې لابراتوار ته وليږي. همدارنگه د ادرار ليرل لابراتوار ته د گلوکوز Glucose معلومولو لپاره په تشخيص کي کومک کوي. دپښتورگو Autolysis کيدل او د Hydropricardium او Glycosuria موجوديت زموږ تشخيص قطعي کوي.

۴- بوغمه يا لهوه (Hemorrhagic septicemia)

(Pasteurellosis)

که څاروي ژوندي وي د ۲-۵ سي سي وينه په يوه وچ، پاک تشت تيوب کې واخلي. هو انټي کواگلانت مواد په کې واچوي. نمره اونيته په تيوب باندې وليکي. که څاروي مړي کله چې څاروي جسد خلاص کړي. که چيرته وينه پرنده شوي نه وي نو ۲-۵ سي سي وينه واخلي. او علاوه دهغه څخه ځوداني لمفاوي غدي (Lymph nodes) او يا د Edema څخه مایع د پيچکاري په واسطه ۳-۵ ملي ليتر په داخل د تست تيوب کې واخلي او بيا يې لابراتور ته وليږي. مگر ځيني وخت کې د سپرو او قلب څخه نمونه واخلي د لابراتور فورمه ډکه کړي. او بياني لابراتور ته وليږي.

۵- Leptospirosis

که څاروي ژوندي وي يوڅه اندازه شيدې او ادرار په داخل د بوتل يا تست تيوب کې واخلي. که څاروي مړي په دغه حالت کې د مړيني معياناتو (Postmortem) څخه وروسته يو توتې څيگر چې پتالوژيکي افت په کې ليدل کيږي. اوپو توتې پښتورگي "Kidney" په داخل د يوه پاک بوتل او يا مرتبان (قطي) کې واچوي لس فيصده فورمولين کې. سړني وتړي. فورمه ډکه کړي او لابراتور ته وليږي.

۶- Listeriosis

که څاروي بلارب وي او بچي واچوي نو د لابراتور تشخيص او معياناتو لپاره د جنين څخه ځيني مواد لکه دمعي محتويات، پلانستا، درحم افرازات په قاب کې واچوي چې پاک او تعقيم شوي وي. په قطي يا بوتل باندې دا عضاء نوم، نيټه او خپل کلينيکي تشخيص وليکي. او علاوه ددي څخه کولاي شي چې ۱۰-۵ سي سي شيدې په يوه پاک بوتل او تيوب واچوي او بياني وليږي.

که څاروي مړي نو په دغه حالت کې ۲-۵ سي سي (Cerebra Spinal fluid) مایع د مغز څخه واخلي. و يو قسمت د څيگر هم واخلي په يوه پاک مرتبان کې واچوي. په داخل د فورمه کې ټول کوانف وليکي او ورسره يوځاي کړي بياني لابراتور ته وليږي. معز او څيگر نيم په يخ اونيم په لس فيصده فورمولين کې دهستوپتالوژيکي معياناتو لپاره وليږي. نوټ: کوشش وکړي چې د Listeriosis ناروغي انسان ته هم سرايت کوي.

۷- Salmonella abortus

څرنګه چې دغه ناروغي په ميرو کې دومره تلفات نه لري مګر بياهم دکال په ځيني فصلو نو کې ميري بچي اچوي. نو دغه ناروغي د تشخيص لپاره دسقط شوي بچي ځيني قسمتونه لکه د معده پرته توتې، څيگر، توري او قلب درحم دافرازاتو او اجنياد (فرج) افرازاتو څخه نموني واخستل شي. ليبل پرې ووهل شي. ت او لابراتور فورمه سره يوځاي لابراتور ته وليږل شي.

په ژوندي او ناروغه څاروي کې د ۱۰ ګرامه په اندازه د رکتوم څخه غايطه مواد واخستل شي او د کلچر لپاره لابراتور ته وليږل شي او د الوتونکو د پلوروم ناروغي لپاره په اندازه د ۲ سي سي وينه چې انټي کواگلانت (EDTA) مواد ولري واخستل شي او لابراتور ته وليږل شي. او د سيرولفيکي معياناتو لپاره او د بکټريا د تعين لپاره دغه وينه بدون د انټي کواگلانت (EDTA) وليږل شي. او د مړه څاروي څخه دکولمو، څيگر، توري، سږي او لمفاوي غدو څخه سمپل واخستل شي. او دکلچر او د باکټريا د نوع معلومولو لپاره په صحي شراطو په يخ کې وليږل شي. او هستوپتالوژيکي معياناتو لپاره دپورته ذکر شوي انساجو څخه نموني واخلي ي نسجونه د ۲-۱ سانتي متره په اندازه په Fixative محلول کې لابراتور ته وليږي.

۸- Brucellosis

دژوندي څاروي څخه وينه يا سيروم دويني د شيدو او دمذکر څاروي څخه Semen واخستل شي چې البته وينه سيروم اوشيدې دسيرولفيکي معياناتو لپاره او Semen د کلچر لپاره واخستل شي. هغه څاروي چې سقطني کړيدي دهغه څخه د غولانخي پورتنې حصي لمفاوي غدي او Retropharyngeal غدي لابراتور ته وليږل شي او دسقط شوي جنين څخه د معدي محتويات، پلانستا، اود مور د Vagina افرازات واخستل شي او لابراتور ته وليږل شي.

۹- ويبريوز (Vibriosis)

دنرژوندي څاروي څخه سيمين (Semin) نموني واخستل شي. هوپه (۴ ساعتو) کې لابراتور ته وليږل شي. ځکه چې ددغه ناروغي عامل ډير ژر له منځه ځي. اوپه بنځينه څاروي کې د Vagina څخه افرازات، پلانستا او د سقط شوي بچي د معدي محتويات څخه نمونه واخستل شي او لابراتور ته وليږل شي.

۱۰- توبرکولوز (Tuberculosis)

ددغه ناروغي د تشخیص لپاره د مړه څاروي د جسد څخه د غولانځي د پورتنۍ حصې لمفوي غدې او يوه ټوټه د سپرو په لس فیصده فورمولین کې د هستوپتالوژیکي معایناتو لپاره واخستل شي. دانساجو Biopsy او شیدي په یخو شرائطو کې د بکتریاالوژیکي کلچر لپاره ولیږل شي. په ژوندي حیوان کې توبوکلین تست اجراء شي.

۱۱- کاذب توبرکولوز ("John's Disease" Paratuberculosis)

ددغه ناروغي د تشخیص لپاره بهترینه نمونه د وړو او لویو کولمو Ileo-caecal valve دڅو انچو په اندازه او Mesenteric لمفوي غدې په تعقیم شرائطو کې واخستل شي. او لابراتوار ته ولیږل شي. د ژوندي څاروي څخه سیروم دویني واخستل شي په یخو شرائطو کې ولیږل شي.

۱۲- مغو (Glanders)

دافرازاتو څخه Swab اخستل کیږي. او په مړه څاروي کې د سپرو څخه مقطع اخستل کیږي. په فورمالین کې واچوي بیاني لابراتوار ته ولیږي.

۱۳- سترنگل (Strangles)

دلمفوي غدو او پوزي افرازاتو څخه مواد اخستل کیږي بکتریاالوژیکي کلچر لپاره لیږل کیږي.

۱۴- د رماټوفیلوزس (Cutaneous streptothricosis) Dermatophilosis

د پوستکي د پترکو د افرازاتو څخه سمیرونه جوړول او Swab اخستل کیږي. بیا لابراتوار ته لیږل کیږي.

۱۵- فوټ راب (Foot Rot)

د پښغرو د منځ د افتونو څخه د زوي، Swab اخستل کیږي.

۱۶- د لرګي ژبه یا (Actinobacillosis) Wooden Tongue

دزو یا افرازاتو څخه سمیرونه Smears یا Swab اخستل کیږي.

۱۷- (Lumpy Jaw) Actinomycosis

د مړ یا ژبو څخه چې چرکي افرازات اخستل د پیچکاري په واسطه په یخو شرائطو کې لابراتوار ته لیږل کیږي.

۱۸- Necrobacillosis

دخولي نکروزي التهاب دستوني نکروزي التهاب. د افتي خایونو څخه Swab اخستل او لابراتوار ته لیږل.

۱۹- Bovine Farcy

د زوو څخه Swab اخستل او د کلچر لپاره هغه دانه څیري شوي نه وي نمونه واخلي.

۲۰- بوتلیزم (Botulism)

دخوارو یا اوبو څخه نمونه د لابراتوار ازمیښت لپاره ولیږل شي تر څو تسمم منبع معلومه شي.

کلامیديائي رنځونه (Chlamydia Diseases)

د میرو اتروټیک بچي غورزونه یا سقط Ovine enzootic abortion, chlamydiosis د پلاسنتا او جنین تازه او تسبیت شوي غړي په ۱۰٪ فورمالین کې لابراتوار ته ولیږل شي.

د مایکو پلازمایی ناروغيو څخه

1-C.C.P.P Contagious Caprine pleuropneumonia

2-C.B.P.P Contagious Bovine pleura pneumonia

- 1- د ژوندي څاروي څخه د پوزي سواب: د تراخیا مواد یا د پلورا مایع چې صدري برخه پنچر شوي وي ښه سمپل دي.
- 2- د مړه څاروي څخه مصاب یا اخته پیوس د پروتشنو سواب د تراخیا د پروتشنو میډیستینال لمفوي غدې او د مفصلونو مایع دهغه څارویو چې د بندونو پرسوب یا التهاب لري. ټولي نموني باید په تعقیم شرائطو کې او که امکان ولري په

ترانسپورت ميديا کي (Heart infusion broth) benzylpenicillin at 250 to 1000IU/ml که چيرته سمپل بايد يخ وليزل شي که سمپل خوروي پاتي کيږي نو بايد سمپل يخ بند شي وینه بايد د سپروم لپاره واخستل شي.

لاپراتواري تشخيص: دغه ناروغي دانتي بادي معلومول دپاره چي

Immunofluorescence Serological test څخه کار اخستل کيږي.

مايکوپلازما Latex Complement fixation, Passive hemagglutination, ELISA F-38 په ساحه کي agglutination test په دانتي بادي معلومول دپاره دويني يا سپروم څخه کار اخستل کيږي.

Anaplasmosis

که څاروي مروي د ځگر، توري، صفراء، چي دطبعي حالت څخه لوي شوي وي په مرتبان يا لوي بوتل اويا پلاستيکي کڅوره کي واچول شي. بيا ئي په لويه قطي کي واچوي اولاپراتوار ته ئي وليږي. که څاروي ژوندي وي نو نازکه دسلايد (Smear) سمير دويني نه جوړ کړي. وچ ئي کړي بياني په ميتايل الکول کي د ۵-۳ دقيقو پوري فیکس کړي. که الکول نه وي نو د Lamp (چراغ) په شعاع باندي ئي فیکس کړي. بياني لاپراتوار ته وليږي فورمه ډکه کړي.

اگلکسيا Contagious Agalactia of sheep and goats

په ژوندي څاروي کي شيدې په يوه پاک بوتل کي واچوي د سیرولوژيکي کلچر معایناتو لپاره ئي لاپراتوار ته وليږي اوسواب د سترگو څخه او دبندونو مایع وینه ادرار غایطه موادسیرولوژيکي او بکتریلوژيکي معایناتو لپاره. او مره څاروي څخه وینه ادرار انساج د ځيگر توري او دنورو اغضاء څخه دبندونو مایع دهغه څارويو څخه چي دبندونو التهاب لري. او که امکان ولري په ترانسپورت ميديا کي (Heart infusion broth, 20percent serum 10 percent yeast extract benzylpenicillin at 250 to 1000IU/ml) که چيرته سمپل بايد يخ وليزل شي که سمپل خوروي پاتي کيږي نو بايد سمپل يخ بند شي وینه بايد د سپروم لپاره واخستل شي. اوپه لاپراتواري دغه تستونه چي عبارت د Complement fixation, ELISA indirect hemagglutination test دي.

ويروسي ناروغيو لپاره نمونه اخستل: (Viral Diseases)

۱- طبق FMD.

a: Esopharyngeal Fluid: مایع د گلسرين يو محلول (Glycerin Buffer) د گلسرين د بفرافسفت مساوي محلول چي PH ۶.۷-۲.۷ وي که امکان لري نو انتي بيوتيک پکي زياد حل کړي (بهتره به وي چي شيشه ئي بوتل کي پنسلين چه پنځه لکه پنسلين په ۵-۲ سي سي اوبو کي حل کړي)
b: هغه نسجونه چي د ژبي په سر، وريواويا بننگرو منځ کي وي ټول کړي په همغه گلسرين بفر محلول کي چي PH 7.2-7.6 په هغه شرايطو کي چي يخ وي لاپراتوارته وليږه
c: په هغه حالت کي چه ډيره زياته تبه (Viremia) ولري وینه واخلي او انتي گواډولانت مواد زياد کړي لاپراتوار ته وليږي.
d: دويني سپروم په دوه حالتونو کي چي يو ئي تبه ډيره زياته نه وي او بل حالت کي تبه کمه شوي وي واخلي چي انتي بادي ئي معلومه شي. داهم بايد يادونه وکړو چي د طبق ويروس د گرمي اويخني په حالت کي چه PH تغير وکړي. فوق العاده حساس وي.
نوب: دايروفارنجيال مایع داخستلو لپاره د حلقوم څخه ديوي الي څخه استفاده وشي چي پروبانگ کپ نومېږي.

۲- دغواگانو طاعون (Rinderpest)

الف: دژوندي څاروي څخه وینه په EDTA يا Heparin کي او وینه د سپروم لپاره سواب د لکريمال مایع څخه نيکروتيک انساج دخولي خايگاه څخه بيوپسي د سطحي لمفاوي غدو څخه واخستل شي.
ب: دمره حيوان څخه توري، تانسونه او لمفاوي غدي او دغه سمپل بايد په يخ کي وليزل شي نه په منجمد حالت کي داليوسیکال برخی څخه انساج بايد په 10% فورمولين کي د هستوپتالوژيکي معایناتو لپاره وليزل شي.

۴- د غوايانو ويروسي نس ناسته (BVD. Mucosal Disease)

دمري ابومازوم او وروکولمو څخه مقطعي واخلي په ۱۰% فورمالين کي واچوي لاپراتوار ته ئي وليږي.

vines Infectious Bovine Rhinotracheitis

دېوزي څخه تازه Swab د ژوندي څاروي څخه واخلي. او دمري څاروي تنفسي لارو څخه مقطعي واخلي % ۱۰ فورمالين کي واچوي.

۶- MCF.(Bovine Malignant catarrh) Malignant Catarrhal Fever

دناروغي په اوله مرحله کي دويني سيروم دڅو څارويو څخه اوبيا ددري نه څلور هفتي وروسته ۱۰ سي سي وينه دسيرولوژيکي معایناتو لپاره واخستل شي او دمريحيوان څخه لخته شوي وي وينه توري کولمي پېنتورگي لمفاوي غدي په تعقيم شراطو کي په يخ کي دويروس د تجريد لپاره وليږل شي.

۷- چيچک (Pox)

بېوپسي د Erthematous ځايونو څخه وچ پترکي او د افت وهلي ځاي ويښتان وزیکولر مایع په لس فيصده فورمولين کي لابراتوار ته د هستوپتالوژيکي اودويروس دتجريد لپاره وليږي.

۸- (Orf sore month) contagious Ecthyma

دپوستکي افتونو څخه تازه پستري او د پوستکي څخه مقطعي په فورمالين کي لابراتوار ته وليږي.

۹- آبي ژبه (Blue Tongue)

د ژونديو څارويو څخه پرنده او نه پرنده شوي وينه دناروغي په اوله مرحله کي په ضدلخته کيدوموادو کي (OCG) او د مړه څاروي څخه توري او د Mesenteric لمفاوي غدي په سور ډول وليږل شي. او د منجمد کيدو څخه ډډه وشي.

۱۰- دليونني سپي ناروغي (Rabies)

اگر چي د ليوني سپي ناروغي تشخيص ته ډير ضرورت نه وي ځکه چي علايم ښکاره وي هو بياهم مکمل سر لابراتوار ته ليږل کيږي. کله چي د سر مغز خلاص کړي. نو پاک سلايد چي وچ وي نو په Hipocam يا Cerebral Cortex اوي Cerebellum په څو نقطو کي تماس ورکول کيږي. بيا سلايد Fix کيږي. بيا د Sellors Stain په واسطه رنگ اميزي کيږي. بيا که چيرته د مايکروسکوپ لاندې Negribodies وليدل شو. قطعي تشخيص بايد وليږل شي. څرنگه چي دا کار په کلينکونو کي گران وي. که چيرته اشتباهه دليونني سپي ناروغي وي نو مکمل سر مغز راواخلي په يوه لوي مرتبان کي چي سر پوښ ولري. ليبل ووهي لابراتواري فورمه ډکه کړي. په ورو څارويو، سپي اوپيشو کي مکمل سر غوڅ کړي او لابراتوار ته يي وليږي دهستوپتالوژي يا Immunofluorescence ازمونيو لپاره تازه مغز په فورمالين کي وليږي. نوټ:مغز دوه برخي کړي نيم په % ۵۰ گليسرين کي اونيم په % ۱۰ فورمولين کي لابراتوارته وليږي.

۱۱- دورو شخوند وهونکو طاغون(PPR):

د ژوندي څاروي څخه: (Live animal)

- ۱- دسترگي سواب دېوزي سواب نه پرنده شوي وينه په (EDTA) کي دويروس دجدا کيدو دPCR معایناتو لپاره واخستل شي.
- ۲- دسترگي سواب دېوزي سواب پريسکاپيولار لمفاوي غده د انتي جن دتعين کولولپاره نمونه اخستل کيږي او د pen-side test, AGID test or IcELISA Test واسطه اجرا کيږي.
- ۳- دويني سيروم نمونه د انتي بادي دتعين کولولپاره اخستل کيږي دپرسکاپيولار غدي مایع دورويو انساج پرند شوي وينه اودويني سيروم واخستل شي.

دمړه څاروي څخه: (Dead animal)

- ۱- دويروس دتجريد لپاره دPCR تست لپاره دغه لاندې ځايونو څخه نمونه واخستل شي.

- * ميزنتریک لمفاوي غدي Mesenteric lymph nodes
- * توري Spleen
- * اودسترگي سواب Eye swabs دوه نه تر دري قطري تعقيم PBS محلول پکي واچوي
- * مکمله وينه(ه سي سي) په EDTA کي واخستل شي.
- * Additional tissues specifically for RT-PCR

- * دسترگو سواب Eye swabs په TRIZOL buffer کي
- * ميزنټريک لمفاوي غدي Mesenteri lymph nodes په TRIZOL buffer کي
- نوبت: ترايزول بفر د RNA د ساتلو اود تشخيص لپاره پکاروړل کيږي.
- ۳-نمونه دانتي جن د پيژندلو ددغه ټيسټونوپواسطه د Pen-side test, AGID او ELISA پواسطه تشخيص کيږي.دغه لاندې نموني واخستل شي.
- * Eye swabs دسترگي سواب چي ۲-۳ قطري PBS محلول پکي واچوي
- * Nasal swabs دپوزي سواب
- * Necrotic debris from the buccal mucosa نکروتیک پترکي دخولي دخاليگاه څخه
- * Lymph nodes لمفاوي غدي لکه ميزنټريک او پريسکاپيولار
- * Spleen توري په تعقيم شرايطو کي اودا ټول په يخو شرايطو کي لابراتوار ته وليږي
- ۴- Tissue for immunohistochemical staining :
- * Third eyelid دسترگي دغه حصه څخه يو سانتي متر په اندازه نسج
- * Buccal mucosa including cheek papillae دخولي دخاليگاه او ژامي څخه يو سانتي متر په اندازه انساج واخستل شي په لس فيصده بفر فورمولين کي وليږل شي چي دادويروس د انتي جن دپيژندلو او د ويروس درنگ اميزي لپاره تشخيص تفريقي لپاره پکاروړل کيږي

دري ورځيني تبه (Ephemeral fever)


دغه ناروغي په اوله مرحله کي وينه د سيرولوژيکي معياناتو لپاره واخستل شي.

پروتوزواني ناروغي (Protozoan Diseases)

دويني د پرازينونو ناروغي څخه (Theileriosis), Trypanosomes, (Babesiosis)

زياتره په فارمي او کورني څارويو کي ناروغي منځ ته روارې. گر چي ددغه ناروغيو کلينيکي علامي ډير واضح وي. په اساني تشخيص کيږي. هو بيا هم لابراتواري معيانات دغه ناروغي دتشخيص لپاره ډير اهميت لري. په دغه حالت کي د لابراتواري معياناتو لپاره دژوندي څاروي څخه د غوړ وريد څخه يوه قطره ونه واخلي دسلايد سمير Smear جوړکړي. ليبل ښي وليکي فورمه ډکه کړي بياني لابراتوار ته وليږي.

که څاروي مروي نو اتوپسي Autopsy څخه وروسته د توري،لمفاوي غدو څخه چي په سکالپل باندي پاک کړي بياني قطع کړي. او سلايد سمير جوړکړي بياني وچ کړي په ميتايل الکول کي فيکس کړي يا په تيلي ياگازي څراغ باندي فيکس کړي بياني په يوه پاک کاغذ کي تاوکړي فورمه ډکه کړي لابراتوار ته وليږي. په ځيني پرمخ تللي لابراتوارونو کي د وينې سيروم انتي بادي معلومه وي.



دښکسي ناروغيو اويا (MYCOTIC DISEASES)

پدغه ناروغي کي Scraping د مصاب خايونو څخه په پلاستیک کڅوړو کي او مصاب انساج اوبيوپسي په لس فيصده فورمولين کي لابراتوار ته وليږي.



خارجي پرازیت يا (External parasites)

د سکرافنگ د مصاب ځاي څخه په ۷۰ فیصده الکول اویا ۵ فیصده فورمولین د پرازیت د هویت د معلومولو لپاره او د بالغو لاروا هګي وړي او ویبستان اویا انساج هم د پرازیت د هویت د معلومولو لپاره لس فیصده فورمولین کي لیدل کیږي.

چنجیان يا (Helminthiasis)

غایطه مواد په بوتل کي په یخو شرایطو کي د پرازیت اود هګیو د معلومولو د هویت لپاره لابراتوار ته ولیږل شي.

د غولانخي پرسوب يا (Mastitis)

شیدي باید په پاک اوتعقیم اویخو شرایطو کي لابراتوار ته دکلچر او انټي بیوګرام ټیسټ او سیرولوژیکي معایناتو لپاره لابراتوار ته ولیږل شي.

نوي حجرات يا (Neoplasms)

پدغه حالت کي ناحیوي مصاب انساج په لس فیصده فورمولین کي دهستوپتالوژیکی معایناتو لپاره لابراتوار ته ولیږل شي.

د الوتونکو دناروغیو لپاره نمونه اخستل:

۱- Newcastle توغکي:

څرنګه چي الوتونکي د هر ناروغی په مقابل کي حساس دي. او ډیر زیاد تلفات ورکوي او دغه ناروغی نظر په منطقه اوساحه کي فرق کوي چي په ځیني ساحه کي زیاد اویا په ځیني ساحو کي خاص لیدل کیږي. دغه ناروغی په ټول افغانستان کي عمومیت لري. اوډیر زیاد تلفات ورکوي هغه آفتونه چي د مرګ څخه وروسته معایناتو کي لیدل کیږي زموږ ه تشخیص واضح کوي.که چیرته غواړو چي لابراتوار ته مواد ولیږي نو د هستوپتالوژیکي معاینات لپاره دکولمو هغه برخه چي آفت په کي لیدل کیږي ځیګر، سږي، قلب، او پښتورګي په داخل کي د یوه مرتبان اویا پتريډیش کي واچوي. لیبیل ټي ولیکي فورمه ډکه کړي بیاني لابراتوار ته ولیږي ولي په ځینو فارمونو کي مرشوي چرګ لابراتوار ته لیږي تاسي کولاي شي چي ددغه طریقې څخه کار واخلی دغه باید په یاد ولرو چي د لابراتوار فورمه کي د چرګانو د تلفاتو تعداد د عمر دناروغی علایم د واکسیناسیون پروګرام نیټه ذکر کړو.

۲- Infectious Laryngo Trachitis

معمولاً چرګوري باید په یو پلاستیکی څږه کي واچول شي. او لابراتوار ته ولیږل شي او د اتوپسي څخه وروسته تراخیا، سږي، قلب په داخل د پتريډیش کي واچوي. او بیا ټي لابراتوار ته ولیږي.

۳- سپین اسهال (Pullotum):

ککه سپین اسهال باندي چرګوري مړه وي نو دهګي توحمدانونه – کولمي، قلب او پښتورګي او سږي لابراتوار ته ولیږي.

٤- Coccidiosis:

که په وینه لرونکي اسهال چرگوري مړه وي او تاسي اتوپسي کړي وي نو تاسي دکولمو خصوصاً دسيکوم څخه چي وینه لرونکي معلومېږي د داخلي محتوياتو سره يوځاي لابراتوار ته وليږي.

٥- Lymphoid Leucosis

که په دغه ناروغي چوکوري مړه وي نو داتوپسي څخه وروسته ځيگراوقلب په پتريديش کي واچوي بياني لابراتوار ته وليږي.

٦- (Gumbora) Infectious Bursal Disease

که په دغه ناروغي چوکوري مړه وي نو داتوپسي څخه وروسته Bursa غدي، دکولموڅخه لږ څه اندازه غوڅه کړي لېبل ووهي فورمه ډکه کړي بياني لابراتوار ته وليږي. که چيرته د ژوندي چرگانو څخه نمونه ليري نو وینه واخلی اوسيروم ئي جدا کړي او بياني لابراتوار ته وليږي .

٧- Avian Influenza- Bird flu

نمونه بايد دڅو چرگانو څخه واخستل شي چي دري چرگان فعال کلينيکي علايم ولري اودري نموني د مرو چرگانو څخه چي سواب د تراخيا مقعد دمغز اودقلب څخه وینه په تعقيم شرايطو کي واخلی او دغه نموني بايد دري سي سي ترانسپورت ميديا چي ٥٠٠٠ مايکروگرام سترپتوماسين اويا په اندازه د ددغه گليسرين PBS واخستل شي وليږل شي. اودويروس د تجريد لپاره دمغز ټوټه تراخيا اوتوري په تعقيم شرائطو وليږل شي. د پښتورگو اوپانکرانس څخه سمير اخستل دانتي جن دپيژندلو لپاره واخستل شي اودسیروم دجداکيدلو لپاره دنورو چرگانو دفارم څخه وینه واخستل شي نموني بايد په عاجل او يخ ډول وليږل شي که چيرته نموني ليرل د ٨٤ ساعتو څخه زيات وخت ونيسي نو نمونه بايد په منفي ٨٠ درجودساتي گريد کي منجمد کړي شي اوبيا لابراتوارته وليږل شي

د نموني دليږلو دپاره ځولنډي لارښوني:

- ١- دانساجونموني بايد خائته خائته وتړل شي.
- ٢- کولمي بايد دنورو انساجو څخه جدا وي.
- ٣- هغه نموني چي مایع وي بايد انتشار ونکړي که مواد په بوتل کي وي بوتل بايد په پلاستيکي کڅوړه کي کيښودل شي .
- ٤- بيا ټول هغه ظرفونه چي نموني پکي دي په يو لوي پلاستيک کي راټول شي.
- ٥- ټولي نموني مخکي دليږلو څخه بايد يخ وساتل شي.
- ٦- کولډپاک بايد دنمونو سره په مستقيم تماس کي نه وي جدا وي.
- ٧- ساره مواد بايدپه کافي اندازه وي ترڅوپه سفريا ليرلو وخت کي زمينه برابره کړي.
- ٨- دنموني دليږل وخت کي دضربي ضد مواد لکه کاغذ ټوتي اوپلاستيک په بغل دنمونو کي کيښودل شي ترڅو نموني سابي وساتل شي.
- ٩- دمايع نمونو ليرلو لپاره ظرفونه بايد شيشي وي اودهغي ساتنه وشي که چيرته پلاستيکي استعمالوي نو بايد پولپير اويپالين وي او دپوليسترين پلاستيک څخه نه وي.

١- اکسالات (Oxalates)

اکسالات د کلسيم دايون سره غير محلول رسوب کوي. چي داکولاي شو چي د اکسالات د امونيم ا پوتاشيم اويا دهغه د محلول څخه گټه اخلو.

الف: محلول

1- Ammonium Oxalates-6.gr

2-Potassium Oxalates-4.gr

دپورته ذکر شوي محلول څخه ٢ ملي گرامه د ١ سي سي وينې لپاره تري کار اخلو.

ب: محلول

1- Ammonium oxalates----- 1/2 gr.

2-potasium oxalates----- 0.8 gr.

3- Distilled Water-----100 ml. مقطري اوب

ددغه محلول څخه ۰,۱ ملي ليتره په يوه سي سي وينه يا (2mg/ml) کي تري کار اخستل کيږي. او په تيوب کي واچول شي. او په انکوبيتور په حرارت د ۸۰ سانتي گريد کي وچ شي. چي دغه اکسالات ډير بڼه دويني نه پريډونکي مواد دي. ولي لږ څه زهرجن دي. کوشش وکړي. چي دويني په انتقال کي تري کاروانه خلی.

۲- هپارين (Heparin)

نوموړي ماده يوه طبعي دويني نه پريډونکي مواد دي. نه پريږدي چي پروترومبين په ترومبين بدل شي. هپارين د سوديم يا پوتاشيم مالگي په مقدار ۰,۲ ملي گرامه په هر سي سي ويني کي په مصرف رسيږي. تجارتي نموني ددغه موادو شايد خالص نه وي امکان لري چي فسفات ولري پدي خاطر د پاسفورس د مصرف څخه بايد خوداري وشي، هپارين د RBC حجم ته تغير نه ورکوي مگر د WBC رنگ اخستل بنکته راولي. دغه نقطو ته بايد متوجي شو چي هپارين يواځي د وينې پرنديدل وروسته کوي او د پرند کيدو څخه مکمله خوداري نه کوي. هپارين معمول يو فصد جوړيږي او ددغه څخه ۱,۰ ملي ليتر د ۵ ملي ليتره وينې ته تري گته اخستل کيږي. مقدار د يو ملي گرام يا ۱,۰ ملي ليتر ذکر شوي محلول لرونکي د ۱۰۰۰ واحد هپارين لري چي دغه د ۱۰ ملي ليتره وينې لپاره کفايت کوي.

نوب: اندازه 0.1-0.2mg/ml

۳- Disodium Ethylene Di- amin Tetra- acetic- acid (EDTA)

(دای سودیم ایتالین دای امین تیترا اسیټک اسید)

:EDTA

دغه ماده د کلسيم د ايون سره ديوځاي کيدو په نتيجه کي چيلات Chelate جوړوي. چي دغه Chelate وينه نه پريږي چي لښته يا (پرنده) شي. چي دغه ددري پوتاشيم مالگي په مقدار د ۱۰ ملي گرامه د هر سي سي وينې ته تري کار اخستل کيږي دويني دپرنديډولپاره ډيره بڼه موثره ماده ده چي ۰,۵ نه تر ۱ ملي گرام دغه ماده د ۵ سي سي وينې لپاره پکار وړل کيږي چي وينه نه پريږدي چي پرند شي او يا ددغه محلول ۱۰ فيصده په مقدار د ۰,۱ سي سي په ورو تيوبونو کي واچوي اوبياي په انکوبيتور کي کيږدي او د نيم ساعت لپاره په ۶۰ نه ۸۰ سانتي گريد کي پريږي ترڅو بخار وکړي. EDTA دسپيني ورقي په شکل په تيوب کي پاتي کيږي چي دغه مقدار د ۵ سي سي وينې لپاره کفايت کوي. که EDTA زيات مصرف شي نو د RBC او WBC د څيري کيدو يا چاوديدلو باعث کيږي.

نوب: اندازه 1.5mg/ml

۴- سترات: (Citrate)

د سوديم سترات د کلسيم د ايون سره يوځاي کيږي او په غيري ايونيزه بدليري سوديم سترات په اندازه د ۵ ملي گرامه د هر سي سي وينې لپاره خصوصاً د ۳,۸ % گرامه په سلو کي دويني په انتقال کي تري کار اخستل کيږي او يا محلول د ۰,۴ % نې په مقدار د ۰,۱ ملي ليتره د وينې د پرنديډو څخه مخنوي کوي.

نوب: اندازه 2-4mg/ml

۵- سوديم فلورايد (Sodium Fluoride) (فلورود سوديم)

ددي د وينې د پرنديډو خاصيت کم دي او دا دوا د ساتلو اود گليکوليز څخه ممانعت کوي او دويني دقتد اندازه کولو دپاره په اندازه د ۱۰-۵ ملي گرامه په هر سي سي وينه کي په مصرف رسيږي.

10mg/dl

نوب: اندازه _____

د افغانستان د وټرنرانو اتحاديه (AVA)
Veterinary Field Units (VFU)
Disease investigation.
Animal Diseased Sample submission Form.

VFU..... Date.....

Province ولایت..... District ولسوالی..... Village کلي.....

Owner's name څاروي د خاوند نوم.....

From.....To.....

Total population of animal in the village په ټول کلي کي د څارويو تعداد.....

Species Affected د مصاب شوي څاروي نوع.....

Total population at Risk () Died () مره () مبتلا () Affected د څارويو تعداد په خطر کي ()

Morbidity Rate(%) د مصاب کيدو فيصدي.....

Mortality Rate(%) د تلفاتو فيصدي.....

Age Group د سن گروپ

1- All age. ټول سن.....

2- Adult only فقط بالغ.....

3- Young age only فقط ځوان.....

Case History: د ناروغي تاريخچه

Clinical signs: کلينيکي علامي.....

Postmortem Finding's د مرگ څخه وروسته موندني.....

Disease suspected...اشتبهاهي ناروغي.....

Kind of sample taken for Lab. Exam دلپراتوار سمپل.....

Kind of preservative or Fixative used ساتونکي يا فکس کونکي مواد.....

Laboratory Findings & Recommendation دلپراتوار نتيجه.....

Submitted by: لپرونکي:..... Signed by: امضاء:.....

دریم فصل

د پرازیټولوژي لابراتوار

پرازیټولوژي تعريف: عبارت دهغي علم او پوهي څخه دي چي د کوچنيو پرازیټونو او په څارويو بدن باندې او دهغي له اثراتو اغيزو څخه بحث کوي.

دپرازیټ تعريف: عبارت له هغي ژوندي شيانو څخه دي چي خپلي اړتياوي له نورو ژونديو څخه پوره کوي او دبل ژوندي په بدن کي اوسېږي.

دکوربه يا ميزبان تعريف: عبارت دهغي ژوندي څخه دي چي په هغي کي پرازیټ اوسېږي دهغه څخه ګټه اخلي دهغه پوري ژوند ترلي وي او پرته له هغه څخه ژوند نشي کولاي.

دپرازیټو محيط او ناروغي: دپرازیټونو پوسيله خپريدونکي ناروغي په گرمو مرطوبو او وروسته پاتي سيمو کي زیاتي منځ ته راځي او دخپريدو ساحي همدا سيمي وي دکولمو پرازیټونه د Intestinal parasit دخيگر پرازیټونه د Liver fluke په نامه د پپوس چنجي د Lung worm په نامه دمعدې او کولمو پرازیټونه د Gastro intestinal پرازیټ په نامه يادېږي او دويني پرازیټونه د Blood parasite يا Heamoparasite او هغه پرازیټونه چي د حيواناتوپه بيروني سطحه ژوند کوي External parasite په نامه يادېږي.

دلابرټوار تعريف: لابراتوار هغه تشکيلاتي اويا ساحتماني دي چي په عمومي توګه ساينسي مسایل د تيوري يا نظريي ساحي څخه عملي او پرکتيکي ساحي ته را باسي.

وسایل: د پرازیټولوژي لابراتوار د عملي کارونو د اجرا کولو لپاره ايجاد او په لازمه تخنيکي او عملي سامان او وسايل سره مجهز وي، برسیره پردي د پرازیټولوژي دلابرټوار دپاره ځيني نور تجهيزات لکه ميز، چوکي، دنل اوبه، برق، کافي رڼا او د لابراتوار وسايل چي لاندې تشریح کيږي ضروري دي.

۱- میکروسکوب: چي پرازیټ دهګي يا لاروي دتشخيص لپاره يو مهم سامان ګڼل کيږي او هم د تفريقي تشخيص په برخه کي مرسته کوي.

۲- مختلف پلاستيکي او حلبي سطرونه چي مواد د راټولولو او دموادو د پريمنځلو دپاره استعمالېږي.

۳- مختلف النوع تشټونه يا Trays چي دموادو دمنځلو او راټولولو دپاره استعمالېږي وړ وي.

۴- قیچي ګاني چي څوکي يې پڅي او هم تيري وي، يعني د کلمو دپرانستلو او هم دجراحي قیچي ضروري دي.

۵- دپرازیټولوژي مختلف النوع پنښونه چي کوچني او نري څوکي ولري او هم په آساني سره د استعمال وړ وي.

۶- پرازیټولوژي هاونګ (Pestle with Mortar) چي دغايطه موادو د ټوټي کولو اوکوچني کولو دپاره استعمالېږي.

۷- پرازیټولوژي مخصوص غربال يا ایلکونه چي سيمي او فلزي وي چي دموادو دپريمنځلو دلاره استعمالېږي.

۸- سيمي فلټرونه چي دموادو دفلټر دپاره په مختلفو اشکالو پيدا کيداي شي.

۹- سيمي صافي ګاني يا چاي صافونه چي دغايطه موادو د پريمنځلو دپاره استعمالېږي.

۱۰- سپاتول (Spatula) او فورسپس (Forceps) دغايطه موادو د نيولو دپاره استعمالېږي.

۱۱- برقي اويا غيري برقي ترازو دموادو دتللو دپاره.

۱۲- پلاستيکي يا فايبري پيالي دغايطه موادو د راټولولو دپاره.

۱۳- په بيلو بيلو اندازو شيشه يي بوتلونه چي ارته خوله او سر پوښ ولري، يعني د ۱۰۰ ملي ليترو او ۲۰۰۰ ملي ليترو په ګنجایش چي غايطه موادو پکي کښت شي.

۱۴- پټري ديش (Petridish) هغه سر لرونکي شيشه ني بشقاب ډول لوبښي دي چي مواد پکي کښت کيږي.

۱۵- مختلف تست تيوبونه دمعاياتو دراتولولو دپاره.

۱۶- سلايد او کورسلايد دمیکروسکوپيک معايناتو دپاره .

۱۷- مخصوص پرازیټولوژي سلايد چي مک ماسټر سلايد او يا چمبر ورته واني دډيرو مهمو الاتو څخه دي چي د پرازیټ هګي پکي معاينه کيږي.

۱۸- مختلف شيشه يي قيفونه چي مواد پکي فلټر کيږي او هم دبرمن دستگاه تر جوړيداي شي.

۱۹- سنټر فيوژ (Centrifuge) دموادو درسوب کيدو دپاره.

۲۰- انکوباتور (incubator) دموادو دکښت دپاره.

۲۱- يخچال دموادو دساتني دپاره.

۲۲- درجه لرونکي سلنډر دموادو داندازي دپاره او هم دمحلولاتو دجوړولو دپاره استعمالېږي.

۲۳- دست کش او موزي هم دلابرټوار دضروري سامانونو څخه شميرل کيږي.

۲۴- واټرباټ Water Bath : داوبو لوبښي هم دتودوخي او حرارت دکنټرول لپاره پکار وړل کيږي په هغي کي دتيوبونو دکيښودلو جالی وي چي هلته کيښودل کيږي اود بريښنا پوسيله حرارت ورکول کيږي ، دا د انکيوبيوټر پرځاي استعمالېږي .

- ۲۵ دا ارزښناک او غټ ماشين په مايکروبيولوژي او پريشن خونه کي استعمالېږي ځکه پدي ماشين کي تول د جراحي استعماليدونکي شيان تعقيم Sterlization کيږي.

۲۶- دمقطرو اوبو ماشین Distillation plant : دایوه ساده اله ده چي اوبو له بخار څخه مقطري اوبه جوړوي ځکه چي په لابراتوار کي مقطري اوبو ترټولو زیاتي استعمالیږي، په مختلفو ډولونو پیدا کيږي خو دټولو کار یو شانته وي.

۲۷- گډوونکي (Mixer) Magnati Sterer : دا آله هم محلول گرموي او هم نې بڼه محلولوي، په هغې کي هم د گرمولو اله هم دگډولو لپاره مقناطس موجودوي چي دگرموالي سره محلول بنوړوي او یوشانته گرمول او حلول کوي.

۲۸- PH اندازه کوونکي PH Meter : دا آله دمحلول تیزابیت اوقلویت معلوموي، په اوسني وخت کي دیجیټل PH میټرونه شته چي په هغې سره محلولونو PH معلومول کيږي.

مقدار تست ماشین State fax : په سیرولوجي اوامیونالوجي کي استعمالیږي، پدې سره دمختلفو شیانو مقداري اندازه ټاکل کيږي عموماً دهارمونونو او وایروسونو مقدار معلوموي او دقیقه نتیجه ورکوي.

پرازیتي موادو جمع کول

دحيواناتو په غایطه موادو کي دهگيو په شته والي سره دچنجيو موجودیت یقیني کيږي. په غایطه موادو کي دهگيو زیاتوالي او لږ والي دناروغي په څرنگوالي پوري اړه لري، یعني هرڅومره چي هگي زیاتي وي په هماغه اندازه دناروغي شدت زیات وي، په تیرو بیا په ځوانو څارویو کي دا موضوع ډیره ډیام وړ ده.

په زرو څارویو کي څرنگه چي حیوان ایمونولوژیکي فعالیت دچنجو دهگي آچولو قدرت کموي نو له دې کبله دغایطه موادو په معاینه کي تعداد او انواع دپرازیتي ناروغيو په تشخیص کي هم مرسته کوي.

دغایطه موادو دټلولو طریقه:

هرهغه مواد چي دپرازیتي معاینې لپاره استعمالیږي باید چي تازه وي او کوښښ وشي چي همیشه مواد له رکتوم (Rectum) څخه واخستل شي، اویا داچي ډاکټ (Act) کولو په وخت کي پخوا په دې چي په ځمکي باندي ولیږي واخستل شي. په کوچنیو څاروي کي لکه پسونه یا وزې باید چي لومړي دلاس گوته لږ لمده شي لومړي د مقعد په څنګ اویا په مقعد کي په احتیاط سره داخل شي او یو نرم مساز اجراشي چي پدې وخت کي څاروي مجبورېږي چي دغایطه موادو عمل وکړي، پدې توګه تازه مواد لاس ته راتلي شي. کوم وخت چي مواد لاس ته راغلل باید په یو خوله ارتي بوتل کي جمع شي او یا داچي په پلاستیکي خریطو کي وساتل شي. که بوتل وي نو لازمه ده چي غایطه مواد بوتل ترخولي پوري ډک شي ترڅو دبوټل څخه ټول هوا خارج شي دهگي دانکشاف باعث ونګرځي. دځمکي څخه دغایطه موادو اخستل بیخي غلطه ده ځکه چي نشي کیدای اصلي پرازیتیزم معلوم شي.

دپرازیتي ناروغيو دتشخیص بیلایلي طریقي

۱- دغایطه موادو معاینه په مستقیمه توګه (Direct smear) :

پدې ډول معاینه کي دغایطه موادو مقدار داهمیت وړ ندي، او معاینه فقط مصابیت یا مریضي تعین او معلومولې شي اویس ، که چیري مصابیت زیات وي نتیجه مثبت او که نه نتیجه منفي کیدای شي، نو له دې کبله دامعاینه ددې دلیل کیدا نشي چي څاروي ناروغ ندي.

دکار یا طریقي څرنگوالي:

څوڅاڅکي معمولي اوبه او یا سیروم فزیولوژي سلايد په مخ څڅول کيږي بیا د پرازيني ستنې پواسطه اویا دګوګرو ددکي پواسطه لږ مقدار تازه غایطه مواد دسلايد په مخ چیري چي اوبه موجودي وي واچوي کيږي بیا بڼه سره محلول او اوارپوي وروسته کورسلايد (Cover slid) په هغې باندي کینودل کيږي او تر میکروسکوب لاندي دپرازیت هگي معاینه اولټول کيږي.

۲- دغایطه موادو معاینه درسوب په طریقه (Sedimentation Method):

ددې هدف لپاره یوه زیاته اندازه غایطه مواد استعمالیږي. دا طریقه د چنجيو هغه هگي چي لامبوزن ندي اویا هغه هگي چي دریچه یا سرویش لري اویا ډیر نازک پوټکي لري چي ماتیدونکي هم دي او هم دڅو محلولونو په مقابل کي ډیر حساس دي استعمالیږي په تیره بیا دا طریقه Fascioliasis او Paramphistomiasis په مریضي کي استعمالیږي.

دطريقي ميتود او څرنگوالي:

ددريو گرامو په اندازه غايظه مواد په يو گيلاس کي اچول کيږي او دعادي اوبو سره ديو مکسر (Mixer) پواسطه محلول کيږي چي دامحلول اول ديوايلک ياصافي څخه تيره اوبياپه يو مخروطي شکل تيوب کي اچول کيږي ددريو دقيقو دپاروه په تيوب کي له ايبندولو وروسته بيا دپاستور دپيټ واسطه په تيوب کي له ايبندولو وروسته بيا دپاستور دپيټ پواسطه پورتنی مایع له تيوب څخه ايستل کيږي او حاصله رسوب يو او يا دوه ځلي نوره همدي توگه داوبو سره گډ اوبيا پريمنځل کيږي. چي هر ځلي بايد دري دقيقې انتظار وايستل شي په آخر کي يوه ځاځکي دميتلين بلو (Methylenblue) يوفيصده محلول ورباندي اچول کيږي. او دپاستور دپيټ پواسطه يوه ځاځکي مواد دسلايد په سر اچول کيږي اوهم کور سلايد ورباندي ايبندول کيږي پدي توگه مواد دمیکروسکوپيک معاييني دپاره چمتو دي او هم داطريقه ډير ژر اجرا کيږي او معلومولي شو چي په دري گرام مواد کي څومره دچنجيو هکي موجودي دي (رسوب شوي مواد بايد اندازه اوبيا دسلايد دمخ مواد هم اندازه شي چي وروسته له محاسبې څخه دهکي تعداد معلوميږي شي.



۳- دغايظه موادو معاینه دلامبو وهلو په طريقه (Flotation Method):

پدي طريقه کي دمالکو دمشبوع محلولونوڅخه چي مخصوص وزن او غلظت ني ۱،۲۰۰ دي استفاده کيږي، پدي ميتود کي د پروتوزواسيستونه دنماتودا هکي او ځيني ترماتودا او سيستودا هکي دلامبو وهلو په څير ليدل کيږي دا محلولونه عبارت دي د گلسرین له محلول، دمالکي مشبوع محلول، او د منگنيزيم سلفات مشبوع محلول څخه. دامحلولونه کولاي شي چي دبيلابيلو پرايټونو هکي په لامبو راولي.

دطريقي څرنگوالي يا ميتود:

يو گرام په اندازه غايظه مواد او ۱۰ يا ۱۲ ملي ليتره دمالکي مشبوع محلول په يو شيشهء لوبني کي سره ښه گډيږي، بيا د يولک يادچاي دصافي څخه تيريږي ترڅو دغايظه موادو غټ خس او خاشاک لري شي. بيا دامحلول په استوانهء يي تست تيوب کي چي ۱۰۰ ملي ليتره گنجایش لري اچول کيږي، ترڅو تست تيوب تر ځلي پوري ډک او يو محدب سطح جوړه کړي، که چيري دهوا حبابونه تشکيل شي نودستني دڅوکي پواسطه لري اودهغي په مخ کور سلايد ايبندول کيږي بايد ۲۰ اويا ۳۰ دقيقې انتظار وايستل شي ترڅو ټولي هکي دکورسلايد تر مخ ونښلي، بيا کورسلايد په يو سريع حرکت سره د تست

تېوب له سپره ري کيږي او ديو معمولي سلايد دپاسه ايښودل کيږي چي داسي يوسلايد دمیکروسکوپیک دمعاینې رپاره تيار دي.

ددي طريقي پواسطه کولاي شو چي دانسان دچنجو هگي او هم دحيواناتو خيني چنجيو هگي او هم ديو حجروي پرازيتونو سستونه دمیکروسکوب لاندې وگوري.

بايد وويل شي چي دخيگر دچنجي هگي لکه *Fasciola hepatica* او هم دپارام فيستوموم *Paramhistomum* هگي دمالگي په مشبوع محلول کي لامبو وهلې نشي، نو لکه څرنگه چي په لومړي جدول کي ښودل شوي دي ددي کار لپاره دزنک سلفات $Zn\ SO$ مشبوع محلول څخه چي غلظت او مخصوص وزن ئي ۱،۱۸۰ وي استفاده کيداي شي.

داد لامبو ورکولو طريقه يو د مطمئنو او ښو طريقو څخه گڼل کيږي چي ددي طريقي پواسطه دپرازيت هگي حساب او هم پرازيتيزم درجه معلوميداي شي، خو ددي طريقي داچرا رپاره دمختلفو مالگو دمشبوع محلولونو څخه لکه څرنگه چي په لومړي نمبر جدول کي ښودل شوي دي استفاده کيږي. ځکه چي دتولو پرازيتوهگي يواخي دمالگي په محلول کي ليدل کيداي نشي.



دپرازيت دهگيو دشميرولو طريقه:

دپرازيت دهگيو دشميرولو دپاره څو طريقي موجود دي، خو هغه طريقي چي اسانه او هم دساحي په شرايطو کي امکان لري داده چي غايطه مواد دعادي اوبو سره رقيق او اوبزن کيږي او په لاندې توگه دا عمليه مخکي بيول کيږي:

-الف:

- ۱- په يو خوله ارتي بوتل کي چي د ۱۲۰ ملي ليترو خاي ولري ۴۲ ملي ليترو په اندازه اوبه اچول کيږي.
- ۲- د ۳۰ گرامو په اندازه ميده شوي تازه غايطه مواد په بوتل کي اچول کيږي.
- ۳- په بوتل کي بايد کوچني شيشهء کروي ډول ښيښي يا داچي دميوپه اندازه واره او کوچني تيږي ددي دپاره چي دغايطه مواد توتي توتي کړي اچول کيږي چي شمير يي بايد له ۴۵ څخه تر ۵۰ پوري وي.
- ۴- دبوتل سر بايد ښه کلک شي او بوتل ښه وڅوڅول شي ترڅو ټول مواد ديو بل سره ښه مخلوط شي.
- ۵- ټول مواد ديو غليل يا صافي څخه جي سوري يي ۱۰۰ ملي مترو پوري فراخي ولري تير شي ترڅو اصلي محلول صاف او باقيمانده مواد اوبښيښي لري شي.
- ۶- ددي محلول څخه ۱،۱۵ ملي ليترو په اندازه دپيټ پواسطه اخستل کيږي او دسلايد پرمخ اچول کيږي.
- ۷- سلايد دپاسه داسي کورسلايدونه چي ابعاد يي ۲۲X۲۲ اويا ۲۲X۴۰ ملي ميټرو کي وي ايښودل کيږي.
- ۸- ټولي هغه هگي چي په سلايد کي موجود دي ديو هندسي ترتيب سره سم دعادي میکروسکوب اويا برقي میکروسکوب لاندې معاینه کيږي.

(میکروسکوب قدرت باید په ۱۰۰X۶ اوکولر سره حساب شي)

۹- هر څومره هګي چې د میکروسکوب لاندې ولیدل شي د ۱۰۰ عدد سره ضربیږي چې په نتیجه کې دهګیو تعداد په یو ګرام مدفوع کې معلومېدای شي.

ب:

ددې دپاره چې د غایطه موادو رنګي مواد او کوچني نقطې بېخي له منځه لاړ شي او هګي په یو شفاف محلول کې ولیدل شي نو د سنټري فیوژ (Sentrifuge) کولو عملیه وروسته له یو لږ پراونو علاوه کېږي پدې معنی چې تر پنځمې مرحلې پورې دالف عملیه اجرا او پس له هغه ذکر شوي محلول د سنټري فیوژ په تست تیبونو کې اچول کېږي چې تر خولې پورې ډک شي، او دوو دقیقو دپاره په دور او یا سرعت د ۱۵۰۰ RPM په سنټري فیوژ کې ایښودل کېږي، کوم وخت چې ټول مواد رسوب او لاندې کینناستل، پورتنۍ برخه نې چې اوبه دې اړول کېږي وروسته تست تیب بیا په صافو اوبو ډک او بیا په سنټري فیوژ کې ایښودل کېږي چې دا عملیه تر ۳ یا ۶ ځلي پورې تکرارېږي. پدې ډول وروستي پړاو کې د ۰،۱۵ ملي لیټرو په اندازه مواد ایښورا کېږي چې پاتې عملیه لکه د الف د عملی په څیر اجرا کېږي، یعنې هرڅومره هګي چې د میکروسکوب لاندې ولیدل شي ۱۰۰ له عدد سره ضربیږي چې په نتیجه کې دهګیو تعداد په یو ګرام مدفوع کې معلومیږي.

دپرازیت دهګیو شمیرل د مک ماسټر په طریقه (Mc Master Method):

څرنګه چې د ډیپرو پرازیتونو هګي او لاروا د مالګې په محلول کې لاملې وېلي شي او ځینې نور نې نشي وېلي نو له دې کبله د مک ماسټر طریقه چې هغه په یو مخصوص سلايد یا چمبر کې اجرا کېږي منځ ته راغله. په دې طریقه کې چمبر یا دپرازیتو لوژي مخصوص سلايد د مالګې په محلول ډکېږي، چې ټولې هګي د چمبر په پورتنۍ برخه کې راټول او غایطه مواد لاندې په چمبر کې رسوب کوي.

داچمبر هم چې شکل نې لاندې ښودل شوي دي د میکروسکوب ترفوکس لاندې معاینه کېږي. پدې طریقه کې هګي دچمبر په پورتنۍ برخه کې په وضاحت سره ښکاري داسلايدونه یا چمبرونه داسې استعمالیږي چې د یو حیوان دپاره دوي خاني او یا کله هم هره خانه نې د یو حیوان د غایطه موادو دپاره استعمالیدي شي. دچمبر شکل هم په مختلفو ډولونو جوړیدای شي او هم دچمبر خاني دموادو د مقدار په اندازه متفاوت وي. پدې معنی چې په ځینو چمبرو کې ۰،۱۵ ملي لیټره او په ځینو نورو کې نې ۰،۵۰ ملي لیټره محلول ځایږي. دهګي د شمیر لپاره دهګیو تعداد په یو واحد عدد سره ضرب دهګي تعداد په یو ګرام غایطه موادو کې معلومیږي.

د مک ماسټر د چمبر دکار طریقه:

- ۱- په یو بوتل کې چې د ۱۲۰ ملي لیټره گنجایش ولري څه نا څه ۵۰ داني کوچني کوروي شیشي یا تیري او ۲۰ ملي لیټره اوبه اچول کېږي.
 - ۲- درې ګرامه غایطه تازه مواد په بوتل کې اچول کېږي.
 - ۳- بیا د بوتل داخلي مواد ښه سره خوړیږي ترڅو ټول غایطه مواد بېخي ټوټه ټوټه شي.
 - ۴- د ۵۰ ملي لیټرو په اندازه د مالګې مشبوع محلول هم په بوتل کې ورزیات او بیا د شیشۍ لولې پواسطه ښه سره مخلوط کېږي.
 - ۵- ټول محلول د یو صافي څخه چې دچای دصافي په اندازه سوري ولري فلتر کېږي فلتر شوي مایع اخستل کېږي او نور مواد غورځول کېږي.
 - ۶- هغه محلول چې لاسته راغلي دي د یو پیپټ پواسطه یعنې د پاستورپیپټ پواسطه په ډیر اختیاط سره په چمبر کې اچول کېږي هغه هګي چې د چمبر پورتنۍ برخې ته راځي د میکروسکوب پواسطه حسابیږي.
 - ۷- دهر سمپل لپاره لازمه چې دوه چمبره مطالعه شي یعنې د عین محلول څخه په دوو چمبرو کې مواد اچول کېږي او بیا حسابیږي دا ځکه چې په درې ګرامو موادو کې چې ۹۰ ملي لیټره محلول جوړشوي وي دهر یو ګرام لپاره ۳۰ ملي لیټره محلول دي کوم وخت چې دوه چمبره مطالعه شي او ۱۰۰ له عدد سره ضرب شي چې دا یو معیاري عدد دي دهګي اصلي تعداد په یو ګرام مدفوع کې معلومیږي څرنګه چې دا سلايدونه مختلف دي نو ځکه د مک ماسټر طریقه هم په مختلفو شکلونو او میتودونو باندې ولاړدي.
- د مک ماسټر مختلف سلايدونه یا چمبرونه چې څلور خانه نې او یا درې خانه نې شکلونه لري:





دغايطه موادو د کښت طريقه

څرنگه چې نماتودا دچنجو په منځ کې ډير شباښت او ورته والي موجود وي په تيره بيا هگي يوبل ته ډير ورته دي نو ځکه د هضمي جهاز دنماتودونو دتشخيص دپاره دغايطه موادو کښت (کلچر) ډير ضروري دي ترڅو دلاړو دپيژندلو پواسطه تفريق او تشخيص يې وشي، دغايطه موادو کښت او ژر دلاړاتوار په شرايطو کې ښه نتيجه ورکوي پدې معني کله چې هگي د Infective stage لارو کې موږ ورته ددريمي مرخلی لارو وايي په اساني سره ديو بل څخه توپير کيداي شي. دکښت د طريقې دپاره ډير احتياط پکاردې ترڅو لارو ښه انکشاف وکړي اوهم لارو مړه نشي نو ځکه دا لاندي طريقه د توجه وړده:

دکښت دمحيط تهيه کول:

دکښت محيط دهگي دخلاصولو دپاره چې Infective لارو رشد او انکشاف وکړي مناسبو شرايطو ته ضرورت لري، ځکه چې هريو دمختلفو ډولونو څخه چې لکه اوڅه وخت هگي کولاي شي په لارو تبديلي شي ځانگړي محيط ته ضرورت لري يعنې هريوه هگي دخپل انکشاف دپاره خپل مختص مناسب محيط ته ضرورت لري.

هغه طريقه چې په لاندي ډول صورت مومي اکسره دهغي فاميلو دچنجيو دهگي دپاره چې هضمي جهاز کې موجود دي لکه: Trichostrongylidae دفاميل ياد Trichonematidae اوي Strongylidae دفاميلو هگيو دپاره اجرا کيږي.

۱- کښت دپاره بايد تازه او هم مرطوب وي.

۲- مواد بايد حتماً د رکتوم څخه واخستل شي او يا داکت کولو په وخت کې.

۳- مواد بايد په شيشه يي بوتلونو کې چې خوله ي ارته وي واچول شي.

۴- ددې دپاره چې مواد ټوتي ټوتي شي بايد خني کيمياوي مواد او Vermiculate او يا غټي شگي يا وچ پاک او تعقيم شوي خوشاښان دي دموادو سره يوځاي کړ شي او هم دې ديوي شيشه يي لولي پواسطه او ياديو ډکي پواسطه ښه سره مخلوط کړ شي، که د موادو رطوبت کم وي نو لازمه ده چې دبوټل دجدارڅخه ورو يوه اندازه اوبه کې واچول شي ترڅو مرطوب شي.

۵- بوټل سر دې کلک نشي ترڅو په کافي اندازه اکسيجن په بوټل کې داخل شي.

۶- بوټل دې په انکوباتور (incubator) کې چې داخل درجه ي ۲۷ سانتي گراد وي د ۷ ورځو دپاره کيښودل شي. او که انکوباتور موجود نوي نودکوتي په حرارت کې دې د ۱۰ يا ۱۲ ورځو دپاره کيښودل شي.

۷- ددې ورځوپه جريان کې بايد دبوټل دموادو مراقبت وشي ترڅو وچ نشي که رطوبت ي کم شوي وي نو لږ لږ اوبه دې ورباندي زياتي کړ شي. او هم بوټل بايد تر اخره پوري له موادوڅخه ډک نه وي، ځکه چې اکسيجن دپاره ځاي بايد موجود وي.

څرنگه چې دمعينو ورځو په تيريدو سره لارو انکشاف کوي نو کيداي شي چې په مختلفو طريقو سره لارو له بوټل څخه لاس ته راوړل شي خو بهتره طريقه يې داده چې:

۸- کوم وخت چې بوټل انکوباتور څخه واخستل شي دبوټل په سر ياغاره کې بايد يو صافي چې نيلوني وي او يا گاز کلوت (Gas cloth) وتړل شي البته گاز کلوت ټوتي دهر بوټل دخولي په اندازه غوڅيږي او د رير او ياتار پواسطه ترخولي يې داتاو وي.

۹- بيا بوټل ترخولي پوري له اوبو څخه ډکيږي و پتري ديش کې چې لږڅه اوبه ولري نسکور ايښودل کيږي.

۱۰- وروسته له ۲۴ ساعته څخه ټولي لارواگاني په پتريديش کې لامبو وهي د پتريديش کې لامبو وهي دپتريديش اوبه ورو ورو په يو تيوب کې اچول کيږي. او انتظارايستل کيږي ترڅو ټول لارواگاني دتيوب په لاندني برخه کې رسوب وکړي.

۱۱- بيا دپاستور دپيټ پواسطه يوه قطره دا رسوب شوي لارو اخستل کيږي او په سلايد باندي اچول کيږي په همدې وخت کې يوه څاڅکي داويدن محلول ددې دپاره چې لارواگاني مري شي پرسلايد اچول کيږي اوکورسلايد پري ايښودل کيږي او پدې توگه دمیکروسکوب لاندي لارو معاينه کيداي شي. ډاکتران کولاي شي دلاړو له شکل څخه دچنجيو انواع معلوم کړي.


د بیرمن طریقه یا میتود (Bear Mann method)

د نمتودا هغه چنګې چې لاروا اچونکي (Viviparous) دي د غایطه موادو څخه نې لاروا دبیرمن د طریقي په اساس لاس ته راتلای شي دا یوه ډیره ساده طریقه ده چې په ۲۴ ساعتو کې کولای شو د بیرمن د دستگاه پواسطه لاروا لاس ته راوړو. ددې طریقي پواسطه د کلچر شوي موادو څخه هم لاروا لاس ته راتلای شي خو دا لاروا L3 دي حال د غایطه موادو څخه L1 لاروا مستقیماً لاس ته راتلای شي

پرته لدې ځینې انساج چې په هغو کې لاروا موجودې وي هم کیدای شي چې دبیرمن د دستگاه پواسطه د کلچر شوي موادو څخه هم لاروا لاس ته راتلای شي خو دا لاروا L3 دي حال دا چې د غایطه موادو څخه L1 لاروا مستقیماً لاس ته راتلای شي پرته له دې ځنې انساج چې په هغو کې لاروا موجودې وي هم کیدای شي چې دبیرمن د دستگاه پواسطه لاروا نې ترې جدا او لاس ته راشي.

د بیرمن دستگاه څرنګه چې په شکل کې لیدل کېږي مرکب دي له دې لاندینو اجزاو څخه:








Fig. 4.1 Eggs of worm parasites of cattle.

- 1 *Schistosoma bovis*
- 2 *Eurytrema pancreaticum*
- 3 *Schistosoma spindalei*
- 4 *Schistosoma japonicum*
- 5 *Schistosoma indicum*
- 6 *Ostheobolus turkistanicus*

- 7 *Trichostrongylus axei*
- 8 *Schistosoma nanale*
- 9 *Oxyphragostomum radiatum*
- 10 *Synsagittaria laryngis*
- 11 *Ancylostoma digitatus*
- 12 *Fascioloides colubae*

- 13 *Bunostomum phlebotomum*
- 14 *Ceratomyxa patens*
- 15 *Gastrophilus crumenifer*
- 16 *Campylobacter fetus*
- 17 *Taenia vitellina*
- 18 *Fascioloides elongatus*






Fig. 4.1. Eggs of worms parasites of the cat.

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. <i>Leishmania perfoliata</i> | 6. <i>Capillaria hepatica</i> | 11. <i>Heterophyes heterophyes</i> |
| 2. <i>Platystrongylus muris</i> | 7. <i>Capillaria hepatica</i> | 12. <i>Diploglyphus schubkei</i> |
| 3. <i>Ophidiocara sinensis</i> | 8. <i>Trichostrongylus axei</i> | 13. <i>Jepocaula furmanni</i> |
| 4. <i>Ophidiocara sinensis</i> | 9. <i>Heterophyes heterophyes</i> | |
| 5. <i>Trichostrongylus axei</i> | | |






Fig. 4.2. Eggs of worms parasites of equines.

- | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. <i>Trichostrongylus axei</i> | 5. <i>Amphicephalus</i> spp. | 9. <i>Oxyuris equi</i> |
| 2. <i>Strongylus</i> spp. | 6. <i>Gastrophilus</i> spp. | 10. <i>Paraphasciola</i> spp. |
| 3. <i>Trichostrongylus axei</i> | 7. <i>Strongylus</i> spp. | |
| 4. <i>Trichostrongylus axei</i> | 8. <i>Dasyatis</i> spp. | |





دکاردا جرا کولو طریقه:

وروسته له دې دبیرمن دستگاه وترل شوه گاږي توتہ د قیف په داخل کې ایښودل کیږي، بیا په قیف او تیوب کې گرمي اوبه اچول کیږي او ۱۵ یا ۲۰ گرامو په اندازه غایطه مواد دگاږ په سر په قیف کې ایښول کیږي. په هر حالت کې باید اوبه د غایطه موادو دسر څخه یو انچ پورته وي. په دې طریقه کې دمواد د ماتولو لپاره ضرورت نشته ځکه چې لاروا پخپله وروسته له دې چې مواد نرم شي له هغې څخه راوځي پدې طریقه کې هم باید همیشه دتازه موادو څخه استفاده وشي ځکه چې په زړو موادو کې ممکن ځني هکي په لاروا تبدیل شوي وي او بیا له موادو څخه راوځي چې دپرايټولوژي له نظره په تشخیص کې فرق پیدا کیږي.

کوم وخت چې قیف او تیوب سره وترل شول او مواد پکې ولويدل، نو لازمه ده چې د ۴ یا ۶ ساعتونه او یا دیوې شپې دپاره په خپل حال پریښودل شي، ځکه چې پس له دې مودې څخه لاروا دگاږ څخه تیر کیږي او دقیف څخه تیوب ته اوله هغه ځای څخه السټیکي لولي ته راځي چې په نتیجه کې په تست تیوب کې ټولې لارواګانې جمع کیږي، که چیرې له ۲۴ ساعتو څخه زیات ددستگاه پریښودل شي نو بیا هم امکان لري چې دنورو نماتودو هکي هم په لاروا تبدیل شي. نو ددې پروسې دمنځ

بيوني دپاره لازمه ده چي څوڅاڅکي دلوگول محلول (Lugol) په قيف کي واچول شي ترڅو دنورو لارو او انکشاف مخه ونيسي.

بايد دلوگول محلول دسوري دلارو دتثبيت دپاره په آخره مرحله کي په تيوب کي واچول شي ترڅو دلارو وتنه له گاز څخه اويا دهغوي دمريني باعث نشي. حاصله لارو دريري تيوب څخه په دوه طريقه جمع کيداي شي:

۱- يوسلايد په مستقيمه توگه ترالاسيکي لولي لاندي ايښودل کيږي او کله چي دتيوب گيرا لږ غوندي سست شي دسلايد يوه خونه پري ډکيږي.

۲- يو تست تيوب او يا مخصوص پيپت ددستگاه وروستني برخه کي يعني دربو او يا پلاستيکي لولي لاندي ايښودل کيږي چي دلارو ډک مایع څاڅکي څاڅکي په هغي باندي توي اوپه تيوب کي جمع شي چي وروسته کيداي شي ددي تيوب مواد دمعيني دپاره په سلايد باندي واچول شي او دمیکروسکوب لاندي معاینه شي.

دا بايد په گوته کړو چي دبیرمن طريقه اصلاً دسپرو دچنجو دلارو دلاس ته راوړلو دپاره استعمال شوي دي. خو څرنگه چي پخوا وويل شول دنورولاروودپاره چي کښت شوي وي هم داطريقه استعماليدي شي، او هم دځينو انساجوڅخه لارواپه همدې توگه لاس ته راځي.

که وغواړو چي ټولي لارواگاني ديومعين مقدار موادوڅخه جمع او حساب شي نو لازمه ده چي دتيوب مواد اول سنترې فيوژ شي ترڅو ټول لاروارسوب وکړي او بيا دپاستوردپيپت پواسطه له هغي څخه (څاڅکي څاڅکي) لارو اخستل کيږي او تر مرکروسکوب لاندي معاینه او حسابيږي.

دافغانستان په شرايطو کي هم کيداي شي چي داطريقه په هريو لابراتوار کي عملي شي. ځکه چي دلته قيفونه او پلاستيکي او ريري لولي زياتي پيدا کيږي او دا دستگاه په ساده توگه جوړيداي شي.

د چنجيو د حفاظت يا ساتني او رنگي کولو يا تثبیتولو طریقي

(Preservation and staining of helminthes)

ددي دپاره چي چنجي بڼه مطالعه شي او دهغوي ساختمان او مورفولوژي په دقيقه توگه وڅيړل شي نو په لابراتوارونو کي چنجي په مختلفو طريقو سره تثبیت او محافظ کيږي چي دادي مورفي اساني طریقي په لاندي ډول سره مطالعه کوو.

الف: دنماتود دچنجيو ساتنه (Preservation of nematodes) څرنگه چي دنماتودا خارجي غشا يعني کيوتيکل ډير پند او مستحکم دي نو دهغي دمحافظت او تثبیت دپاره د فکس کولو گرم اتود مایع استعمالیږي، يعني داچي بايد ۷۰ فيصده الکول اويا دفورمالين ۳ يا ۵ فيصده محلول تر ۷۱ يا ۸۲ سانتي گراد درجوپوري تود کړ شي. بيا پس له دي چي چنجي په فزيولوژيکي دمالگي محلول کي دوه يا دري ځلي پريمنخل شول په توده او گرم پورتنی محلول کي اچول کيږي کوم وخت چي دامحلول پخپله سور شو نو چنجي بايد له دي محلول څخه واخستل شي اوپه بل تازه او پاک نوي محلول کي واچول شي. دډيرو اهدافودپاره يوداسي دتثبیت (Fixative)

محلول چي په ترکیب کي ني څلور فيصده فورم آلدهيد (Formaldehyde) اولس فيصده استیک اسيد (acetic acid) موجود وي استعمال وړ دي.

محلول داسي جوړيږي چي ۱۰ ملي ليتره فورمالين او ۱۰ ملي ليتره گلاسييال استیک اسيد (glacial acetic acid) په ۸۰ ملي ليتره اوبو کي سره يوځاي کيږي او محلول لاس ته راځي.

ب: دسيستودا چنجيو محافظت او ساتنه

:(Preservation of cestodes)

پخوا لدې چي دا چنجي فکس شي لازمه ده چي دمالگي په سيروم کي دي پريمنخل شي يعني دمالگي يو فيصده محلول دستودا دمنخلو دپاره بڼه محلول دي بايد ډير دقت وشي. ترڅو دستودونه غوڅ اويا مات نشي ځکه چي هغوي ډير اوږده دي مگر ځيني لنډ هم دي د منخلو په وخت کي توجه وشي چنجي کاره اوپه خپل وجود کي تاوراتاو نشي ځکه چي خلاصول يي بيا سخت کار دي پس له مينخلو څخه چنجي د فورمالين په ۵ فيصده محلول کي تثبیت کيدل يا فکس کيدل داسي صورت مومي چي دپنس پواسطه په پورتنی محلول کي اچول کيږي اويا داچي چنجي په يو لوبني کي کيښودل کيږي او محلول پري واچول شي په عين وخت کي بايد دستودا ټول اندام په تيره بيا دسر او لمړني بندونه په دقت سره په محلول کي څوځلي غوټه کړي ترڅو بڼه تثبیت شي اوهم بندونه ني داسي په لوبني کي ايښودل کيږي چي تريوي اندازي پوري کشش ولري ترڅو دهر بند او دبندونو ترمنځ ساختمان هم تثبیت او دمطالعي وړ وي ځيني ډاکتران بهتره کني چي لومړي چنجي دمالگي په محلول کي چي يو فيصد يوتان (Urethane) ولري ديو لنډ وخت دپاره واچول شي او بيا دي هغه دفورم آلدهيد او استیک اسيد په محلول کي چي دنماتودا د تثبیت دپاره جوړ شوي وي واچول شي چي پدي ترتيب سره د دستودا چنجي په بڼه ډول فکس کيداي شي. دستودا لنډ چنجي لکه E.granulosus چي صرف دري يا څلور بنده لري کيداي شي چي ددو شيشو تر منځ نخلو څخه وروسته په پنځه فيصده يا لس فيصده فورمالين کي تثبیت شي.

ج: دترماتودا دچنجو ساتنه (Preservation of trematodes)

داچنجي بايد په قوت او شدت سره دمالگي په يوفيصده محلول کي وڅوڅول شي ترڅو ښه پاک په نظر راشي، بيا نو دفورمالين په لس فيصده محلول کي فکس کيږي
چنجي بايد څوڅلي دمالگي په محلول څخه دفورمالين محلول ته انتقال شي ترڅو په ښه توگه تثبيت شي .
ددي چنجو دپاره يو بل ډير ښه فکساتيف (Fixative) محلول هم استعمالیږي چي هغه د لاندې ترکیب څخه عبارت دي:

۱- ۸۵ فيصده الکول ۸۶ برخي

۲- ۴۰ فيصده فورمالين ۱۰ برخي

۳- گلاسیل استیک اسید ۵ برخي

دا محلول که څه هم قیمت تماميږي خو دچنجو د تثبیتولو دپاره یو ډیر ښه محلول دي.

دپرازیتي ناروغیو د تشخیص دپاره دویڼو معاینات

په عمومي توگه دپروتوزوا (Protozoa) دتشخیص دپاره دویڼو دمعایناتو صورت مومي چي ددي هدف دپاره دویڼو حجروي عناصرو هم دویڼو پلازما معاینه کيږي.

دپرازیټ موجودیت دویڼو په حجرو کي لکه Babesia bigemina موجودیت په وینو کي هغه وخت ښه لیدل کيږي چي دویڼو څخه تثبیت شوي سلایدونه جوړ شي مگر هغه پرازیټونه چي په پلازما (Plasma) کي ژوند کوي لکه دتریپانوسوما (Trypanosomes) ویامیکروفلاریا (Microfilaria) پرازیټونه هغه وخت ښه لیدل کيږي چي وینه یا سانترې فیوژشي اویا په وینو کي هومولایز (Heamolysate) منځ ته راشي یعنې حجراتو له پلازما څخه بیل شي.

وینه دمعاینې دپاره باید داسي برابره شي چي یادستني پواسطه دیوه عضو څخه اویا داچي دورید څخه واخستل شي، که دورید څخه وینه اخستل کيږي باید په یو بوتل اویا په تست تیوب کي واخستل شي، څولازمه ده چي په بوتل کي دویڼي دلخته کیدو دوا یا anticoagulant دویڼي داخستلوڅخه دمخه واچول شي ترڅو وینه لخته نشي.

که دویڼي څخه سلاید جوړول هدف وي نو لازمه ده چي Smear ژر تر ژره پخوا له دي چي anticoagulant ورسره یوځای شي سلاید جوړ شي.

ددي هدف دپاره عضویت دنهاني برخي څخه لکه دغواگانو دغوږڅوکو اویادلکي داڅرځه قسمت څخه دویڼي اخستل په حیواناتو کي ښه نتیجه ورکوي، او په چرگانو کي هم دوزرو لاندې له ورید څخه وینه اخستله کيږي، څولازمه ده چي مخکي دویڼي اخستلو څخه داځایونه باید بیخي له ویښتانو او بڼکو څخه پاک شي، بیا دي دالکولوپواسطه ښه پاک او دستني په وهلو سره وینه واخستل شي، که چیري دویڼو جریان زیات وو، نو لومړي دي په لږڅه Xylol سره دزخم ځای ومینل شي او بیا دي په الکولو پاک پریمنځل شي ترڅو کوم حساسیت واقع نشي، که Xylol موجود نوي او یوځای الکول استعمال شول نو لازمه ده چي زخم وچ شي ترڅو دویڼي ځاڅکي په نورو ځایو کي توني نشي دزخم ځای هم باید دیو غوړ قلم پواسطه گرد چاپیره په نښه شي ترڅو دلزوم په وخت کي تدابیر ونیول شي.

دسلاید پرمخ دمعاینې لپاره د تازه ویني برابرول

یوه ځاڅکي وینه دسلاید په مرکزي برخه کي دتماس په واسطه اخستل کيږي بیا یوه قطره فزیولوژیک سیروم هم دویڼي دځاڅکي ترخوا اچول کيږي. دستني دڅوکي پواسطه وینه او سیروم سره مخلوط او یوځای کيږي. بیا یو کورسلاید پري ایښودل کيږي چي دمعاینې دپاره تیاروي، ډیره توجه دي وشي چي سیروم فزیولوژیک پاک اوتازه وي اوهم تعقیم شوي وي ځکه چي ککر سیروم دتشخیص په وخت کي کولي شي چي دپرازیټ او نورو اورگانیزمو ترمنځ اشتباه منځ ته راولي.

په همدې توگه کوم سلایدونه چي استعمالیږي باید ښه پاک وي ځکه چي خریداري شوي سلایدونه هم کیدای شي چي خاوره یا دورې ولري، نو لازمه ده چي سلایدونه په تودو اوبو کي پوږي یا Detergent سره پریمنځل شي وروسته دي بیا په تودو اوبو کي واچول او له هغې نه وروسته په ۷۰ فیصده الکول کي وردننه او هلته دي پریښودل شي.

سلایدونه باید مخکي له استعمال څخه وچ شي او دیو دست پاک پواسطه چي تارونه نه ورکوي پاک کړشي، دا ډول سلایدونه کلي توگه مطمئن وي.

دپرازیټولوژیکي معایناتو دپاره په عمومي توگه دوه ډوله دویڼو سلایدونه جوړیږي، او هغه عبارت دي له :

۱- دویڼو نازکي یا نري لکي (Thin blood smears)

۲- دویڼو پنډ یا پیري لکي (Thick blood smears)

چي دا ډول سلایدونه په لاندې توگه تیاریږي.

۱- دویڼي نري داغ یالکي (Thin blood smear)

دویڼو دا داغ د سلاید پرمخ باید نازک او نري وي ددي مقصد دپاره یوازي دویڼو یوه کوچني ځاڅکي ته ضرورت وي نو لازمه ده چي اول دیو پاک سلاید څوکه دي دستني په هلو په ځای کي چي وینه تري راځي تماس ورکړي شي او بیا دي داد سلاید څوکه دیوبل سلاید په پلن مخ داسي ولگول شي چي دویڼو ځاڅکي دي دي دسلاید یو انجام ته راوړل شي دا کار باید په چاپکي سره ترسره شي چي وینه وچه نشي، هغه دي دسلاید پرمخ کش کړ شي، یعنې دهغه سلاید څوکه چي وینه نې اخستې ده داسي دي ډبل سلاید پرمخ کیښودل شي چي ۲۰ درجو په اندازه زاویه ددواړو سلایدونو ترمنځ جوړ شي، پورتنی سلاید دي دلاندینی سلاید تر نیماني پوري په چاپکي سره یوړل شي او بیرته دي شاته راوړل شي.

بڼه نري او نازک Smear هغه ته وائي چي نري وي اوڅلورساتني متر مربع په اندازه ساحه ئي احتوا کړي وي يعني دسلايد تر آخره پوري رسيدلي نه وي. څرنگه چي خني پروتوزوا دوينو په نازکو کپيلارونو کي موجود وي نو لازمه ده کوشش وشي چي دوينو لومړي څاڅکي څخه دي نازک سلايد جوړ شي ځکه چي امکان لري چي په نوروڅاڅکو کي هغه پروتوزواچي موږ يي غواړو بيا موجود نوي مثال په توگه Babesia Argentina په ډيره آساني سره دوجود په آخري برخو کي دوينو په کوچنيو کپيلارونو کي ميندل کيږي.

دسلايد جوړولو په وخت کي بايد کوشش وشي ترڅو دباران څاڅکي په سلايد ونه لويږي او يا داچي کورني او صحرائي مچان په سلايد باندې کښيني، ځکه چي دسلايد ترکيب خرابولي شي. په هر حال دهر يو هدف دپاره لازمه ده چي څوڅو سلايدونه بايد جوړشي ترڅوکه کوم سلايد خراب وي نو بل ئي بايد چي بڼه وي.

۲- دوينو غټ داغ يالکي (Thickblood smear):

څرنگه چي له نوم څخه ئي معلوم او څرگند دي چي دوينو پنډ يا پير طبقي ته چي دسلايد په مخ منځ ته راځي ويل کيږي داسلايد داسي جوړيږي چي دوينو يو مکمل څاڅکي دسلايد پرمخ اچول کيږي او بيا دبل سلايد پواسطه لکه چي پخوا وويل شول يوه پيره طبقه د سلايد پرمخ جوړيږي او يا داسي هم کيداي شي چي فقط يوه څاڅکي وينه دسلايد پرمخ ولويږي او بيا دگوگرو دډکي پواسطه لږڅه دسلايد پرمخ پلن هر هغه سلايد چي تثبيت کيږي هم پرازيت او هم دوينو حجراتو چي هموليز شوي دي په کي معلوميږي.

دوينو په نري يا نازکو لکو کي امکان لري چي خني وخت خني پرازيتونه خراب شي او تشخيص مشکل کړشي، مگر دوينو په پنډ يا پيري لکه (Thickblood smear) کي هغه پرازيتونه چي تعداد ئي په وينو کي کم وي هم ليدل کيداي شي ځکه چي دا پرازيتونه دسلايد په يوه کوچني برخه کي موجود دي.

دنورو اعضاو څخه دسلايد جوړيدنه:

دبابيزيا دمريضي (babesiosis) دپاره په هغه صورت کي چي حيوان ديوه اوبيا دوو ورځو کي مرشوي وي داعضاو څخه هم smears يا لکي جوړيږي، ددي هدف دپاره دځيگر اوبيا د پختورگو (kidney) څخه چي دسرطبقه ئي لري شي او ديو سلايد پواسطه لږ څه مواد اخستل کيږي اودبل سلايد پرمخ باندې ايښودل کيږي، بيا لکه دوينو دنريو لکو په شان دامواد هم دسلايد جوړيږي، په همدې توگه دمغزو څخه هم د Babesiosis دتشخيص دپاره مواد اخستل کيږي يعني ديو سانتي مترو په اندازه اوږده سطحي پارچه دمغزو څخه اخستل کيږي او ددو سلايدو ترمنځ ايښودل کيږي اودفشار پواسطه دسلايد په مخ جوړيږي نوکوم وخت چي سلايد تثبيت شي په کپيلاري برخه کي يي Babesia Argentina ليدل کيداي شي.

دوينو دنريو طبقو رنگول (Stains for thin blood smears):

دوينو رنگولو دپاره څو طريقي دي په تيره بيا رومانوفسکي (Romanowsky) درنگ آميزي طريقه چي هغه هم دوينو دمقدار په تناسب په څو ډوله جوړيداي شي په سړو منطقو کي د Wright يا Leishman رنگولو له طريقي څخه کار اخستل کيږي پدې طريقه کي گټه داده چي تثبيت کونکي مواد (Fixatives) هم استعماليږي ځکه چي دا مواد په خپل ترکيب کي دالکولو يوه لوړه فيصدي لري مگر په تودو منطقو کي څرنگه چي دامواد ډير ژر تيخيږه اودرنگولو پروسه خرابوي نه استعماليږي، اوددي په ځاي دگيمزا (Giemsa) درنگولو طريقي څخه کار اخستل کيږي ځکه چي ددي رنگ آميز په مواد کي ۵۰ فيصده کليسرين موجود وي او Stainد پروسه په بڼه شان پرمخ ځي.

دطريقو څرنگوالي

د (Wright) اوبيا (Leishman) په ميتود سره رنگول:

ددي هدف دپاره داسي يو محلول جوړيږي چي په هغه کي د ۰.۵ گرامو په اندازه دلشمان (Lishman) رنگ مات او کوچني کيږي، بيا پري يوه اندازه ميتايل الکول (Methyl alcohol) په يوه اونک کي اچول کيږي او بڼه سره گډ کيږي او وروسته نور الکول پري تونيوي ترڅو حجم يي ۱۰۰ سي سي شي. او يا داچه ۰.۳ گرامه د Wright رنگ د ۳ سي سي کلسرين سره بڼه گډيږي او بيا ۹۷ سي سي ميتايل الکول پري اچول کيږي.


ددي محلولونو څخه ۱۰ قطري دسلايد په smear باندې اچول کيږي اوله لسو دقيقو وروسته بيا سلايدونه دمقطرو اوبو پواسطه پريمخل کيږي اوڅه وخت چي سلايد وچ شو دمعائني دپاره تيار وي.

دگميزا په ميتود رنگول (Staining by Giamsa's Method)

درنگولو داطريقه دگميزا دمحلول په موجوديت کي په آساني سره سرته سپري. لومړي سلايد يا Smear ددو دقيقو دپاره په ميتايل الکول کي تثبيتيږي، بيا په يوه برخه گميزا کي لس پرځي مقطره اوبه اچول کيږي، چي ددي محلول PH مساوي په ۷ شي. جوړشوي Smear سلايدونه دسلايدو په لوبښي کي اويا داچي دگوگرو ددو ډکو څخه هم استفاده کيداي شي، ايښودل کيږي. يعني ډکي په پتريديش کي ايښودل کيږي. يعني ډکي په پتريديش کي ايښودل کيږي او دجوړشوي محلول څخه په سلايد باندې اويا په پتريديش کي محلول څخه اچول کيږي ترڅو دسلايد لاندي مخ ته محلول ورسېږي. ديرشو دقيقو پوري انتظار پکاردي ترڅو رنگول بشپړ شي بيا داوبو پواسطه له پرمنځل کيدو وروسته سلايد بايد وچ شي. داسي يوسلايد دمعاييني دپاره آماده دي.

دوينو دپنډولیکو رنگول (Stainis for thick blood smears)

دارنگولو طريقه هم لکه دوينو دنړيو يا نازکو لکوپشان صورت مومي، خو فرق يي دادي چي دلته څه وخت چي سلايد دگميزا دميتود سره سم جوړ شي نو لومړي په ميتايل الکول کي اچول کيږي ترڅو وينه فکس شي، بيا سلايد مستقيماً درنگ په محلول کي اچول کيږي، کوم وخت چي رنگول تکميل شي نو لکه معمول سلايد پريمنځل کيږي، وچيږي او دمعاييني دپاره چمتو کيږي. پدي طريقه کي څرنگه چي په الکول کي سلايد لويږي، نو دوينو حجرات تخريبيږي او دپرازيت حجري په ښه توگه په سلايد کي معلوميږي.



دلپراتوار دپاره خني مهم او ضروري محلولونه امواد (Reagents and formula)

۱- دمالگي مشبوع محلول: دمالگي مشبوع محلول هغه محلول ته واني چي مخصوص وزن ني ۱،۲۰۰ وي اوداسي جوړيږي چي ترهغي پوري په اوبو کي مالگه اچول کيږي چي دمالگي يوپر څلور برخه په اوبو کي حل نشي يعني دمالگي کرسنال دلوبښي په بيخ کي پاتي شي.

1- Saturated salt solution:

Sodium chloride Q.S.

Water Q.S.

۲- دسيماب او پوتاشيم ايوداد دلامبو وهلو محلول

(Mercuric iodide flotation Fluid)

Potassium iodide----- 32 gr.

Mercuric iodide-----50 gr.

Distilled water----- 90 ml.

دا محلول داسي جوړيږي چې اول پوتاشيم ايوداد په اوبو کي حل کيږي بيا مرکوريک ايوداد ورسره گډ او حل کيږي ددي دپاره چې ښه حل شي په کراره ورته حرارت ورکول کيږي. ددي محلول مخصوص وزن مساوي په ۱,۶۳۰ سره دي.
۳- داودين محلول(Iodine solution)

Iodine re-sublimed crystals---- 10 gr
Potassium iodide -----40 gr
Water----- 100 gr

اول پوتاشيم ايوداد په اوبو کي حل کيږي بيا دايودين غير تصفيه شوي کرسټالونه ورسره گډيږي او ښه سره حل کيږي.
۴- دزنک سلفات محلول (Zinc sulphat solution)

دامحلول په دوه ډوله جوړيږي:
الف- يعني که مخصوص وزن ئي ۱,۱۸۰ وي په يو ليتر اوبو کي ۳۳۱ گرام زنک سلفات گډيږي فورمول:

ZNSO₄----- 331 gr
Distilled water----- 1000 ml

ب- اوکه مخصوص وزن يي ۱,۲۰۰ وي نو په يو ليتر مقطرو اوبو کي ۳۸۵ گرامه زنک سلفايد گډيږي.
فورمول:

ZNSO₄----- 385 grDistilled water----- 1000 ml

۵- دمالکي نور مال محلول (Normal saline solution)
8.5 گرامه مالکي او يو ليتر مقطر اوبه

Sodium chloride --- 8.5 gr
Distilled water--- 1000 ml

۶- چنچو دساتني دپاره محلول:
(Helminth specimen storage solution)

80% alcohol 95 parts
Glycerin 5 parts

۹۵- برخي ۸۰ فيصده الکول او ۵ برخي گلسرين سره يو ځاي کيږي او پورتي محلول لاس ته راځي.
۷- دفورمولين ۵ فيصده محلول (Formalin 5% solution)

Commercial for malin (40% formaldehyde) ---- 5 parts
Water----- 95 parts

تجارتی فورمالين چي ۴۰ فيصده فورم الدهيد ورته واي ۵ برخي، او اوبه ۹۰ برخي سره گډيږي دامحلول تري جوړيږي
۸- لکتیک اسيد محلول(Lactophenol)

Lactic acid	1 part	لکتیک اسيد يوه برخه
Carbolic acid	1"	کاربولیک اسيد يوه برخه
Glycerin	2 part	گلسرين دوي برخه
Distilled water	1 part	دمقطرو اوبه يوه برخه

۹- دپپسين دهضم محلول (Peptic Digestion Sal.)

Pepsin 6 gr

10 ml مشبوع هايډروکلورايډ اسيد (Con.Hydrochloride acid)

Water 600 gr

دامحلول دانساجو دهضمولو دپاره استعمالیږي که غواړو چي په مخاطي غشاوو کي لاروا لاس ته راوړو، نو کلمي يا ابومازوم په دي محلول کي اچول کيږي چي په نتيجه کي دمعي انساجو هضمیږي او چنچي لاس ته راتلي شي.

۱۰- لفدوفسکي ترکیبي محلول (F.A.A.solution)

Formalin Commercial 6 parts
Glacial acetic acid 1 "
Alcohol 95% 20%
Distilled water 40 parts

دامحلول چي دلف دوفسکي دترکیب په نامه ياديږي دفورمالين، گلاسیل استیک اسيد، ۹۵ فيصده الکول او مقطرو اوبو څخه جوړیږي دپرايټولوژي يو مهم محلول دي.

لاپراتواري محلولونه: (Laboratory solutions)

Alsever's Solution

Dextrose -----	20.5g
Sodium chloride -----	4.20g
Sodium Cetrite -----	8.00g
Cirtic acid -----	0.55g

طريقه:

دغه ذکر شوي مواد په ۱۰۰۰ سي سي مقطرو اوبو کې حل کړي په فلاسک کې ګډ کړي په ۱۵ دقيقو کې اوتوکلاو کړي بيا نې په يخچال کې کېږدی دغه د ويني دساتلو دپاره پکارېږي.

Physiological Saline Solution (PSS) فزيولوژي محلول

Sodium chloride (Chemically pure) -----	8.5g
Distilled water -----	1000ml

Glassware Cleaning Solution: دلاپراتوار دشيبي لوبنو مينځلو محلول

Stock Solution

Potassium dichromate -----	75g
Sulphuric acid -----	500cc
Distilled water -----	1500ml

نوب: سلوشن يوپه لسمه داوبو سره دلاپراتوار نوي سامانونو لپاره پکارېږي.

Phenol Saline محلول

NaCl -----	8.5g
Phenol -----	5.0g
Distilled water -----	100ml

نوب: دغه محلول د تعقيم دپاره ضروري دي.

Bufferd Glycerol Saline:

دغه د سلوشن يا محلول انتقالی میدیا د طبق ناروغي دمریضي موادو لپاره دي.

Solution A:

Sodium chloride(NaCl) -----	10g
Potassium chloride (KCl) -----	0.25g
Disodium hydrogen phosphate -----	1.45g
(Na ₂ HPO ₄) anhydrous	
Distilled water -----	1000ml

Solution B:

Glycerol

سولوشن A د مساوي د گلسرول د سولوشن B محلول په اندازه د ۱۰ سي سي حجم په تعقيم شوي بوتل کې ۱۵ دقيقو د ۱۵ Psi دپاره اوتوکلاو کړي

Glycerine buffer:

دغه لاندي مواد په ۸۰۰ سي سي مقطرو اوبو کې حل کړي

NaCl -----	9g
CaCl ₂ -----	1g
Glycerine -----	7.31g
Merthiolate powder -----	0.1g

PH يي بايد د سوديم هايډروکسايډ په واسطه ۸.۲ ته ورسېږي. او مقطري اوبه يي اخيري حجم بايد يو ليتروي اود استعمال لپاره په ۴ درجو دساتني گريد کې کېږدی.

EDTA (ethylene-diamine tetra-acetate)

دغه محلول معمولاً دويني ډيټولولو دويروس دتجريد دپاره پکارېږي وينه نه پريږدي چې لخته شي په لاندي ترتيب جوړېږي

Make 0.7% Solution of NaCl(۷گرامه مالګه په يو ليتري اوبو کې اضافه کړي)

solution of NaCl

Add 3.0 g of EDTA to 100 ml of the 0.7%

(دري گرامه EDTA په ۱۰۰ سي سي سلوشن د ۰.۷ فيصده مالګه کې اضافه کړي.)

Use of 0.5ml of this solution for every 10ml of blood to be collected

۰.۵ ملي ليتره دغه سلوشن د ۱۰ سي سي ويني لپاره کفايت کوي.

Heparin: هپارين

د ۰.۱ تر ۰.۲ ملي گرامه په يو سي سي ويني لپاره کفايت کوي. يا يو فيصده هپارين مساوي کېږي يو گرام هپارين په ۱۰۰ سي سي اوبو کې حل کړي بيا ددغه څخه ۰.۵ سي سي دهر يو ۵ سي سي ويني ټولولو لپاره استعمالېږي.

Formalin, 10% in PBS:

Formalin (Formaldehyde, 37% solution) ----- 125ml

PBS ----- 375ml

۱۲۵ سي سي فورماليديهايد د ۳۷۵ سي سي PBS سره د اطاق په درجه کې کېږدي.

Ethanol (70%)

Ethanol (100%) ----- 70ml

Distilled water ----- 30ml

دوره سره ګډ کړي او په ۲۰- درجې د سانتي گرید کې وساتي.

دلبراتورې ازمينتونوسامان آلات:

په لابراتوار کې د کار د اسانتياوې په خاطر ځينې آلات پکار وړل کېږي چې هم کا اسانه کوي، هم دقيق وي او هم ارزانه تمامېږي ځکه چې ددې آلاتو څخه ترديرو وخته پوري کار اخستل کېږي موږ په لنډه توګه هغې الاتو ته اشاره کوو.

۱: میکروسکوپ (Microscope):

Micro عني واړه يا کوچني يعني هغه آله چې په هغې کې سره داسې کوچني او واړه ذرات ليدل کېږي چې په سترګو دهغې ليدل هېڅ امکان ونلري. د میکروسکوپ له کشف څخه مخکې د میکروبونو په هکله پوهان پوهيدل چې څه شته خو معلومات هغه وخت ورته څرګند شو چې کله نې کوچني او واړه موجودات وليدل او دهغې هکله نې معلومات ترلاسه کړل او يوه لويه نړي راڅرګنده شوه چې دانسان په ژوند کې نې ډير اهميت درلوده. د میکروسکوپ له څلور برخو څخه تشکيل شويدي چې په لاندې ډول ورته اشاره کوو.

الف: د عياريدو سيستم (Illumination system):

پدې برخه کې هغه پرزې، سامانونه او وسايل داخل دي چې د میکروسکوپ د کار اودندې لپاره برابره وي او بيا ورڅخه کار اخستل کېږي پدې کې لاندې شيان شامل دي.

۱: لوي او غټ پيچ: پدې پيچ سره کانډنسر بنسټه پورته کېږي، ځکه چې په هره معاینه کې بايد هغه بنسټه پورته کړای شي او ابجکټو ته اندازه برابره کړي.

۲- کوچني او وړوکي پيچ: پدې پيچ سره فوکس صورت نیسي او معاینه کوونکي شي بڼه روښانه کوي.

۳- آيينه: پدې سره له بهره څخه نور په سلايد باندې غورځول کېږي او بيا دهغې څخه ابجکټو ته ځي ترڅو سترګو ته ورشي او معاینه کوونکي شي وليدل شي.

۴- کانډنسر (Condenser): هغه برخه ده چې په هغې کې ابجکټو ته ځاي پرځاي شويدي او همدا لاندې باندې کېږي.

ب: د تقويت سيستم (Support system):

پدې برخه کې سيستم کې هغه پرزې، سامانونه او وسايل شامل دي چې د میکروسکوپ محکموې او کلک نې ساتي، که دانه وي نو بيا د میکروسکوپ خوندي کيدل او ساتل ګران ګرځي پدې کې لاندې وسايل شامل دي.

۱: پاينه (Base): پاينه هغه تخته يا پښې دي چې هغې باندې د میکروسکوپ کيښودل کېږي.

۲- لاستې يا پايزو (Support pillar): داکوړوالي لري او منځنې شکل وي، له همدې ځايه څخه د میکروسکوپ نيول کېږي اوله يو ځاي څخه بل ځاي ته وړل کېږي، داس د نيولو برخه ده.

۳- تخت يا ميز (Stags) يا (Dish): هغه هواره تخته ده چې په هغې باندې سلايد کيښودل کېږي، پدې کې منځ ځاي سوري وي ترڅو له هغې لاري نوپه سلايد او ابجکټو ولويږي.

۴- مخانيکي ميز: هغه تخته ده چې سلايد کنټرولوي او حرکت ورکوي.

- ۵- گیرا: دتخت یا میز په سرباندي دوه کوچني پتري موجود وي چي سلايد کلک نيسي او بنوريډو ته يې نه پريږي.
- ۶- سلايد او کورسلايد: مستطيل شکله کوچني بنښنه وي چي مواد پري اچول کيږي ترڅو دهغي معاینه وکړي، کورسلايد کوچني بنښنې شفاف پتري وي چي دسلايد له پاسه اچول کيږي. ترڅو معاینه کوونکي مواد لينزخراب نکړي.

ج: دلوپولو او غټولو سيستم(Magnification system):

پدې برخه کي هغه وسایل شامل دي چي شيان لويوي او غټ يې بنکاره کوي پدې کي لاندې شيان دي.

۱- آيپسونه (دسترگو عدسي) (Eye piece):

دا عدسي دميکروسکوپ دتيوب په پاسني اواخري برخه کي ورکول کيږي له کوم ځاي څخه چي ليدل کيږي، پدې کي دمختلفو قولرونکي عدسي موجودي وي خو معمولاً ۱۰، ۵ او ۱۵ زياتي استعماليږي.

۲- لينز يا ابجکتيفونه (Objectives):

هغه لينزونه دي چي کاندنسر سره نښتي وي او مختلفي قوي Power لري، عموماً 5, 10, 50 او 100 استعماليږي، دهرې معاینې لپاره بيل بيل لينز پکاروي، دهر يو له پاسه تيار دهغي قوي ليکلي شوي وي.

د: درنډ يا تنوير سيستم(Light system):

پدې برخه او سيستم کي هغه سامان او وسایل شامل دي چي د رڼا اونور لپاره پکار وړل کيږي لکه:

۱: دنور منبع (Source of light):

دنوردمنبع لپاره دوه درې شيان مهم دي لومړي دا چي دلمر له رڼا يا د گروپ له رڼا څخه کار واخستل شي، دويم دا چي ځينو میکروسکوپونو نه دتختي او ميز لاندې برقي لايټ لري چي دهغي څخه کار اخلي.

۲- هينداره (Mirror):

هينداره ددې لپاره استعماليږي چي دنور له منبع څخه رڼا منعکس کړي او په سلايد يې واچوي.

۳- کاندنسر (Condenser):

نور لدې لاري څخه اخستل کيږي.

۴- ديافراکم (Diaphragm):

دمېز او تختي لاندې دنور دکنترول لپاره يوه پرده وي چي دنور زياتوالي او کموالي کنترولوي، څومره چي نور زيات وي هغه ډيره بنده ساتل کيږي او که نه نور کم وي نو هغه پراخه ساتل اوډيره خلاصه ساتل کيږي.

دابجکتيفونو استعمال يا لينز استعمالول:

څرنگه چي طبي ازمېښتونه او معاینات په مختلفو موادو باندې صورت نيسي او میکروسکوپ هم دمختلفو قولو لينزونه لري نو دهر لينز څخه په بيلابيلو معایناتو کي کار اخستل کيږي لکه:

۱- د 10x (Low power.L) لينز:

دې ته 10x کمزوري قوه واني چي پدې سره بلغم، ادرار Urine او نور معاینات کيږي د 10x لپاره بايد کاندنسر بڼه بنکته شي او ديافراکم بند شي ځکه چي پدې کي لوي او غټ شيان معلومول کيږي او زيات نور ته اړتيا نلري.

۲-40X (High Power Lens) لینز:

پدي صورت کي بايد کاندنيسر بڼه رابښکته شي چي ابجکتیو د سلايد په سر واقع شي خود سلايد سره بايد ونه جنګيږي ځکه چي پدي صورت کي خرابيږي، که چيري بلغم يا Urine معاینه کيږي بايد د سلايد له پاسه کود سلايد هم واچول شي چي مواد لینز خراب او خیرن نکړي.

۳-100x (Oil Immersion Lens) لینز:

دالینز دملاريا، کالداني اود بلغمو لپاره پکار وړل کيږي، ددي سلايد په سرباندي ځانګړي تیل Oil آچول کيږي او ابجکتيف بايد له تیلو سره په تماس کي شي، دیا فرام بايد خلاص کړاني شي او کاندنيسر بايد پورته وي ځکه چي دالینز نظر نوروته اوږد وي.

دمايکروسکوپ دقوت اندازه کول:

که چيري وغواړو چي میکروسکوپ په طاقت او قوه معلومه کړی نو د سترگو د عدسي قوه د ابجکتيف له قوي سره ضرب کړي نو د میکروسکوپ قوه به لاس راوړي مثلاً $10 \times 40 = 400$

دمايکروسکوپ استعمالول:

مايکروسکوپ بايد بڼه خوندي او محفوظ وساتل شي، له گرد او غبار څخه صاف شي او پداسي ځاي کي کيښودل شي چي هم خوندي وي او هم گرد اودورو نه وي. لومړي بايد دکمزوري قوي 10x يا 5x څخه کار واخستل شي ترڅو اړين شي په نښه شي، بيا وروسته له زیاتي قوي څخه کار واخستل شي چي په نښه شوي شي بڼه څرګند معلوم. دشي دليدلو په وخت کي بايد له کوچني پيچ څخه کار واخستل شي چي هغه بڼه روښانه شي. د لینزونو دپاکوالي لپاره بايد الکول استعمال نشي بلکي له زایلول Xylol څخه کار واخستل شي، همدارنګه بايد میکروسکوپ په پلاستیک کي تاوونشي ځکه چي خوله کوي او دزنګ کولو امکان پکي وي. مايکروسکوپ پداسي ځاي کي مه ږدی چي بنوريږي يا تالی وهي داسي نه چي مات شي.

دمايکروسکوپ جو ریښت

دمايکروسکوپ ډولونه:

Light Microscope: 1

Compound Microscope: 2

Dissecting Microscope: 3


Dark Field illumination Microscope: 4

Fluorescent Microscope: 5

Phase contrast Microscope: 6

Polarization Microscope: 7

Electron Microscope: 8



څلورم فصل

لاپراتواري ازمويني او رنگ اميزي طريقي

دباکټريالوژي لاپراتوار اصول او کړنلار:

Bacteriological Laboratory principles.

- ۱- دلاپراتوار ټول کارکوونکي بايد خپل لباس چپن، پتلون دستمښي، اوماسک او عينکي ولري.
- ۲- په لاپراتوار کې دخوړولو، څښلو او تنباکو څکلو څخه ډډه وکړي.
- ۳- دمايکروبوونو دپيژندلو دپاره پوره معلومات ولري.
- ۴- هغه وسايلو څخه استفاده وکړي چې دمايکروبوونو د انتشار محنوي دپاره کې موثره دي.
- ۵- سامانونه بايد په وخت زمان کې تعقيم کړي.
- ۶- دبيکاره نفرو چې لاپراتوار ته راځي محنوي وشي.
- ۷- دکارپه ختم لاسونه او وسايل بايد ومينځي.

دمعاون دلاپراتوارکمک دتشخيص کوونکي سره


معاون ډاکټر موظف دي چې دتشخيص کوونکي سره د تداوي اومحنوي په باره کمک وکړي مريضې مواد راجمع کړي- دمریضي مواد ټولو دپاره پوره کمک وکړي. اودمعایناتو دپاره پوره معلومات ولري، که تجربه ونه لري نو تشخیص غلطوي اوبل داچې وخت ضایع کوي.

نښه کول (Labeling)

ټولونه مخکې مهمه خبره داده چې دسمپل اخستلو څخه وروسته نښه کول دي. چې ددغه جملې څخه د حیوان نوع نښته دنموني نوع لکه، وینه ادرار، بلغم- غایطه مواد، چرګ، نسج اونور دډاکټر نوم، کلینک، او هغه دناروغي علامې باید پکې ذکر شي اوپه مرتبان یا بوتل باندې ونښلول شي.

سواب اخستل: (Swabs)

سواب یو نازکه لرګي په شان ډکي دي چې اوږدوالي ۱۰-۱۵ سانتي متره وي. چه معمولاً په یو سرکي مالوچ (پخته) ده. چې داوتوکلاو په واسطه تعقيم کيږي- چې دمریضي موادو لکه چرک، ترشحات دپوزي، خولي، غوړ، واژن، پریپسوزدغوانې یا پسه څخه اخستل کيږي. بیا سواب په خاص تیوب کې اچول کيږي. بیا لاپراتوار ته لیږل کيږي. اومعمولاً سواب د مري، سترګې، پوزي، واژن، سرویکس او دسطحي عمیق زخمونوڅخه، بلغم او نور نموني اخستل کيږي.



ادرار (Urine):

دادرار نمونه اخستل دباکټريالوژي معاینات لپاره ډیر اهمیت لري. چې په ډیره احتیاط راټول شي. اوپه تعقيم شرایطو کې واخستل شي- چې نوري بکټریا مداخله ونه کړي. ادرار چې اخستل کيږي باید په سند د ادرار په ذریعه واخستل شي. اوپه کم وخت کې لاپراتوار ته ولیږل شي. او که چیرته سند نه وي نو اول ادرارته اجازه ورکړي دمابین څخه واخلي.

چرک، خیرن مواد (Pus):



معمولاً ریم یا چرک دپوزي، غور دتناسلي دستگاه څخه واخستل شي. اول هغه په پخته پاک کړي بیا سواب په تعقيم حالت واخلي. او سمپل واخلي. که چیرته ژبه وي نوډ ژبي بیرون برخه پاکه کړي. پیچکاري ور داخله کړي او چرک راواخلي او بیاني لابراتوار ته ولیږي

وینه- (Blood) -

که چیرته وینه دباکتریالوژي لابراتوار دکنټ لپاره اخلي دپیچکاري پواسطه چي ساحه یا هغه ورید څخه چي وینه اخلي نو هغه خای باید تعقيم کړي. وینه واخلي هو په تیوب کي هغه مواد لکه EDTA اویاسودیم ستریت چي وینه لخته نه شي. واچوي اوپه ډیرژرني لابراتوار ته ولیږي. که چیرته یوه قطره وینه اخلي نوپه سلايد باندي واخلي اوپه سلايد باندي سمیر جوړکړي.

مواد غایطه: (Fecal Sample)

معمولاً غایطه مواد چي دلابراتواري معایناتو لکه ځيني بکتريا دکلچر لپاره اوياد پرازیت دهکي لپاره اخلو نوکوشش باید وکړو چي غایطه مواد تازه وي.



نسج : (Tissue)

معمولاً ځيني بکتریاو دتشخيص لپاره اخستل کيږي. یوه برخه دنسج یا بیوپسي دژوندي یا مړه حیوان څخه وروسته واخستل شو نوپه تعقيم شرایطو کي واخستل شي. بیا لابراتوار ته ولیږل شي کوشش باید وشي چي په ډیره پاملرنه واخستل شي. او بیا لابراتوار ته ولیږل شي.

دسمیر جوړول (Smear preparation)

اختیاط:

- ۱- دسمیر جوړولو په وخت کي دکلچر دمحیط څخه چي په تیوب یا پتردیش څخه ډیره، حفظ الصحة مراعات کړي.
- ۲- سلايد باید نوي پاک او غور نه وي.
- ۳- هغه سلايد باندي چي تاسي سمیر جوړوي باید سلايد په نېټه شي.
- ۴- هغه دسلايد سمیر چي دمایع محیط څخه جوړوي باید نسبتاً نازک وي.
- ۵- هغه سلايد چي دجامد محیط څخه جوړوي باید نسبتاً نازک وي.
- ۶- دنل داوبو څخه باید استفاده ونه شي. باید مقطري اوبه استعمال شي.
- ۷- هغه سلايد چي دکلچر دمحیط څخه لاس ته راځي باید جدا کیښودل شي او ځانته رنگ شي.

دسمیر جوړول دمایع محیط څخه

- ۱- لوب Loaf باید دالکولي چراغ په واسطه تعقيم شي.
- ۲- په احتیاط دلوب په واسطه دمایع محیط څخه مواد واخستل شي اودسلايد په مابین کي ۱-۲ سانتي متره پوري خپورشي.
- ۳- سلايد په آزاده هوا کي کیږدي چي وچ شي. بیا دالکولي چراغ باندي ۳ دفعي واړوي.
- ۴- سلايد باید د Rock په سرباندي کیږدي هر رنگ چي ستاسي مقصد وي هماغه رنگ باندي رنگ کړي.

دسمیر جوړول دکلچر دجامد محیط څخه

- ۱- لوب باید دالکولي چراغ پواسطه تعقيم شي.
- ۲- يوه قطره اوبه په سلايد باندې واچوي.
- ۳- دلوپ په واسطه چې تعقيم شويدي دکلچر محیط څخه چې جامدوي دراواخلي اوبه هغه ځاي کي چې مقطري اوبه پري واچوي او سره ګډ کړي چې نازکه سلايد جوړشي.
- ۴- سلايد په توده هوا کي پريږدي چې وچ شي.کله چې وچ شو نو بيا په الکولي چراغ باندې ۳ ځلي تير کړي چې فکس شي او تثبيت شي.
- نوت: دويني، چرک، ادرار او نور مایع موادو څخه چې سلايد اخلي داسي بايد وه لکه څرنګه چې مایع محیط څخه سلايد تهيه کوي.

Requirements of a moderate scale diagnostic laboratory (Equipment, glass and plastic wares etc.)

ضروري سامان الات

1-Bunsen burner

2- Platinum/nichrom loop

3- Compound light microscope with oil immersion objective

4-Stereoscope

5-Refrigerator cum freezer

6-Incubator (small to medium)

7-Autoclave (small to medium)

8-Hot air oven (small to medium)

9-Water distiller/water deioniser

10-Balance (top loader; 0.1-600g)

11-Water bath (30-100 °C)

12-Centrifuge machine (upto6000rpm)

13-Thermometers (-50, +50, +100, +200 °C)

14-Magnetic stirrer with hot plate

15-Adjustable and fixed volume pipettes

16-PH meter & PH paper (strips/rolls)

17-Vacuum pump

18-Magnifying glass

19-Microtome and tissue molds

20-Anaerobic jar

21-Slide boxes

22-Racks for bottle and test tubes

23-Antimicrobial disc dispenser

24-Surgical instrument kit

26-Computer with printer and fax card

27-Post-mortem kit

28-Animal house equipment

29-Spectrophotometer (Visible range)

30-Colony counter

31-Petri plates

32-Glass slides

33-Cover slides

34-Graduated cylinders (50ml-2000ml)

35-Funnels

36-Beakers (50ml-2000ml)

37-Flasks (50ml-2000ml)

38-Pasteur pipettes

39-Universal bottle (50-30ml)

40-Graduated pipettes (0, 1, 1, 5, 10&25ml)

- 41-Test tubes (5, 10, & 15ml)
- 42-Culture tubes (5, 10&15ml)
- 43-Centrifuge tubes (5, 10&15ml)
- 44-Glass beads (4-8mm)
- 45-Durham's tubes
- 46-Glass rods
- 47-Specimen jars
- 48-Staining kits (Various)
- 49-Staining jars
- 50-Microtitre plates
- 51-Silicon/rubber bungs
- 52-Distilled water storage flasks/containers
- 53-Roux/tissue culture flasks (50-500ml)
- 54-Markers
- 55-Wash bottles
- 56-Pipette discards jars
- 57-Microstandardized identification strips/kits with reagents

Staining Procedures for Bacillus Anthracis

دانترکس باستیل رنگ کول:

پولي کروم میتلین بلو: Poly chrom MethyLen blue
 دضرورت الکول ۹۶% ۱۰۰ ملي لیتره.
 ۳- پتاشیم هایدرواکساید محلول ۱% ۱۰ ملي لیتره.
 ۴- مقطري اوبه ۹۹۰ ملي لیتره.

دجوړولو طریقه:

۱۰۵ گرام په اندازه میتلین بلو په ۱۰۰ سي سي الکول حل کړي. او وروسته (۱۰) ملي لیتره هایدرواکساید په دغه محلول باندې علاوه کړي. بیا دغه محلول فلتر کړي. بیا په یوه تیاره ځاي کې رنګه بوتل کې واچوي. بیا ترڅو میاشتنو پوري ساتل کېږي.

درنګ کولو طریقه: (Staining procedure)

چې دغه پورتنی ذکر شوي رنګ څخه هغه سلايد چې دویني څخه برابر شويدي په اندازه د ۵ سي سي ورباندې اچول کېږي او نیم دقیقه یا یوه دقیقه انتظار وباسو بیا سلايد وینځل کېږي. اوبیا وچ شي. دمایکروسکوپ لاندې سلايد کتل کېږي. او دمایکروسکوپ په ۱۰۰ قوه کې وکتل شي. نتیجه! د باسیل کپسول په تور رنګ او خپله باسیل په آبي رنګ لیدل کېږي.

دباکتریا درنګولو طریقه (Staining method of Bacteria)

۱- دگرام طریقه: (Staining method of bacteria grams stain)

باکتریا خپل اساسي خصوصیات لري چې ځیني گرام مثبت دي او ځیني گرام منفي دي د ضرورت وړ مواد: Requirements

۱- ۰,۵ فیصده دکرسنال ویلت محلول اویا ۰,۵% فیصده جنشن ویلت.

۲- دنګول ایودین Iodine Logul.

۳- خالص الکول داسیتون سره یا بدون دایودین څخه.

۴- دسفرانین محلول اویا د دقیق محلول کاربول فوکسین Safranin-sal./Carbal fuchsine

الف: دCrystal violet محلول جوړول:

۱- پودر Crystal violet ۰,۵

۲- مقطري اوبه: 100 ml.

ب: دLogul ایودین محلول جوړول:

۱- Iodine 1 gr

۲- پوتاشیم ایوداید 2 gr

۳- مقطري اوبه 300 ml

۲- الکول دایتایل %۹۶ اویا اسیتون ۱۰۰ سي سي.

۳- محلول صفراين...

۱- Safranino 1 - gr.

۲- مقطري اوبه 100 ml.

دگرام رنگ کولو طريقه: (Grams- Staining Procedure)

- ۱- هغه سلايد چي معايني ته آماده دي او تثبیت شوي د Rock دپاسه کيږدي.
- ۲- ديوې دقيقې لپاره په سلايد باندې د کریستال ویلت محلول واچوي.
- ۳- یوې دقیقې نه وروسته سلايد په اوبو پریمنځي.
- ۴- یوې دقیقې لپاره په سلايد باندې دلوگوول محلول واچوي.
- ۵- بیا سلايد په اوبو باندې پریمنځي.
- ۶- دلسو ثانیو (۱۰) لپاره په سلايد باندې الکول یا استیون واچوي.
- ۷- بیا سلايد په اوبو باندې وومینځي.
- ۸- ديوې دقیقې لپاره په سلايد باندې دصفراين محلول واچوي.
- ۹- بیا سلايد په اوبو باندې پریمنځي.
- ۱۰- بیا سلايد په توده هوا کي وچ کړي.
- ۱۱- بیا په سلايد باندې یوه قطره Immersion oil واچوي اودمایکروسکوپ لاندې په ۱۰۰ قوه کي وگوري.

نتیجه (Result):

گرام مثبت باکتریا په آبي رنگ او گرام منفي بکتریا په سره (Red) رنگ لیدل کيږي.

دگیمیزا طریقې رنگ کول: Giemsa Stain

ضرورت وړ مواد:

۱- گیمیزا پودر 378 گرام

۲- میتایل الکول 250 ملي لیتره

۳- گلیسرول 250 ملي لیتره

جوړولو طریقه: (Preparation)

3.8 گرامه دگمزا په هاونک Postle of mortar کي واچوي او 125 ملي لیتره میتایل الکول او 125 ملي لیتره گلیسرول پري علاوه کړي. دري وایو مواد په هاونک کي ښه میډه کړي ترڅو حل شي. بیا وروسته 125 ملي لیتره پاتي گلیسرول او 62 ملي لیتره الکول پري اضافه کړي. بیا دوهم ځل لپاره په هاونک کي واچوي. بیا ښه فلتر کړي. او هغه باقی پاتي مواد هم چي په هاونک کي پاتي وي په پاتي شوي میتایل الکول وومینځي اودفلتر څخه وروسته په رنگه بوتل کي واچوي.

درنگ کولو طریقه (Procedure of staining)

- ۱- کله چي سلايد سمیر تهیه شو سلايد په Rock باندې کيږدي.
- ۲- 2.5 ملي لیتره ددغه رنگ څخه راواخلي په یوه شیشه نې سلايد کي واچوي او په هغې باندې 97.5 ملي لیتره مقطري اوبه اضافه کړي بیا ددغه رنگ څخه واخلې یوڅو قطري په سلايد باندې واچوي اود 30 دقیقو لپاره انتظار وکړي. بیا سلايد په اوبو باندې ومنځي بیا سلايد وچ کړي. بیا دغه سلايد دمایکروسکوپ په لاندې په 100 قوه کي وگوري. نوټ: دپروتوزا سایتوپلازم په تیزآبي رنگ او کروماتین نې په سور رنگ لیدل کيږي.

دزیل نلسن رنگ کول : (Ziehl-Neelsens Stain)

دضرورت وړ مواد:

۱- کاربول فوکسین یا بازیک فوکسین Carbol fuchsin or basic fuchsin

۲- محلول دسلفوریک اسید %25 اویا 3% اسید الکول Sulphoric acid 25%-Alcol acid 3%

۳- 0.5 دمتلین بلو محلول:

جوړولو طریقه:

۱- کاربول فوکسین:

1 gr.

الف: کاربول فوکسین

ب: خالص الکول

10 gr.

100 ml.

ج:- دفتول 5% محلول له مقطره اوبو کي کاربول فوکسين په الکول کي حل کړي. بيا دفتول 5% محلول اضافه کړي. بيا فلتر کړي او وروسته يې په رنگه بوتل کي ذخيره کړي.

۲ - فنيول 5% محلول په 100 سي سي مقطرو اوبو کي.

چي (750) سي سي مقطري اوبه او (750) سي سي سلفوريک اسيد قطره قطره علاوه کړي. بايد په ياد ولرو چي هيڅکله اوبه په اسيد کي وانه چوي.

۳ - 0.5% دمتيلين بلو محلول:

الف: مسيلين بلو 0.5 گرامه

ب: مقطري اوبه 100 سي سي

دکار طريقه (Procedure):

تثبيت شوي سلايد په Rock باندې کيږدیاودجوړشوي رنگ کاربول فوکسين پري واچوي اوپه تيلي چراغ حرارت ورکړي. ترڅوپه بحار باندې والوزي. اوبيا سلايد د 10-5 دقيقو لپاره پريوږدي او دسلايد رنگ بايد وچ نشي. د 10-5 دقيقو څخه وروسته سلايد په اوبو باندې وومينځي اوبيا 25% سلفوريک اسيد محلول لري واچوي اود 2-1 دقيقو ترڅو سور رنگ معلوم نه شي سلايد په اوبو وومنځل شي. او 0.5 دمتيلين بلو محلول واچوي. اوبيا 1-0.5 دقيقو پوري انتظار وکړي سلايد وچ او بيا دمايکروسکوپ 100 قوه کي وگوري مايکر باکتریا په سوررنگ اونور په آبي رنگ ليدل کيږي.

CAPSULE STAIN FOR ANTHRAX

Polychrome Methylene blue stain

1-Methylene blue stain ----- 10g

2-Sodium bicarbonate ----- 2.5g

3- Distilled water ----- 100 cc

دا يودبل سره گډ کړي اوبو کي حل کړي بيا جوش ورکړي اوبيا يې لس دقيقو لپاره پخ کړي بيا په ۳۷ درجو د سانتي گرید کي په بوتل کي وساتي يو مياشت وروسته بايد د انترکس دناروغي د تشخيص لپاره استعمال شي.

SELLER'S STAINING FOR NEGRI BODIES OF RABIES DISEASE

د سليرز رنگول د ليوني سپي ناروغي د تشخيص دپاره:

Stock solution:

Solution 1----- Methylene blue ----- 10gr

Methyl alcohol ----- 100ml

Solution 11----- Basic fuchsin ----- 5g

Methyl alcohol ----- 500ml

Staining solution ----- Solution 1----- 2 parts

Solution 2 ----- 1 part

د رنگولو طريقه:

هغه سلايد چي د مغزو سره انفريشن په طريقه اخستل شوي وي بيا په دغه رنگ د ۵ ثانيو لپاره اچول کيږي او بيا په عادي اوبو ونیځل کيږي او وچيږي او مايکروسکوپ لاندې نيکري بادي ليدل کيږي.

LACTOPHENOL COTTON BLUE STAIN FOR MYCOLOGY

(FUNGAL DISEASE)

Cotton blue dye ----- 0.05g

Phenol crystals ----- 20g

Glycerin ----- 40ml

Lactic acid ----- 20ml

Distilled water ----- 20cc

د رنگولو طريقه:

دغه ټول پورتنی ذکر شوي مواد سره یوېل کي حل شي په واټرباټ کي حرارت ورکړل شي او کله چي دغه محلول تیار شوي د ۰,۰۵ گرامه کاتین بلو رنګ اضافه کړي او شور ورکړي دغه رنګ اماده دي کله چي یو قطره د مریضي د فنګسي څخه وي په د سلايد په یو کونج واچول شي او دغه رنګ ورسره د یو پیچکاري دستني پواسطه کورسلیف کیږدي نوتاسي ته تشخیص معلومېږي.

Microscope slide

دغه بښېنه ده هغه میکروبوڼه چي موږه مقصد دتشخیص څخه وي دمایکروسکوپ د Lince لاندي ایښودل کیږي اومعاینه کیږي.

دسلايد دوينځلو طريقه (Cleaning used slide)

۱-کله چي وغواړي چي سلايدونه پاک کړي نو ۲۴ ساعته په لاندي محلول کي پرېږدي.

1- Postassium dicharomate	1 part
2- Sulphoric Acid	1 part
3- D'water	10 parts

۲- بيا سلايد د نیم ساعت لپاره په اوبو باندي ووينځي.

۳- کله چي کيمياوي مواد تري ليري شو نوبیاني په مقطرو اوبو وومنځي.

۴- بيا په اخيره کي دلږ وخت لپاره 50% الکول کي کیږدي.

۵- که چیرته کيمياوي مواد نه وي نوسلايد په گرمو اوبوکي واچوي او ۱۰ دقيقې انتظار وکړي.

۶- دگرمو اوبو څخه وروسته په مقطرو اوبو باندي پرېمنځي.

۷- بیاني لږ وخت دپاره په ۵۰% فیصده الکول کي کیږدي.

تازه دويني سلايد جوړول (Wet Blood Films)

دغه طريقه زیاتره په ساحه کي پکارېږي کله چي ساحوي میکروسکوپ موجود وي او دغه زیاتره د Trypanosma دپاره پکارېږي.درنګ اميزي دغه طريقې ته پکار نه ده ځکه چي Trypanosma حرکت کوي

- یوه قطره وینه په پاک سلايد واچوي.

- بيا پري یو کورسلايد کیږدي.

- بيا ژرترژره دماکروسکوپ Objective د ۴ قوي لاندي وگوري

- Trypanosma شاید وگوري.

لمفاوي غدي (LYMPH NODES)

ځيني وخت ضرورت کیږي چي دلمفاوي غدو څخه Smear جوړشي دمثال په ډول لکه د Theileria او Trypanosma ناروغیو کي تري نه سمپل اخستل کیږي.

دلمفنود څخه سمير جوړول (Lymphnodes smears)

معمولاً دځيني لمفنودونو څخه لکه Presapuler او Precrutar نمونه اخستل کیږي.

- لمفاوی غده باید فیکس او په لاس باندي لمس شي.

- ساحه په الکول پاکه کړي.

- پیچکاري او ستن باید پاکه وي بيا لمفاوی غده سوري کړي.

- دپیچکاري فالنجرکش کړي چي مایع پیچکاري ته راشي.

- ستن باید پیچکاري سره نښتي وي.

- بيا دغه لمفنود مایع په یوه پاک سلايد واچوي.

- بیاني په بل سلايد کش کړي.

- پرېږدي چي وچ شي.

- نمره پري ووهي.

- په سلايد بکس کي کیږدي.

- خپل یاداشت کتابچه کي ولیکي.

دچرک سمیر جوړول (Pus Smears)

یوڅه اندازه یا یو قطره چرک په سلايد باندې واخلي او بیا یې په بل سلايد باندې واچوي سلايد په ازاده هوا کې پریرېدې چې وچ شي بیا یې فکس او رنگ کړي.

دپزي افرازات (Nasal discharges)

ځینې وخت ضرورت کېږي چې دپزي سطحي مواد ځینې دپرازیت هګي ولري نو ضرورت وي چې مایکروسکوپ لاندې ولیدل شي چې دغه افرازات یا چرک مستقیماً سلايد جوړشي او مایکروسکوپ لاندې ولیدل شي.

Milk smears

شیدي دځینې پاکتريو د موجودیت دپاره معاینه کېږي لاندې مراحل باید سرته ورسېږي:

- ۱- شیدي باید سنتري فیورث شي.
- ۲- پورتنی برخه ککي باید لیري شي.
- ۳- ښکتنی برخي څخه دوه یا درې قطري په یو پاک سلايد واچوي.
- ۴- په بل سلايد باندې کش کړي چې هوار شي.
- ۵- سلايد وچ کړي بیا یې رنگ کړي.

دکولمو سمیر جوړول (Intestinal content smears)

معمولاً دکولمو مختویات دځینې پروتوزوا او دچنچو دهګیو دپاره معاینه کېږي.

- یو قطره د فیزیولوژي محلول په یو سلايد واچوي
- بیا د لوپ په واسطه یوه قطره دکولمو دمحتویاتو څخه راواخلي فیزیولوژیک محلول سره یې ګډ کړي
- ځینې لوي لوي شیان یې لیري کړي.
- بیا کورسلايد پرې کیرېدې دمایکروسکوپ لاندې یې وګوري.
- اوسمیر کولاي شي چې مستقیماً دکولمو دمحتویاتو څخه جوړ کړي.
- او خپل یاداشت په کتابچه کې ولیکي.

دنسجونو معاینه د پرازیت لپاره (Examination of Tissue for parasite)

زیاتره وخت ضرورت کېږي چې ځینې نابالغ چنچي په اساني سره په Postmortem کې ولیدل شي نو مایکروسکوپ ضرورت دي چې دغه سره جداء کړي نو د مایکروسکوپ معاینات ضرور دي چې دانساجو څخه سمیر جوړ شي او دغه کار باید په Impressions باندې وشي چې دانساجو سمیر هم دکولمو دمکوزا د Coccidiosis لپاره پکارېږي

Impressions

- هغه عضوه یا نسج دوجود څخه لیري یا خارج یې کړي.
- یوه توتې دهغه عضوي څخه په چاقو باندې غوس کړي هغه ځای چې ضرورت وي.
- اودغه نسج درې یا څلور ځله په سلايد تماس ورکړي.
- په ترتیب نمونه واخلي.
- بیا سلايد په ازاده هوا کې وچ کړي بیا یې رنگ کړي.

دسلايد فکس کول (Fixation of slides)

څرنګه کولاي شو چې یو سلايد فکس کړو ددې لپاره چې یو سلايد ډیر وخت دوام وکړي اود نورو اضافه بکتریاو څخه وساتل شي اودغه په ځینې وخت کې Fixative موادو کې فکس کړي. دبکتریاو لپاره سمیر حداقل څلوریاپنځه ځله فکس شي لیکن دغه فیکس کول دپرازیتونو لپاره ضرور نه دي ځکه چې دڅارنات سره دویني سره حجرات RBC خرابېږي دکیمیايي موادو فکس کول عموماً په میتایل الکول کې وي.

خالص الکول (Absolute Alcohol)

- دغه دویني دسلايد سمیر دپاره پکار وړل کېږي.
- سلايد باید حد اقل په الکول کې ۱۵ دقیقې کیښودل شي.
- که چیرته رنگ نه وي دفتاً دپاره سلايد باید په اوبو کې ډوب کیښودل شي.

میتایل الکول (Acetone free) (Methyl Alcohol)

- دغه دویني دسمیر لپاره په کارورل کېږي.
- سلايد بايد دوه ۲ دقيقې په الکولو کې کېږدي.
- که چیرته رنگ دغه نه وي نو سلايد بايد په اوبو کې ډوب کېښودل شي.

Corrosive Sublimate

- چې دغه طريقه په Mercuric Chlorides يا د فيزيولوژي محلول کې وي
- چې سلايد د یوې يا دوه دقيقو لپاره پکې اېښودل کېږي.
 - سلايد مخکې درنګ څخه په اوبو باندې ووينځي

(Kaiserling's Method)

د عضوي يا نسج دساتلو طريقې:

که يوه عضو يا نسج وغواړو چې داناتومي موزيم لپاره يې وساتو نو ددغه درې محلولونو څخه کار اخلو.

چې هغه عبارت د I ، II ، III نمبر محلولونو څخه دي چې فورمول يې په لاندې ډول دي.

Kaiserling. I-Solution.

Formation	200ml
Potassium nitrate	15- gr
Acetate of potash	30-gr
D. Water (مقطري اوبه)	1000 ml

Kaiserling. II-Solution.

Methylated spirit.....

Kaiserling. III-Solution.

Potassium acetate	100 gr
D. Water	1000gr

په دغه محلول کې فلتر کړي... After having filtered this solution add...

Glycerol	200ml
----------	-------

په اخيره کې ۱ % thymol اضافه کړي چې فنگس نمو ونه کړي.

طريقه: (The procedure is as follows)

- هغه دمقصد نمونه واخلې بياني په يوه پاک لوبښي کې کېږدي.
- نظر په مطابق دهغه ساحتمان په Kaiserling لمري نمبر محلول کې واچوي تر ۷ ورځو پورې په کې وساتي.
- په محلول کې ښه غوټه يا ډوب کړي.
- بيا دهغه څخه نمونه واخلې او په II نمبر محلول کې غوټه کړي ترڅو دمحلول رنگ تغير وځوري
- بيا دهغه څخه داواخلې د موزيم لپاره په III نمبر محلول کې واچوي.
- بيا دهغه ځای څخه چې هر ځای ته لابر اتوار ته انتقالوي انتقال کړي.

دپتالوژي موزيم لپاره دنسجي نمونو جوړول

(Preservation of samples for pathology Museum)

دپتالوژي موزيم لپاره بيلابيلې نمونې سره ډير احتياط پکار دي ځکه چې دادزده کړي لپاره پکارول کېږي دعملياتوله خوني څخه موزيم خوني پورې ټول پړاونه بايد په پوره پاملرنې ترسره شي.

:Fixation

کومه برخه چې موزيم ته يې ورل پکاروي بايد سمدستي په لس فيصده فارملين کې واچول شي دا ددې لپاره چې په رنگ او جوړښت کې يې بدلون رانشي، درنګ دخوندي ساتلو لپاره د Kaiserling Tecfhique په نوم محلول پکارول کېږي (دامحلول د 60gr پوتاشيم استيت او 30gr پوتاشيم نايتریت په 400ml فارملين 40% کې حل کېږي او بيا پکې دوه ليتره عادي اوبه هم اچول کېږي).

کومې برخې او نمونې چې فکس کولو ته اړتيا لري هغه لومړي ښه صفا کړي ترڅو په وينه کې نه وي که اړتيا وي نو د سورنچ پوسيله فارملين دنسج دننه داخل کړي چې ټولو برخو ته ورسول شي، بيا همدا برخې او نمونې (مغز، زړه، سپرې اونور)

دڅو ساعتونو لپاره په فارملين کي واچوی ، چي سخت اوکلک شي،ددي څخه وروسته ئي د څلورو ساعتونو لپاره په 80% ايتايل الکولو کي واچوي.

:Mounting Fixation Plate

اوس نودانسج Kaiserling Mounting Fluid ته ورل کيږي چي شفاف او روښانه محلول دي، ددي محلول دجوړښت لپاره په يو ليتر اوبو کي 100gr سوډيم استيت ، 300gr گليسرين او 5ml فارملين حل کول کيږي. په ميوزيم کي دبيلابيلو نمونو دکيښودلو لپاره دپرانستي او خلاصي خولي دبښيښي يا پلاستيک جار کارول کيږي اوبيا د پلاستيک په يو قاب کي دنایلون له تارسره تړل کيږي. هر هغه برخه چي غواړي خلکوته ئي ورښکاره کړی دباندې لوري ته ئي کيږدی، داقاب به دبښيښي په بند لوبښي يا جارکي ساتی اود Mounting Fluid موادپري اچوی.بايد ووايو چي په ميوزيم کي له هري نموني سره دهغي تاريخچه اوارښي لارښوني بايد وليکل شي.

دبلاربتوب ازميښت (Pregnancy Test)

په ځيني څارويو کي لکه غوا اسپه دي کي د Rectal Examination پواسطه اجرا کيږي مگر په ځيني وختو کي په ځيني څارويو کي لکه اسپو ميرو اوزو سپو اوځيني نورو حيواناتو کي دادرار دمعايناتو پواسطه صورت نيسي.

۱-ستريپ طريقه (Strip Method):




دا ستريپ دڅوکيمياوي برخو څخه جوړشوي يو کوچني پيال په لري په پيال کي هغه ادرار چي هدف پکي د بلاربتوب وي ستريپ پدي پيال کي غوپه کيږي که پدي ستريپ کي يو سوررنګه خط جوړشو نو تست منفي دي او که دوه سوررنګي خطونه جوړشونو تست مثبت دي.

۲-سلايد ميتود (Slide Method):

ادرار په بوتل کي اخستل کيږي بيا ديوټل څخه ادرار په يو تيوب کي اچول کيږي بيا سنټري فيوز کيږي. بيا تست تيوب پاسني برخي څخه دوه څاڅکي په يورين اويو څاڅکي په ريښت سره يوځاي په مخصوص سلايد باندي اچول کيږي وروسته سلايدپه دوراني توګه بنورول کيږي که چيري دمیده ريګ اوشګي په شان شګه پيداکړي نو تست مثبت او که نه منفي دي کوم ادرار چي تست ورباندي اجرا بايد البومين وينه ونه لري ځکه چي بيا نتيجه نه ورکوي.

۳-انتي باډي طريقه (Antibody Method)

ديوي ډاډمني کمپني دوايي (انتي باډي چي Latex سره جوړوي يو څاڅکي ورڅخه په ځانګړي سلايد واچوي اويوڅاڅکي دسهارې ادرار څخه په همغه سلايد واچوي ښه يي سره حل کړي دوه يا درې دقيقې وګوري که چيري کوچيني کوچني دانې Clumps ښکاره شي نوټست مثبت دي او څاڅکي په خپل خال پاتي شي نو تست منفي دي.که چيري تست منفي وي نو يو يا دوه خلي بايد څوورځي وروسته بيا تست اجرا کړي ځکه که مواد کم وي نومعلومات ورڅخه نه کيږي.



طريقه يا دبکتريا د پيژندلو لومړي طريقه (Stain):

يو رنگ لرونکي کيمياوي محلول ته Stain وائي چي په مايکروبيولوژي کي د باکتريا دپيژندلو دپاره کارول کيږي او دمختلفو کيمياوي موادو څخه جوړشوي وي. رنگ په درې ډوله دي چي هر يو يي جلا جلا استعماليږي.

۱ - ساده ستین (Simple Stain):

هغه رنگ لرونکي محلول دي چې د بکتريا او حجراتو دشتون او شکل څرگندونه پري کيږي، پدې کې يواځې يو محلول استعمالیږي لکه ميتانول، پدې ستن سره د بکتريگانو شکل پېژندل کيږي چې کوم ډول شکل لري لکه، گردې، Rods ډوله فنري يا کامه شکله.

۲ - مختلف ستین (Defferential Stain):

دامحلول هغه دي چې پدې سره بکتريا په مختلف گروپونو ویشي لکه گرام مثبت او گرام منفي دي ته گرام ستین هم ويل کيږي، دا محلول يواځې د مثبت او منفي لپاره استعمالیږي.

۳ - ځانگړي او خصوصي ستین (Special Stain):

دارنگ لرونکي محلول دځانگړو بکترياو يا دهغې دغړو د پېژندلو لپاره استعمالیږي لکه سپور پېژندل.

د (Wright) اویا (Leishman) درنگ کولو طریقه

ددې هدف دپاره په داسې طریقه محلول جوړیږي چې په هغه کې د ۰.۱۵ گرامو په اندازه Leishman رنگ مات او کوچني کيږي بیا پري یوه اندازه میتایل الکول په یوه اړنگ کې اچول کیږي. اوبه سره گډیږي او وروسته نور الکول پري اچوي ترڅو حجم یې ۱۰۰ سي سي ته ورسوي. اویا داچې ۵۰ گرامه د Wright رنگ د ۳ سي سي گلیسرین glycerine بڼه گډیږي اویا ۹۷ ملي لیتره میتایل الکول پري اچول کیږي. دوي محلول څخه ۱۰ قطري دسلايد دسمیر باندې اچول کیږي. اوله لسو دقیقو وروسته بیا لس قطري مقطري اوبه ورباندې اچول کیږي. دپنځه یا لسو دقیقو وروسته بیا سلايدوته دمقطرو اوبو په واسطه پریمنځل کیږي او څه وخت چې سلايد وچ شي دمعاینې دپاره تیار دي.

ساحوي رنگ کول (Field Stain) A+B

د A او B دوه بیل بیل رنگونه وي چې یو یې سور رنگ اوبل یې آبی رنگ وي. یوه یوه قطره یا دوه دوه قطري دسلايد په یوه خواکې واچوي سره گډ کړي. بیا دسلايد په مخ یا هغه ځای چې هدف وي کش کړي یو یا دوه دقیقې پریږدي بیا یې مقطرو اوبو باندې پریمنځي. پریږدي چې وچ شي او دوچیدو څخه وروسته یوه قطره Immersion oil ورباندې واچوي دمایکروسکوپ لاندې یې وگوري.

گرام ستین (Gram Stain):

په ۱۸۸۴ میلادي کال یو پوه او هوښیار میکروبیولوجست Christion Gram دا طریقه کشف او سرته ورسوله چې په هغې سره اوس د بکتريا شکل، اندازه او رنگ پېژندل کیږي. دهمدې طریقي پوسیله بکتريا په دوه لویو گروپونو ویشل شوي دي، پدې طریقه کې دوه ډوله رنگ استعمالیږي شین او سور. کومي بکترياي چې آبی رنگ واخلي هغه گرام مثبت Gram positive او کومي چې سور رنگ واخلي هغه ته Gram Negative وایي، پرته لدې طریقي څخه میکروبیولوژي نامکمله اونیمگړي وي.

گرام ستین طریقه او تجربه: که چیرې وغواړي گرام مثبت او گرام منفي بکتريا تشخیص او معلومي کړو نو لاندې کارونه سرته رسو چې په پایله کې راته دواړه ډول بکتريا څرگندیږي او تشخیص یې اسانه کیږي ځکه پرته لدې تشخیص څخه موږ ټیسټ نشو کولای چې څه شي پکې دي.

طریقه:

- ۱ - لومړي دیورین بلغم یا بلي مایع څخه سلايد جوړو بیا دوه خلي دآورله لمبي څخه تیرو چې بڼه فیکس شي خو بایدونه سوخول شي.
- ۲ - بیا په هوا کې وچول.
- ۳ - تروچیدو وروسته پري کرسټل وانلیټ محلول اچول و څلور دقیقې پریښودل چې پدې سره ټول حجرات رنگ اخلی.
- ۴ - دڅلور دقیقې څخه وروسته په اوبو سره وینځل او پاکول.
- ۵ - وروسته پري گرام ایوډین اچول اودري دقیقې پریښودل چې پدې سره محیط رنگ بدلوي خو حجرات پخپل وانلیټ رنگ سره پاتې کیږي.
- ۶ - ددري دقیقو څخه وروسته په پاکو اوبو پریمنځل.
- ۷ - بیا ورباندې ۹۵% ایتانول اچول او دوه دقیقې پریښودل چې پدې سره مخکني وانلیټ رنگ له منځه ځي او دوه خبري څرگندیږي.
- الف: که چیرې دحجري دیوال له شحمیاتو څخه جوړشوي وي له منځه ځي او حجره بې رنگه کیږي.
- ب: که چیرې حجروي دیوال شحمي نه و نوپاتې کیږي او اووانلیټ رنگ پخپل حال پاتې کیږي.
- ۸ - ددوه دقیقو وروسته یې څوځلي په اوبو مینځل.
- ۹ - په آخره کې ورباندې کاونټر لستین محلول او رنگ اچول او دوه دري دقیقې پریښودل کیږي چې پدې سره دوه خبري راڅرگندیږي.

الف: که پدي کاونترستين سره حجراتو سور رنگ واخستلو نوپکتریا گرام منفي دي.
ب: که حجراتو خپل رنگ بدل نکړ يعني وانليټ رنگ ئي خوشي نکړ او نوي کاونترستين ئي وانه خستلونو دا بکتریاوي گرام مثبت دي.
۱۰: ددوه دقيقو څخه وروسته سلايد په عامو اوبو سره پريمخل او وچول.
۱۱: وروسته لږي دميکروسکوپ پوسيله مطالعه کول چي دپکتریا شکل اوسايز معلوم شي.

گيمزا ستين (Giemsa Stain):

دگيمزا رنگ جوړولو لپاره لاندې مواد پکار وړل کيږي.

- ۱- گيمزا پوډر يو گرام.
- ۲- ميتايل الکول 65g گرام.
- ۳- گليسرين 65g گرام.

دجوړولو طريقه:

په يو بڼيښي کوچني چارکي يو گرام گيمزا پوډر په احتياط سره واچوی اوبيا ورباندې لږه اندازه گليسرين توي کړي اوښه سره دواړه حل کړي، چي کله ښه سره حل شول وروسته ورسره لږلږ گليسرين اولږ لږ الکول هم اچوی او حل کوی ئي کله چي ټول 65g گليسرين او ايتايل الکول ختم شول اوښه سره حل شوي نوډا محلول په يوڅر رنگه بڼيښي بوتل کي واچوی اوپه تياره خاي کي ئي کيږدی ترڅو پکي مکمل خصوصيات پيداشي.

دفلاجيل رنگ کول: (Flagella Stain)

دغه لاندې مواد ترکيبي جوړيږي بيا پري سلايد دفلاجيل دپاره رنگول کيږي او کار اخستل کيږي.

1- Almoniam potassium sultate	57 gr.
2- Phenol	25 gr.
3- Tannic acid	20 gr.
4- Crystal violet	6 gr.

(Rothera Test) کيتون باډي تيست په ادرارکي:

په لابراتوارونو کي داتست چندان نه کيږي خو اهميت يي زيات دي، کيتون له دري شيانو څخه جوړيږي اسيتواسيتيت Acetoacetate، بيتا هايډروکسي بوتريت Beta-hydroxybutrate او استون Aceton .

په بدن کي دکيتون توليد:

کله چي بدن دگلوكوز څخه دکموالي يا لوړي يا دشکر ناروغي په اساس انرژي لاس ته نشي راوړلای نو بيا خپله انرژي دشحمياتو او غوړيو څخه پلاس راوړي چي پدي لړ کي کيتون هم توليديږي، دکيتون زياتوراغونډويډو ته Ketosis ويل کيږي، څرنگه چي کيتون کمزوري تيزاب جوړوي نو دا ددماغ لپاره ډيره خطرناک وي، په وينه هم اثر کوي او دهغي دخنثي کيدو سيستم له منځه وړي چي ځيني وخت دهغي څخه بي سډي اوبي هوشي هم پيدا کيږي.
په بورين کي دکيتون خارجيدو ته Ketonuria وائي اوپه وينه کي دهغي زياتوالي ته Ketonemia ويل کيږي.

طريقه (Procedure):

په دغه تيست کي هغه غواگاني چي کيتوز ناروغي لري تشخيص ئي کيږي چي کيتون کي باډي په شيدو يا ادرار کي معلوميږي دعلمي ترتيب په لاندې ډول دي.

Ammonium sulphate.....	100grs
Anhydro sodium carbonate.....	50grs
Sodium Nitroprosside.....	3 grs

په يو تيوب کي په لاندني حصه کي تقريباً په نيمه انچ په اندازه تيست تيوب کي دغه پوډر اچول کيږي او بيا يو څه اندازه ادرار په يو کونج کي اضافه کړي که چيرته ددريو نه تر څلورو دقيقو پوري يو سور رنگ راپسکاره شو دکيتون باډي موجوديت ښائي او ناروغي به Acetonamia وي.





California mastitis Test

دغه دشيديو يا دغولانخي ډيرسوب معاينه اول ځل لپاره په کلفورنيا کي په ۱۹۵۷ کال کي ددووعلمو چي عبارت دي له Schalm او Noorlander څخه دي سرته ورسول شول. هرکله چي شيدي اخستل کيږي بايد بيخي وساتل شي. او حداقل ۲۴ څخه ۳۶ ساعتو نو پوري کولاي شي چي وروسته ني معاينه کړو.

Procedure.

دمعاني طريقه
کله چي شيدي معاينه کړو. نو شيدي ځپل رنگ ته تغير ورکوي. غوټه غوټه کيږي څومره چي غلاني پرسوب زياد وي په هغي انوازه غوتي لوي وي. او کله چي عولانځه جوړي وي نو دغه غوتي نه ليدل کيږي.

Plate



وسايل:


يوه تخته چي څلورځاني ولري سپينه پلاستيکي وي يولاسي ولري چي يوضلع ني. ۱۶ سانتي مره او پيروالي ۳ سانتي مته وي. چي پر هر کنج کي دايري شکل وي. چي قطر ۷ سانتي مته او ژوروالي ني ۱۸ ملي مته ي چي هره خانه ني ۶ ملي مته ديوبل څخه فاصله ولري.

د CMT 3-5% ني پل لري. چي په يوه بوتل کي ساتل کيږي. چي دغه ميخانيکيت داسي دي چي کوم وخت شيدي ددغه محلول سره يوځاي کيږي څرنگه چي په هغه شيديو کي چي تکليف وي نو W. B.C زيادوي. دغه د پتاسيک اسيد سره يوځاي کيږي او اوږده زنځيرونه دالکيل يو لغاتونو جوړوي چي طريقه ني په لاندي ډول ده

۲- ته تر ۳ سي سي پوري شيدي په يوه خانه کي اچول کيږي. او د ۲-۳ سي سي پوري چي په دغه شيديو باندي دغه محلول اضافه کړي. قرار قرار حرکت ورکړي چي گډ شي. نو که چيرته تکليف ولري نو نتيجه ني مثبت وي.


Surf field Mastitis Test

۶ قاشقي Surf پوډر راواخلي نيم ليتر اوبو کي حل کړي دغولانخي دهر تي څخه شيدي راواخلي په يو پليټ کي چي څلور ځاني ولري لومړي شيدي واچوي اوبيا دري فيصده سرف پوډر اضافه کړي که غوا Clinical mastitis او يا Sub clinical mastitis ولري نو دغه مواد دجيل شکل ځانته نيسي نو تيست مثبت دي.




تيوب اگلوتنیشن تست (Sero-Agglutination Tube Test)

که چیرته تاسی یو څاروي چې تاسی د بروسلوز اشتباه پري وکړي نو دڅاروي څخه په یوه پاک تيوب او په یوه پاک تعقيم Syringe کې وینه واخلي لږ وخت دپاره ئي سره پریردي چې وینه یې پرنده شي. بیا یو سیخ اخلي په تيوب کې وگرځوي چې جامد مواد اوسیروم یې جدا شي بیا ئي Incubator کې کیردي ۲۴ ساعته وروسته سیروم بڼه او شفافه جدا کيږي نو بیا تاسی ۵ دانې تست تيوبونه راواخلي په تست تيوب Rock یا تيوب دانې کې کیردي ۱۰ څخه تر ۵ شماری پوري نمره پري ووهي. په لومړي تيوب کې 0.8ml نارمل سلاين یا فزیولوژیک سلاين چې ۰.۵% فنول ولري واچوي اونورو ۴ تيوبونو کې 0.5ml واچوي بیا هغه سیروم چې ستاسی مقصد تري دمعاینې وي په اندازه د 0.2ml راواخلي په لومړي تيوب کې واچوي بڼه حرکت ورکړي چې گډ شي بیا د لومړي تيوب څخه 0.5ml چې د Pipette پواسطه راواخلي دوهم تيوب بیا دوهم تيوب څخه دریم تيوب او بیا ددریم تيوب څخه څلورم ته او دڅلورم څخه پنځم تيوب ته او بیا دپنځم څخه 0.5ml بیرون ته یا لیري کړي نو اوس 0.5ml دبروسلا انتي جن راواخلي په هر تيوب کې یې اضافه کړي بڼه حرکت ورکړي او د ۲۴ ساعتونودپاره په Incubator کې ۳۷ درجې سانتي گریډ کې کیردي ۲۴ ساعته وروسته ئي وگوري چې رسوب یې کړي دي او حرکت ورکړي نو مثبت وي یا غنده کيږي او په منفي وي نو رسوب نه کوي دا عملیه نه لیدل کيږي. همدارنگه په عیني ترتیب تيوبونه کیردي چې دکنترول لپاره هر تنها په هغه کې مثبت سیروم اچول کيږي چې تاسی اشتباه ونه کړي.



پلیت اگلو تیشن تست: (Rose Bengal plate Agglutination Test)

کوم څاروي چې مشکوک وي چې تاسی اشتباهه چې بروسلوز به وي نو دڅاروي څخه دیرید څخه یو پاک تيوب کې دسیرنج پواسطه چې تعقيم وي وینه واخلي په یو تست تيوب کې واچوي لږ وخت دپاره یې پریردي چې وینه پرنده شي بیا یو پاک سیخ راواخلي په تيوب کې وگرځوي چې دویني جامد مواد جدا شي بیا لږ وخت دپاره ئي پریردي یا یې په انکوبیتر کې کیردي چې تقریباً ۲۴ ساعته وي بیا سیروم په بل تيوب کې جدا کړي کله چې سیروم لاسته راغل بیا هغه پلیت چې خاني وانه وي او که دغه پلیت نه وي نو کولای شي چې په یوه بڼیښه باندي هم دغه عملیه اجرا کړي نو بیا پلیت راواخلي په یو خانه کې یې په اندازه د ۱ سي سي ددغه سیروم څخه راواخلي په کې واچوي بیا په اندازه د 0.03ml Antigen Rose Bengal واخلي پري اضافه کړي هو په بله جدا خانه کې دکنترول دپاره 1 cc دغه مشکوک سیروم راواخلي واچوي اولږ څه دمثبت سیروم څخه راواخلي یوه قطره واچوي بیا 0.03 ml دانتي جن څخه پري واچوي پلیت په دالکولي چراغ په واسطه حرارت ورکړي وگوري په مواد یادغه دپاغوندي یا غوتي، غوتي شو لکه دمثبت خاني چې کنترول دپاره اچول شوي دي نو ستاسی تست مثبت دي او که نه نو تست منفي دي.




دبروسلوز ناروغي د شيدو ازموينه: (Brucella Milk Ring Test)

هغه څاروي چې دبروسلوز ناروغي اشتهاه پري وي بايد دغوا څخه ۱۰ سي سي شيدې دمپري او وزې څخه ۶ سي سي شيدې دټولو تيونه څخه واخلې او ۲۴ ساعته يې په لابراتوار کې په يخچال کې کيږدي وروسته له ۲۴ ساعته څخه يې راواخلي هو 0.5% فنول محلول لږ څه يا يو قطره پکې واچوي چې شيدې وساتل شي بيا وروسته په يو تيوب کې ۱ سي سي شيدې واچوي چې تقريباً تيوب په اندازه د 2 Cm وي بيا دهغي څخه وروسته دبروسيلانتي جن چې haematoxylin نومېږي 0.03ml په تيوب کې واچوي او تيوب ته بڼه حرکت ورکړي چې گډ شي بيا يې راواخلي د يوه ساعت لپاره يې ۳۷ سانتي گريد په انکوبېټر کې کيږدي بعد له هغه څخه يې راواخلي وگوري که چيرته بروسيلانتي وي نو يو حلقه په آبي رنگ کې په سر دشيډو کې ليدل کېږي که حلقه نه وي نو تست منفي دي.



Antigen-0.03ml
Milk-1-cc






Mammalian and avian PPD-Tuberculin Test

توبرکولین تست: (Intradermal test)

که چيرته په يو څاروي باندې دتبرکلوز اشتهاه وي نو تست په دغه طريقه اجرا کېږي. ديوې غوا يا غواني چپ طرف دغاري په ماښام برخه کې ځاي تراش کړي د ۷۰ فيصده الکول په واسطه يې پاک کړي بيا يې وچ کړي دپوستکې په داخل کې يوه حصه لاندې برخه کې ۰.۱ سي سي چې ۰.۵ ملي گرامه په ملي ليتر کې Avian Tuberculin انټي جن ولري داخل دپوستکې کې نې پېکارې کړي بيا دهغي څخه ۱۲ سانتي متره لاندې حصه کې 0.1 سي سي (۰.۵ ملي گرامه) Mammalian Tuberculin انټي جن ولري پېکارې کړي بيا دغه دواړه ځايونه چې پېکارې شوي دي په مختلفو رنگونو حلقه کړي ۷۲ ساعته وروسته نتيجه وگوري که ضحامت يا پيروالي ۲.۹ ملي متره وي نتيجه منفي ده که چيرته ضحامت يې د 3 څخه تر 3.9 ملي متره وي نتيجه يې مثبت ده. دغه تستونه په لاندې ترتيب اجرا کېږي.

- 1-Sub-Cutaneous test
- 2-Short themal test
- 3-Ophthalmic test
- 4-Intradermal test
- 5-Stormont test




مالين تيست (Mallein test)

The ophthalmic Mallein test

دغه تست د Glanders يا مغو ناروغي لپاره اجرا کېږي ترتيب يې په لاندې ډول دي. په عوض دپوستکې دغه تست په سترگه کې اجرا کېږي دا تست په هغه ځاي کې گټور دي چې په لږ وخت کې ژرگونه اسونه تست ته ضرورت لري دتست لاندې څاروي بايد په استراحت کې وي او زکام يخني اونور حالت چې دسترگې پرده کانجکټيوا متاثره کوي محفوظ وساتل شي دمالين انټي جن قطره په داخل د نورمال سترگه په (Lid sac) کې چې د مخصوص چرکي


التهاب د کنجیکتوا سبب گرځي لږلږه پنځو نه شپږ ساعتو پوري نه معلومېږي. د ۸ تر ۱۲ ساعتو پوري اعظمي حد ته رسېږي چې د یو نه تر دوه ورځو پوري پاتې کیږي. دچپي سترګي Lid sac کي دوه نه دري څاڅکي اچول کیږي چې استعمال یې د څاڅکي اچونکي یا Dropper پواسطه اجرا کیږي او ددغه وخت باید مادیګر کي وي بیا اسونه د لږ وخت لپاره کلک تړل کیږي چې د څټلو یا مالش پواسطه چرک د لاسه ونه وځي د شپې لخوا په وچو واښو باندې تغذیه شي. او مشاهده یې په سهار کي لیدل کیږي وروسته په حدود د دولس ساعتو کي دنورومشاهدي ممکن د ۶ ساعتو په فاصله یا موده کي لوستل کیږي. که چیرته تست مثبت وي نو سترګي شدید عکس العمل ښودلي وي.





وانرولوجي یا ویروسونه (Virology)

وانرولوجي هغه علم او پوهه ده چې دویروسونو څخه بحث کوي ویروس هغه کوچني ژوندي ذرات دي چې په عادي او نورمال مایکروسکوپ نه لیدل کیږي چې دهغي دپاره الکترون مایکروسکوپ پکار دي چې یو شاي یومیلون چنده لوي ښکاره کوي ویرولوجي دهغه ناروغي څخه بحث کوي چې دویروسونو پواسطه منځ ته راځي لکه طبق طاعون PPR بلوتانګ رابیز او داسي نور او همدارنګه دغه ناروغي بیدون الکترون مایکروسکوپ څخه په ځیني تستونو چې انټي بادي معلوموي تشخیص یې کیږي دغه تستونه عبارت دي له AGID, ELISA, Pen-Side Test, PCR, Complement Fixation Test, Agglutination Test او ځیني نور ویروسونه د DNA او RNA باندې طبقه بندي کیږي

RNA Viruses



DNA Viruses



دویرون شکل (Viron)

سيرولوژي او ايمینولوژي (Serology Immunology):

سيرولوژي دسيرم Serum څخه بحث کوي او سيرم دويني يوه برخه ده که چيرې دويني څخه حجرات او فيبرين لري شي پاتي برخې ته سيرم وائي نو Serology هغه علم اوپوهه ده چې دويني سيرم څيرې اوپه هغې کې دانتي بادي مطالعه سرته ورسوي.

ايمینولوژي Immunology هغه علم اوپوهه ده چې په هغې کې دانتي جن او انتي بادي څخه بحث صورت نيسي خو دسيرواليوجي سره دافرق لري چې په سروولوجي کې يواځې دويني سيرم ترڅيرني لاندې نيسي حال داچې په ايمينو لوجيکي دسيرم څخه برسیره د بدن نور مایعات هم تر مطالعې لاندې نيول کېږي. دسروولوژي او ايمینولوژي پوسيله دانسان په بدن کې شته انتي بادي تر مطالعې لاندې نيسي کومه چې دخارج څخه دداخل شوي انتي جن په مقابل کې توليدېږي او بلاخره مختلفې ناروغي راپيدا کوي، ايمینوهماټولوژي هغه علم اوپوهه ده چې په سرو حجراتو باندې دشته انتي جنونو اوپه پلازما کې دشته انتي بادي څخه بحث کوي.

Immunity:

دانسان په بدن کې داسې وړتيا ، استعداد او ځواک دخپل بدن څخه دفاع اوساتنه وکړي ، همدې دفاعي ځواک اوقوت ته ايمونوتي Immunity ويل کېږي يا د بدن هغه ځواک چې دناروغيو په مقابل کې د بدن څخه دفاع کوي ايمونوتي بلل کېږي دا ارثي اوپيدايشي وي.

Antigen جن انتي :

هر هغه شي چې بدن ته له ننوتو سره سم دهغه په مقابل کې د بدن انتي بادي جوړه کړي انتي جن بلل کېږي، انتي جن پخپل ترکيب کې پروتين لري، کيدای شي انتي جن بکټريا ، ويريوسي او زهري خاصيت ولري.

Antibodies يا انتي کور:

دانتي جن په مقابل کې چې بدن کوم جوړښت او مواد توليدوي هغې ته انتي بادي وائي چې زيات نې پروتين او عموماً گاما گلوبولين وي. د انتي بادي په توليد او جوړښت کې زيات رول او برخه لمفوسايت Lymphocyte اوپلازما حجرات Plasma Cell لري چې دسپينو کريواتو څخه شميرل کېږي.

دسيرالوژي او ايمینولوژي دټسټونو طريقه:

په سيرالوژي او ايمینولوژي کې ډيرې طريقې دټسټونو لپاره پکارېږي چې مهمې نې لاندې دي.

۱- دلخته کيدو عکس لعمل Agglutination Reaction :

پدې طريقې کې رسوب عمل صورت نيسي خو ذرات دومره وي چې د عمل څخه مخکې هم ښکاره کېږي لکه داميدواري په ټسټ ، ASO ټسټ او R.A ټسټ کې.

۲- رسوبي عمل Precipitation Reaction

پدې طريقې کې ذرات درسوب په شکل ښکته کيږي.

۳- خوړند عکس العمل Flocculation Reaction

پدې طريقې کې ذرات رسوب نکوي بلکې په محلول کې معلق او خوړندوي

۴- Neutralization Reaction :

دادلخته کيدو برخلاف طريقه ده ځکه چې پدې کې زهر Toxin ديو ريجنټ په حيث استعمالېږي ، دا توکسين او زهري مواد په وينه کې د انتي بادي سره ترکيب کوي او هغه بې اثره کوي.

۵- دپورتنیو طريقو څخه برسیره نوري نوي طريقې هم په ايمینولوژي کې راپيداشوي چې ډيره غوره پایله ورکوي لکه E.L.I.S.A طريقه P.C.R طريقه .

Agar – Gel Immunodiffusion Test (AGID)

آ- جي - اي - دي ټيسټ

دغه يو پخواني ټيسټ دي چې يو منحل انتي جن په يو شفافه مایع کې په اضافه کولو د انتي بادي ترسب کوي په عين وخت کې چې انتي بادي او انتي جن مشخص وي.

عملیه (Procedure)

الف: سامان يا لوازم دAGID ټيسټ لپاره:

۱- Gel Cutter

۲- Suction pump

ب: ریجنتونه-(Reagents):

۱- دیو فیصده اگروز محلول جوړول

اگروز پوډر-----۴ گرامه

محلول د بورات بفر PH 9.6 وي-----۴۰۰ سي سي

سودیم ازیډ-Sodium Azide-----۰,۵ گرامه

لمري اگروز پوډر په یو بوتل چي ۵۰۰ سي سي وي واچوی اوبیا یي محلول یو فیصده بورات بفر علاوه کړي اوبیا ۵,۰ گرامه سودیم ازیډ اویا ۰,۲ گرامه تیومرسال بکتریوستاتیک په حیث استعمال کړي دغه محلول د دوه ساعتو لپاره په واټرباټ کي چوش ورکړي ترڅو محلول حل شي بیا محلول په دیرش سي سي بوتلونو کي تقسیم کړي اود کوتي دحرارت په درجه کي یي وساتی هر کله چي ضرورت پیدا شو ۲۴ ساعته مخکي دغه بوتل په واټرباټ یا اتوکلاو کي په ۱۱۰ درجي سانتی گریډ کي ۱۰ دقیقو لپاره حل کړي اودسلايد پرمخ دوه سي سي اویا پتريډیش کي ۱۰ سانتی مقدار کي ۲۵ سي سي واچوي پریږدي چي یخ شي ولي هیڅکله باید یخ یي ونه وهي بیا نو وروسته خالیگاه د جیل کتر پواسطه ویستل کیږي.

۲- Phosphate buffer saline (PBS) فاسفیت بفر سلاين

محلول A- یا PBSA:

سودیم کلوراید-----۸ گرامه

پوتاشیم کلوراید-----۰,۲۰ گرامه

سودیم هایدروجن اورتوفاسفات-----۱,۱۵ گرامه

پوتاشیم هایدروجن اورتوفاسفات-----۰,۲۰ گرامه

دغه ذکر شوي مواد په پاکو اوبو کي حل کړي اوددي حجم باید ۸۰۰ سي سي ته ورسې.

محلول B- یا PBSB:

مگنیزیم کلوراید هگزا هیدرات-----۰,۱۰ گرامه

مقطري اوبه-----۱۰۰ سي سي

مگنیزیم کلوراید هگزا هیدرات په اوبو کي حل کړي.

محلول C:

کلسیم کلوراي داي هایدرات-----۰,۱۰ گرامه

مقطري اوبه-----۱۰۰ سي سي

دا ماده پدي اوبو کي حل کړي

هریو ددغه محلولونو څخه اوتوکلاو کړي بیا پریږدي چي یخ شي بیا د B محلول د ۸ قسمتونو څخه او د A محلول د B دیو قسمت د ۸ قسمتونو څخه د A دمحلوط سره یو قسمت د C محلول ورباندي علاوه کړي نو پدغه حالت کي PBS د A څخه استفاده کیږي.

۳- دبوراد بفر تهیه کول PH 9.6

دغه محلول د اگر جیل لپاره پکار وړل کیږي

بوریک اسید-----۹ گرامه

سودیم هایدروکساید-----۲ گرامه

مقطري اوبه-----۱ لیتر

دواړه اولني مواد په اوبو کي حل کړي او PH یي امتحان کړي.

۴- دبکتریوستاتیک مواد لکه سودیم ازیډ اویا تیومرسال.

۵- د ریندرپست ضد هایپر ایمیون سیروم-RHS:

دغه سیروم په حرگوش(سوي) څخه تهیه کیږي په ویلونو کي اوچېږي اوبه یخ کي (Freeze dried) بعضي کمپنیو څخه لاسته راځي.

۶- د ریندرپست ستاندر انتیجن

دغه انتیجن د RBOK نوع ویروس څخه چي واکسین تري په لاس راځي نو دغه انتیجن دهغي حجروي کلچر څخه لاسته راځي.

۷- مشکوک انتیجن:

دغه انتیجن دهغه انساجو څخه لاسته راځي چي دریندر پست په ناروغي اخته وي لکه لمفاوي غدي د پرسکاپولار، مزانتريک، مدیاستینال، سواب دسترگو اود وریو دپوزي چي دغه د ریندر پست دتشخیص دپاره تیست کیږي.

محلول دیو فیصده (Agar gel) اگروز اویا (Noble agar) تهیه کړي.

مایع اگر دسلايد دپاسه یا پتريډیش کي 4ml په د ضخامت په اندازه اچول کیږي.

پتريډیش اویا سلايد په څلورو درجو د سانتی گریډ کي کیږدي ترڅو جامد شي بیا د (Gel Cutter) پواسطه باندي ني جیل غوس کړي چي خلیگاهوي جوړي شي چي سپر یي په اطراف کي اویو یي په منځ کي دخالیگاهو جوړوالي دري ملي متره او فاصیله دیوبل څخه هم دري ملي متره وي.

بیا د Section pump اویا دپیچکاري د سنتي پواسطه هغه جیل چي د کتر پواسطه غوس شوي دي بیرون یي کړي نو دپیتریدیش شاته خایونه په نښه کړي کنترولي مواد په خالیگاهو کي دپاستور پییت پواسطه واچوي هو د خالیگاه څخه باید پورته نشي بیا هغه انتي جن چي داشتبهه لاندې په معلومداره خلیگاه کي واچوي انتي سیروم چي رقیق شوي نه وي په

خالیګه کي واچوي بیا سلايد یا پتريديش Humidity box یا رطوبت بکس کي کيږدی که چیرته دحرارت درجه د 40 درجو څخه پورته وي پتريديش په یخچال کي کيږدی بیا سلايد یا پتريديش دوه ساعته 24 ساعته او 36 ساعته دیو نور دمنبع پواسطه معاینه کړي.

نوبت: دغه دریندرپست او PPR ناروغيو لپاره په ساحه کي تري کار اخستل کيږي





FIGURE 1. — Demonstration of the use of a Petri dish for the detection of rinderpest antibodies in eye swabs. A petri dish with a lid is used to hold the eye swabs. The swabs are placed in the dish and the dish is sealed with a lid. The dish is then placed in a Petri dish and the dish is sealed with a lid. The dish is then placed in a Petri dish and the dish is sealed with a lid.



Pen-Side Test

For the detection of Rinderpest antibodies in eye swabs

احتیاطي تدابیر:

- ۱- لاندې لارښوونې په احتیاط ولولي او تعقیب نې کړي.
- ۲- دټولو ریجنټونو یا Kit (سامانونو) ذخیره کول په 25-77F یا 35-77F کي
- ۳- ټول ریجنټونه دکوتي دحرارت ددرجي په تعادل د77-18C یا 77-66F باید مخکي استعمال څخه وي
- ۴- ټول مواد یا Materials یا هغه سامانونه د ساري امراضو دانتقال قدرت لري قابو کړي.
- ۵- مختلف ترکیبات مه گډوي یا دکتابونو په لارښوونو عمل وکړي د مختلفو تست کیتونو.
- ۶- دملوثکیتونو ترکیباتو د اخستلو په وخت کي باید دیراحتیاط وشي.
- ۷- هغه تست کیت Test kit چي تاریخ د Expire نې نږدي وي استعمال نکړي.
- ۸- په هغه ځاي کي چي نموني یا کیت ریجنټ دسته بندي کوي.حوراک ځیناک او سگرت مه څکي.
- ۹- دهرې نموني دپاره ځانته Pipe tip استعمال کړي.
- ۱۰- ټول بیالوژیکي مواد چي استعمال شوي نه وي مخکي د ليري کولو څخه وسوځوي.


طرز العمل:

- ۱- مخکي د حلطي دخلاصولو څخه ځان مطمئن کړي چي دآلي دحرارت درجه په معین حالت کي ده.
- ۲- دتست آله د حلطي نه ليري کړي اوپه هوارسطحي فلات (Flat) باندې نې کيږدي.

۳- هغه Pipett چې پکې د سمپل محلول تهیه کيږي استعمال کړي او په هغه Pipett مارک یا نمېنه کيږدي په عمودي ډول يې ونيسي او په قراره ۵ ځاڅکي دسلرشن یا محلول دسمپل پري اضافه کړئ ترڅو حالت د "S" دتست په آله کې ونيسي .
 ۴- د ۱۰-۵ دقیقو په دوران کې نې نتیجه ولولي
 ټول خطونه یا لینونه کوم چې وروسته ددې وخت څخه ښکاره کيږي مه قبلوي.

نتیجه:

- ۱- دکنترول یولاین (C) کرکی یا Window بیښي چې هغه تیست چې پري کار شوي دي صحیح دي. هر آله کوم چې نه تولیديږي په کنترول لاین کې په ۱۰ دقیقو کې حتماً باید کلاس فایده شي لکه مسافه یا خالي ځای
- ۲- یو لاین په تست کې (T) کرکی Window کې بیښي دمثبت تست په شان اوکوم چې د سمپل محتویات د Rinderpest انترجن لري. که چیرې لاین ښکاره نشي په نتیجه کې دتست په کرکی کې تست منفي دي یا Rinderpest انترجن دپاره.
- ۳- ممکن یو فرق په شدت واقع شي دنتیجې په لاین اوکنترول دکرکی یا ویندوکي لیکن دا په نتیجه باندې کوم تاثیر نه لري.



لخته کیدو څخه دلابراتواري ویني ساتل:

ددې دپاره چې دلابراتواري وینه لخته اوږند نشي ځکه چې بیا سمه نتیجه سمدستي پرنه کيږي او په دوه برخو ویشل کيږي لخته Clote او سیروم serum او په سرومو کې پاتي پلازما وي سیروم دویني هغه پلازما ده چې منحل فیبرو بدل شي همدا مځکې دپلازما برخه وه هو اوس دلختي برخه وگرځیده.

دلخته کیدو مخنيوي کوونکي کیمیاوي مواد: (Anti Coagulant Agents)

ددې لپاره چې په لاندې کې دازمیبتونه لپاره وینه تر یو وخت پوري وساتل شي باید نور مواد ورسره گډ شي ترڅو په هغې باندې ازمیبت ترسره شي، ددې موادو په شتون کې د ویني مختلف ازمیبتونه تردیروساعتونو پوري سرته رسول کیدای شي دمثال په ډول:

هیموگلوبین HB تر 24 ساعتونو پوري، حجات، ملاریا او اینی کولو سایت تریو ساعت پوري باید پري سرته ورسېږي، صفات دمویه او سایت تریو ساعت پوري وخت لري، دویني گروپ او Rh فکتور تر ۴۸ ساعتونو پوري وخت لري، یعنې دلخته ضد مواد لابر اتوار ته وخت ورکوي ترڅو خپل ازمیبتونه په ډاډه زړه سرته ورسوي او ورځپاڼه نشي. هغه مواد چې لابر اتواري وینه دلخته کیدو څخه ساتي په لاندې ډول دي:

محلول (EDTA) (Ethylene-Di-amine Tetra Acetate):

چي معمولاً په وینه کې تري کار اخستل کېږي وینه نه پرېږدي چې لخته یا پرنده شي په لاندې ترتیب جوړېږي.

Nacl----- 7-gr
D.Water-----1000ml

چي له دغه څخه ۱۰۰ سي سي محلول راواخلي په اندازه 3 gr EDTA پکې واچوي بیا له دغه محلول څخه 0.5 سي سي د ۱۰ سي سي ویني لپاره پکارېږي.

Formalin 10% in PBS. فورمالین
Formalin 37% Solution-----125ml
PBS-----375ml

70% Ethanol

Ethanol 100%-----70 ml
D.water-----30ml

په ۲۰ سانتي گريد کې کېږدي.

وزن Weight
1kg=100g
1g=1000mg
1mg=1000micro gram (Mg)
1Mg=1000 nano gram (ng)
1Ng=1000picogram (MMg)

حجم Conversions
1kg = 2.2 ob پونډ
1 IB= 16.03(ounce) 0.45kg
1 foot= 12 inches=30cm
1 litre=1.025 pints
1 pints=20fluid ounce=0.57.lit

اوږدوالي Lengths
1mm=1000Micrometer (mm)
1Mm=1000Nanometer (Nm)

ځینې معلوماتونه چې دمریضي موادو سره فورمه کې باید ولیږل شي نو:

- ۱- دڅاروي دځاوند نوم او مکمل ادرس.
- ۲- دڅارويو تعداد په پاده یا رمه کې.
- ۳- دڅارويو نوع چې ناروغه شوي دي.
- ۴- دناروغي د شروع کیدو نیټه او تلفاتو شمیر.
- ۵- دناروغي دخپريدو طرز په پاده یا رمه کې.
- ۶- په ناروغي اخته او مړو څارويو تعداد د سن مطابق.
- ۷- کلینیکي علامي-----
- ۸- دغذاي موادو نوع او د پریستاري طریقي.
- ۹- کومه دوا استعمال شویده.
- ۱۰- دمریضي موادو لیست چې لابراتوار ته لیږل کېږي.
- ۱۱- دلپرونکي نوم او مکمل ادرس.
- ۱۲- نیټه.

د (Trichomonosis) تشخیص تست:

ترکومناسیس Trichomonosis فیتوس د نسل د تولید په دستگاه خصوصاً په غواگانو او غوایانو کې لیدل کېږي. چې دي غوایان په تذکیر د پریپوس او په غواگانو کې په سرویکس واژن او رحم کې ژوند کوي. دغه پرازیت ګلابي رنګ د ۲۵-۱۰ مایکرون طول لري. او شلاق لري چې درې شلاقه لري دي په مخکني حصه کې موقعیت لري چې کله نمونه واخستل شي چې تازه او غیري منظم حرکت کوي چې دغه تشخیص لپاره چې دجنین دمعدې د مایع څخه رحم ترشحات، اودواژن او په

غويانو کي ډير پيوس دمنځلو څخه لاسته راځي دغه مایع د سنتریفیوژ Centerifuge په ۳۰۰۰ دوره د پنځه دقیقو لپاره چي د تیوب پورتنی برخي مایع لیري کیري او دلاندني برخي څخه چي رسوب یی کړي دي یوه قطره اخستل کیري په سلايد اچول کیري کورسلايد پري کیردي اوبیا یی دمایکروسکوپ لاندی وگوري د همدغه مایع دکلچر لپاره تري کار هم اخستل کیري.

EOSIN رنگ پواسطه رنگول:

The use of eosin stain

ځيني وخت لوي پرازیتونه په کولمو کي ژوند کوي یا دمکوزا شاوخوا کي نښتي وي اوځيني پروتوزوا یادکولموپه لومن کي ژوند کوي نوپدي خاطر دکولمومختوا کي ختماً پرازیت لیدل کیري نو ځيني وخت ضرورت کیري چي محتویات معاینه شي: دغه رنگ 0.5% محلول جوړیږي اوپه ځيني وخت کي د غایطه موادو لپاره استعمالیږي چي که په دغه غایطه موادو کي پروتوزوا موجود وي نو سور رنگ اخلی او دمایکروسکوپ ۱۶ قوه کي تري کار اخستل کیري په دغه لاندی ترتیب عملیه اجرا کیري.

مسقیم رنگ کول: (Stain direct smears)

- یوڅو قطري ددغه رنگ څخه په پاک سلايد واچوي.
- بیا لږڅه اندازه غایطه مواد راواخلی او رنگ کي اضافه کړي.
- اضافي شیان تري لیري کړي.
- بیا کورسلايد کیردي.
- بیاني دمایکروسکوپ په ۱۶ قوه کي وگوري.

غیري مستقیم رنگ کول (Unstained direct smear)

- یوه اندازه غایطه مواد په سلايد باندی واچوي.
- فزیولوژی محلول پري اضافه کړي.
- اضافه اولوي لوي شیان تري لیري کړي.
- بیا پري کورسلايد کیردي.
- بیاني دمایکروسکوپ لاندی په تیټه قوه کي وگوري هکي سیستم اولاروا په کي لیدل کیري.

ډبل سمیر (Thick smear)

- مواد غایطه دنخود ددانی په اندازه راواخلي په سلايد نی واچوي پریږدي چي وچ شي.
- کله چي وچ شو نوډ پارافین مایع پري واچوي بیا کورسلايد پري کیردي.
- بیا دمایکروسکوپ په تیټه قوه کي وگوري دځيني پرازیت هکي لیدل کیري.

PRESERVATION OF MATERIAL

لابراتواري معاینات (LABORATORY EXAMINATION)

کله چي ضرورت کیري چي مواد غایطه دمعاینی کولو لپاره یو لیري لابراتوار ته لیږي نو ضرورت وي چي غایطه مواد په ۱۵% فورمالین کي چي فزیولوژی محلول کي واچوي او ولیږي.

لابراتواري معاینات دکوکسیدوز لپاره (COCCIDIOSIS)

که چیرته غواري چي غایطه مواد دکوکسیدوز لپاره معاینه کړي نو سپارښتنه کیري چي دغه مواد په 2% پوتاشیم دري کرومیت محلول کي ولیږي. دغه یو پرازیت وي چي د کولمو په Epithelial کي ژوند کوي. دژوند دوران یی مستقیم دي کوم وسطي میزبان ته ضرورت نه لري. د Sporozoites مرحله موثره دوره ده چي په Oocyst کي پیداکیري کوکسیدوز په وترنري کي ډیر اهمیت لري

دکولمو د مکوزا څخه سمیر اخستل: (Intestinal mucosa smear)

د Post mortem معایناتو څخه وروسته دکولمو مکوزا څخه سمیر واخستل شي. اوپه Giemsa رنگ باندی نی رنگ کړي. نوتاسي به merozoites او schizonts وگوري.

ځيني امکان لري چې د oocyst ميزبان څخه بيرون د غايطه موادو څخه پيداشي مگر اصلي ځاي oocyst داخل دميزبان وي.

(Oocyste) څخه د (Coccidia) دنوعي پيژندل.

- زياتره وخت oocyst اندازه ۵۰-۱۰ مايكرون پوري ده. دميزبان پوري ترلي ده.
- شکل رنگ او پنډوال ني ډير نه دي شکل ني نارمل نه دي.
- رنگ ني زياتره زير رنگ ته ورته دي ځيني وخت نصواري او قرمزي ته ورته دي.

ځيني نوري طريقي د (Coccidia) دنوعي پيژندل

- دهر نوع کوكسديا دخپل ميزبان پوري ترلي مشحصات لري.
- لکه دچرگانو کوكسديا خاصتاً په Duodenum كي وي مگر ځيني نور Caeca متاثره کوي.
- مريض يا Pathogenicity ميزبان د عمر پوري اړه لري.
- کله چې د Oocyst په غايطه موادو كي گوري نومحلول 2.5% پوتاشيم ډاي کروميت كي جوړ کړي ډبکتریا نمو بنکته راولي.

تعقيمول يا پاکول (Sterlization):

تعقيمول يا پاکول دي ته ويل کيږي چې په مختلفو طريقو سره د ميكروبونو څخه پاک کړاى شى چې پدي كي مهم رول د حرارت درجه لري.

تعقيمول په دوه طريقو سره صورت نيسي يو فزيکي او بل کيمياوي .

۱ : دپاکولو طبعي يا فزيکي طريقه (Physical method):

په فزيکي طريقه كي دري مختلف شيان پکاروړل کيږي،حرارت،ورانگي اوفلتریشن.

الف: حرارت (Heat):

دتعقيمولو اوپاکوالي ترټولو غوره طريقه حرارت دي چې ډير زيات شيان دميكروبونو څخه پري پاکول کيږي او هغه په دوه ډوله دي وچ حرارت او نم لرونکي حرارت.

وچ حرارت(Dry Heat):

پدي طريقه باندي سورنجونه،تست تيوبونه،پيپټ،فلاسک،بيکرز، پوډر او نور شيان.

وچ حرارت په پنځه لاندي طريقي سره صورت نيسي.

Red heat: پدي طريقه كي داوسپني اوستيل څخه جوړشوي شيان اوسامان دلمبي په سرنپول کيږي اوتر سوروالي پوري پري کيښودل کيږي چې پدي طريقه ميكروبونه ختميږي.

Flaming: پدي طريقه كي اړوند شي دلمبي په سرنپول کيږي خوترسوروالي پوري نه پريښودل کيږي

Burning of spirit: داطريقه ډيره غوره نده.

Oven :Hatair oven يو کوچني ماشني دي چې په هغي كي تيوبونه،فلاسک،بيکراو نور شيان چې له شيشي څخه جوړشوي وي کيښودل کيږي اوبيا حرارت ورکوي خو حرارت ني کنتروليزي،پدي كي تر 180°C درجو پوري حرارت ورکول کيږي دنيم ساعت لپاره ترڅو ميكروبونه ختم شي.

Infre red radiation: پدي طريقه كي ډير زيات حرارت ته اړتياوي نو ځکه په کوخنيو لابراتوارونو كي نه استعماليږي.

نم لرونکي حرارت (Wet Heat):

پدي طريقه كي دبخار پواسطه ميكروبونه وژل کيږي داپه دري طريقي صورت نيسي.

د 100°C څخه په کم حرارت باندي شيدې اوځيني واکسين گرمول کيږي چې ډير بکترياوي له منځه ځي خو خاصيت ني نه بدليږي دي طريقي ته پاستوريزشن هم وائي. پدي كي 60 °C حرارت او د 30-60 دقيقو پوري وخت پکاروي. په 100 °C حرارت كي د 10 دقيقو لپاره زياتي بکتریا له منځه ځي خصوصاً سپورنه توليدونکي بکتریا د 100 °C څخه زيات حرارت كي داعمحل داوتوکلاؤ ماشين پواسطه ورکول کيږي پدي فشار او حرارت دواړه کارکول، اوبه لري اوبخار ورڅخه پيداکيږي چې دهغي پوسيله ميكروبونه ختميږي. دهواويستلو په طريقه هم تعقيمول صورت نيسي،دبرقي ماشين پوسيله هوا ويستل کيږي اوبيا په شيانو كي ننوځي اوميكروبونه له منځه وړي.

ب: تعقيم دورانگو پوسيله:

پدي طريقه كي دېنښي وړانگي څخه كار اخستل كيږي چې په هغي سره بكتريايوي، سپورنه اونور ختميږي ، خو په شيانو كي ددي وړانگو داخلول چندان ډير نوي نو تعقيم ئي مكمل نه گڼل كيږي. دايوني وړانگي پوسيله هم صورت نيسي خو دا ژوند يو حجاتو ته زيان رسوي او استعمالوونكي ته هم خطر لري.

ج: دفلتریشن په طريقه تعقيمول(Filtration):

دا طريقه دنرمو اومايع مواد لپاره پكاريږي لكه ميديا ، محلولات، سيرم او درملونه كوم چې دحرارت څخه دهغوي خاصيت اغيزمن كيږي ځكه نودي ته حرارت نه وركول كيږي اويواخي فلتر كيږي. ددي لپاره ډيره نفيس فلترونه استعماليږي له كوم څخه چې بكتريا او نور ميكروبوونه نشي تيريډاي.


ح: دتعقيم يا پاكولو كيمياوي طريقه (Sterilization by Chemicals):

دا تعقيم دعضوي اوغيرعضوي مركباتو پوسيله صورت نيسي دمثال په توگه:
الف: دبوريك اسيد 2% يا 3% محلول د فنگسونو اوبكتريايو په ضد استعماليږي.

ب: كرومك اسيد دقوي ميكروب وژونكي په توگه هم استعماليږي.

ج: بنزويك اسيد، سيلسيلك اسيد، مينډيلك اسيد د فنگسونو بكتريايانو په ضد استعماليږي. دقلوي مركباتو پوسيله هم ډير شيان تعقيم اوپاكول كيږي. لكه: بلغم اويورين د 70% الكولو پوسيله سپورونه ختميږي. فارم الديهيد چې 40% اوبه يا 10% ميتانول سره پيداكيږي د ميكروب او سپورونو لپاره ډيره ښه كارول وركوي. د HCHO دگازكمپلو ، اطاقونو، دعملياتو خونه اونور كوچني او غټ شيان پري پاكول كيږي. دفينول پوسيله هم خيني حشرات وژل كيږي.

پاي



ترتيب کونکي لنډه پيژندنه:

دوترنري ډاکټر داد محمد سعادت د محبت خان زوي د سعادت خان لمسي دکونړ ولايت نورگل ولسوالي دبرنورگل په کلي کې په (۱۳۳۶) هـ ش کال کې په يو غريبه کورني کې زيږيدلي دي د ۱۳۴۳ کال څخه تر ۱۳۵۵ کاله پوري لمړني تعليمات تردولسم صنف پوري په نورگل په ليسه کې سرته رسولي دي په ۱۳۵۶ کال کې دکابل پوهنتون د وترنري پوهنځي ته شامل او په ۱۳۶۰ کال ددغه پوهنځي څخه فارغ شوي دي په ۱۳۶۱ کال کې د عسکري خدمت څخه وروسته د کرنې وزارت د وترنري رياست دڅارويو درنځونو دتشخيص او تحقيق انستيتوت کې په سيرولوژي ، توکسيکولوژي او پتالوژي شعباتو کې دنده سرته رسولي ده په همدغه موده کې شپږمياشتو لپاره د هندوستان د (IVRI) په انستيتيوت کې دسيرولوژي او امينولوژي اونورو دوترنري څانگو کې تريننگ اخستي دي چې دغه فيلوشپ د FAO دملگرو ملتونو دخوراک او کرنې ادارې لخوا ورته ورکړل شويدې. په ۱۳۷۱ کال کې د ننگرهار ولايت د نازيانو ولسوالي کې د څارويو دروغتيا کلينک کې دافغانستان د دوباره امدادي کميټې (CRAA) سره تر ۱۳۷۳ پوري کار کړي دي.

د ۱۳۷۳ نه تر ۱۳۷۶ کاله پوري د افغانستان د کليو پراختيا موسسې (ARDA) سره د ننگرهار کنړ ولسواليو حيواني کلينکونو لپاره د منيتور او ترينر په صفت د FAO د پروگرامونو لاندې کار کړي دي.

د ۱۳۷۶ نه تر ۱۳۸۳ کاله پوري د ملگرو ملتونو د خوراک او کرنې ادارې FAO سره په قندهار ساحوي دفتر کې د منيتور په صفت د قندهار زابل اورزگان نيمروز هلمند فراه او هرات ولايتونو کې وظيفه سرته رسولي ده.

بيا د ۱۳۸۳ نه تر ۱۳۸۸ کال پوري د افغانستان د وترنرانو د اتحاديي د جلال اباد قندهار هلمند په ساحوي دفترونو کې ساحوي منيتور د لاپراتوار اومصنوعي القاح د نيکروپسي سمپل ټولولو او په (OIE) ساري ناروغيو کورسونو کې دښوونکي په صفت کار کړي دي. فعلاً د ننگرهار دوترنرانو د اتحاديي ساحوي دفتر د ساحوي آمر په توگه کار کوي.